

Philips Sonicare
DiamondClean Smart
Sonický zubní kartáček s
aplikací

Personalizované rady

Senzory inteligentní hlavice
kartáčku
Detekce inteligentní hlavice
kartáčku
5 režimů, 3 intenzity

DiamondClean Smart



HX9924/17

Náš nejlepší zubní kartáček pro kompletní péči o zuby a dásně

Můžete se cítit sebejistě díky 100% péči

Kartáček DiamondClean Smart je naším nejlepším kartáčkem umožňujícím kompletní péči o ústní dutinu. Čtyři vysoce výkonné kartáčkové hlavice vám dovolí zaměřit se na všechny oblasti zdraví zubů a dásní a technologie Smart Sensor vám poskytne přizpůsobenou zpětnou vazbu a rady.

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Odstraní až 10krát více plaku* a zajišťuje hloubkové čištění
- Až 7x zdravější dásně* během pouhých 2 týdnů
- Odstraňuje až o 100 % více skvrn** za pouhé 3 dny
- Užívejte si dlouhotrvající svěží dech

Osobní rady v aplikaci pro dokonalé čištění zubů

- Sleduje, kde máte zuby vyčištěné, zvýrazní místa, kde zatím vyčištěné nejsou
- Začnete se lépe starat o problematické oblasti
- Upozorní vás, když na zuby příliš tlačíte
- Navede vás, abyste zmírnili drhnutí
- Navede vás zpět na místa, která jste vynechali, pro zajištění 100% pokrytí

Optimalizujte své čištění zubů

- Hlavice kartáčku automaticky vybere optimální nastavení
- Využijte hlavici kartáčku co nejúčinněji
- Vyberte si z 5 režimů a 3 nastavení intenzity

PHILIPS
sonicare




asimpleswitch.com

Sonický zubní kartáček s aplikací

Personalizované rady Senzory inteligentní hlavice kartáčku, Detekce inteligentní hlavice kartáčku, 5 režimů, 3 intenzity


Přednosti

Rozlučte se s plakem




Nasadte hlavici Premium Plaque Defense pro zajištění toho nehlubšího vyčištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem*** a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí*.

Péče o vaše dásně



Nasadte hlavici Premium Gum Care pro vylepšení zdraví dásní. Její menší velikosti a cílená vlákna zajišťují jemné, ale účinné vyčištění podél linie zubů a dásní, kde vznikají onemocnění dásní. Je klinicky prokázáno, že hlavice zajišťuje až o 100 % méně zánětů dásní* a až 7krát zdravější dásně během pouhých dvou týdnů používání.*

Bělejší zuby, rychle



Nasadte hlavici Premium White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a


dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice odstraní až o 100 % více skvrn během pouhých tří dnů.**

Hlavice na čištění jazyka TongueCare+



Nasadte hlavici TongueCare+ a můžete jemně eliminovat zápach způsobený bakteriemi v pórech vašeho jazyka. 240 speciálně rozmístěných vláken MicroBristles pronikne do vyvýšenin a rýh na vašem jazyku a odstraní bakterie a nečistoty vedoucí ke špatnému dechu. V kombinaci se sprejem na jazyk BreathRx dosáhnete skvělého vyčištění a velmi svěžího dechu.


Nevynechá ani místo



Díky inteligentnímu senzoru místa budete vždy vědět, kde jste si zuby již vyčistili a kde ne. Sledování v reálném čase pomocí aplikace Philips Sonicare vám dá vědět, kdy jste dosáhli hlubokého vyčištění. Aplikace vám také poradí, jak si zuby lépe a důkladněji čistit.


HX9924/17

Nastavení oblastí zaměření a cíle



Máte v ústech nějaká problematická místa, na které vás upozornil zubní lékař? Pomůžeme vám je zvýraznit na 3D mapě vašich úst v aplikaci a připomeneme vám, abyste těmto oblastem věnovali více pozornosti.

Příliš velký tlak



Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale DiamondClean Smart si toho všimne. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kružek na konci těla začne blikat. Tím vás jemně upozorní, že byste měli tlak zmírnit, a nechat to vše na hlavici kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla lépe čistit zuby.



Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Sonický zubní kartáček s aplikací

Personalizované rady Senzory inteligentní hlavice kartáčku, Detekce inteligentní hlavice kartáčku, 5 režimů, 3 intenzity

Specifikace

Režimy

- Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
- White+: Odstraňuje povrchové skvrny
- Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění
- Gum Health: Speciální pozornost věnovaná stoličkám
- TongueCare+: Pro dlouhou trvající svěží dech
- 3 intenzity: Vysoká, Střední, Nízká

Balení obsahuje

- Rukojeť: 1 DiamondClean Smart
- Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defense, 1 kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care, 1 kartáčková hlavice W3 Premium White, 1 hlavice na čištění jazyka TongueCare+
- Nabíjecí sklenice: 1
- cestovní pouzdro: Nabíjecí cestovní pouzdro s USB

Párování režimů BrushSync

- C3 Premium Plaque Defense: Kompatibilní s režimem Clean
- Kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care: Kompatibilní s režimem Gum Health
- Kartáčková hlavice W3 Premium White: Kompatibilní s režimem White+
- Hlavice na čištění jazyka TongueCare+: Kompatibilní s režimem TongueCare

Možnosti připojení

- Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace pro čištění zubů

Kompatibilita

- Kompatibilita se systémem Android: Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0
- Kompatibilita se systémy iOS: iPad 3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším

Design a provedení

- Barva: Černá

Výkon čištění

- Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
- Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*
- Přínos pro zdraví: Až 7x zdravější dásně****
- Bělící výhody: Až o 100 % méně skvrn*****
- Kontrola tlaku: Nachové zabarvení kroužku, Vibrace těla kartáčku jako upozornění
- TouchUp: Zajišťuje 100% pokrytí
- Časovač: Technologie BrushPacer a Smartimer

Technologie Smart Sensor

- Tlakový senzor: Upozornění na příliš silné čištění
- Senzor místa: Sleduje a vylepšuje pokrytí
- Senzor pohybu: Návod na redukci drhnutí
- 3D mapa úst: Zvýrazní problémová místa
- TouchUp: Pro řešení vynechaných míst

Snadné použití

- Kompatibilita: Zacvakávací hlavice kartáčku
- Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace s optimálním režimem
- Ukazatel výměny: Pro neustále nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí
- Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává životnost baterie
- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Displej: Osvětlený displej

Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Provozní doba (od plného nabití do vybití): 14 dní*****

Spotřeba

- Napětí: 110–220 V

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka



Datum vydání 2018-07-05

Verze: 7.0.2

EAN: 08 71010 38181 51

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* než manuální kartáček

** ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem s kvalitní bělící pastou na zuby

*** ve srovnání s DiamondClean

**** v režimu Gum Health oproti manuálnímu zubnímu kartáčku v průběhu 2 týdnů

***** po 3 dnech používání v režimu White+ oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

***** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním režimu