

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser
DiamondClean nové
generace

Ústní sprcha + zubní kartáček

Technologie Quad Stream
Při čištění vás navedou pulzující
vlny



HX3866/41

Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií

QuadStream

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku* na čištěných místech

Snadné a důkladné čištění zubů zlepšit zdraví vašich dásní. Unikátní hlavice Quad Stream vyčistí větší plochu s menším úsilím pro efektivní čištění mezizubních prostor při každém použití, takže správné provedení mezizubní hygieny nebylo nikdy snazší.

Zaručuje výjimečnou čistotu

- Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění

Easy and convenient

- Standardní hlavice pro přesné čištění
- Rychlé a univerzální nabíjení pomocí kabelu USB-C

Faster, more effective flossing

- 2 režimy čištění mezizubních prostor, 3 nastavení intenzity
- Důkladné vyčištění za 60 sekund
- Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu
- Technologie Quad Stream pro rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor

Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Čištění podle vašich potřeb

PHILIPS
sonicare

DiamondClean nové generace

Ústní sprcha + zubní kartáček Technologie Quad Stream, Při čištění vás navedou pulzující vlny

Přednosti

Technologie Quad Stream



Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozděljuje proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistíte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.

Technologie Pulse Wave



V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.


2 režimy, 3 intenzity



Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody

k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.

Důkladné vyčištění za 60 sekund



S tryskou která se otáčí o 360° se dostanete i do obtížně dosažitelných oblastí a zařízení tak můžete používat v jakékoli orientaci. Dosáhnete důkladného 360° čištění za pouhých 60 vteřin.

Nabíjení prostřednictvím USB-C



Pohodlné nabíjení pomocí kabelu USB-C využívá stejného připojení jako většina telefonů nebo tabletů. Získejte až 14 dní užívání z jednoho nabití.

HX3866/41

4 režimy, 3 intenzity




Kartáček DiamondClean 9000 se dodává s režimy Clean, White+, Gum Health a Deep Clean+, které se postarají o vaše potřeby při čištění zubů. Režim Clean je určen pro výjimečné každodenní čištění, režim White+ slouží k odstranění skvrn, režim Gum Health zajišťuje šetrné, ale účinné čištění dásní a režim Deep Clean+ zajišťuje osvěžující hloubkové čištění. Tři intenzity vám umožňují vybrat si mezi vyšším nastavením pro účinnější čištění a nižším nastavením pro citlivější ústa.

Technologie Philips Sonicare

Sonický stírávací pohyb napění zubní pastu na bublinky, které útočí na plak a vhání je do mezizubních prostor a podél linie dásní. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako při měsíčním čištění manuálním kartáčkem.

Standardní hlavice pro přesné čištění



Standardní hlavice s jedním proudem disponuje dostatečným tlakem pro přesné čištění a odstranění zbytků jídla kdykoli je třeba.

Specifikace

Spotřeba

- Napětí: Vícenapěťová nabíječka

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Nástavec trysky: Snadné nasazení a sundání

Výkon

- Čištění: Vyčištění celých úst vám zabere pouhých 60–90 vteřin

Balení obsahuje

- Bezdrátový Power Flosser: 1
- Tryska F1 Standard: 1

- Tryska F3 Quad Stream: 1
- Nabíjecí kabel pro USB: 1
- Síťový USB adaptér: 1
- DiamondClean 9000: 1
- Kartáčková hlavice: 1 - C3
- Nabíjecí sklenice: 1
- Cestovní pouzdro USB: 1

Přínos pro zdraví

- Odstraňování zubního plaku: Na čištěných místech odstraňuje až 99 % zubního plaku*

Režimy Power Flosser

- Clean: Pro výjimečné každodenní čištění
- Deep clean+: Unikátní důkladné čištění
- Stupně intenzity: 3



Datum vydání 2022-05-15

Verze: 3.3.1

EAN: 08 71010 39975 11

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit.