

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček

For Kids

Technologie Bluetooth®

Interaktivní aplikace

2 kartáčkové hlavice a 10
nálepek

2 režimy



HX6352/42



Interaktivní sonický výkon. Větší zábava a lepší čištění

Vzrušující začátek zdravých návyků po celý život

Udržte zájem dětí během čištění zubů. Sonický kartáček Philips Sonicare For Kids s podporou technologie Bluetooth spolupracuje se zábavnou aplikací, která dětem pomáhá čistit zuby déle a lépe. Děti se tak baví a zároveň se učí návyky, které jim vydrží po celý život.

Interaktivní zábava a technologie Philips Sonicare

- Díky interaktivní aplikaci se děti nadchnou pro čištění
- 98 % dotazovaných říká, že je jednodušší přimět děti čistit si zuby déle a lépe*
- Senzační odměny za úspěšné čištění
- Sledujte dobu čištění, i když aplikaci nepoužíváte

Navrženo pro budování celoživotních zdravých návyků


- Funkce KidTimer a KidPacer pro správné čištění po celý život
- Vyměnitelné zábavné samolepky pro vlastní design kartáčku
- Design s možností více uchopení pro rodiče i děti

Zaručuje efektivnější čištění, chrání rostoucí úsměv dětí

- Dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor
- Pogumovaná kartáčková hlavice pro ochranu mladého chrupu
- K dispozici 2 velikosti kartáčkových hlavic
- Upřednostňováno zubními lékaři, kteří je doporučují vlastním dětem
- 2 dětské režimy pro šetrné a efektivní čištění

Přednosti

Zábavný, vzdělávací, efektivní



Aplikace Philips Sonicare For Kids se synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem vašeho dítěte a formou hry mu pomáhá naučit se pečovat o zuby a dásně. Postavička Sparklyho motivuje děti k tomu, aby si zuby čistily déle a lépe. Každé čištění začíná jasnými obrazovými pokyny ke správným technikám čištění a sledování pokroků v aplikaci zaznamenává celkový výkon. Děti se učí a zároveň se baví a rodiče mohou sledovat, jak si děti vedou mezi kontrolami u zubaře.

Interaktivní systém Sonicare For Kids



Se zubním kartáčkem a aplikací Philips Sonicare For Kids se mohou děti naučit, jak si samy správně čistit zuby. Aplikace se synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem dítěte prostřednictvím Bluetooth, ukazuje techniky správného čištění a umožňuje sledovat výkon. Děti vidí, jak dobře si zuby čistí, a za dobře odvedenou práci získávají zajímavé odměny. 98 % z dotazovaných rodičů, kteří tento vzdělávací a účinný systém využívají, říká, že je snazší přimět děti k delšímu a lepšímu čištění. Je to zábavný způsob, jak dětem pomoci vybudovat zdravé návyky péče o zuby, které jim vydrží na celý život.

Více zábavy, lepší výsledky



Náš zubní kartáček a aplikace Philips Sonicare For Kids vnáší do čištění zcela novou úroveň zábavy. Ústředním hrdinou aplikace je Sparkly, kterého si děti zamilují a který má čisté zuby opravdu rád. Děti se starají o Sparklyho a kouč čištění je současně motivuje, aby si zuby čistily déle a lépe. Pokaždé, když si dítě vyčistí zuby správně, je Sparkly šťastnější a každé úspěšné čištění zubů přináší odměnu. Děti mohou odemknout příslušenství a Sparklyho si přizpůsobit nebo pro něj získat zdravé jídlo, které má rád. Rodiče mají dokonce možnost doplnit do aplikace vlastní odměny.

Připojení prostřednictvím Bluetooth



U zubního kartáčku Philips Sonicare For Kids s funkcí Bluetooth sleduje funkce Quadpacer v aplikaci čištění zubů v reálném čase. Rozpozná, kdy čištění zubů začne, kdy se přeruší a kdy skončí. A díky integrované paměti a časové známce na těle kartáčku můžete dokonce ukládat podrobnosti až pro 20 čištění, když aplikaci nepoužíváte. Při dalším společném použití aplikace a kartáčku se údaje o těchto čištěních synchronizují s kalendářem aplikace. Odměny za úspěšné čištění si lze stále vybrat a vaše dítě snadno uvidí, jaké udělalo pokroky.

KidTimer + KidPacer



Pokud chcete vytvořit návyk správného čištění zubů, elektrický zubní kartáček Philips Sonicare For Kids s funkcí Bluetooth se spojí s aplikací a pomáhá dětem pomalu prodlužovat dobu čištění. Cílem je dosáhnout doby dvou minut, kterou doporučují zubaři. Při používání aplikace děti napodobují kouče čištění v aplikaci, který si důkladně čistí jednotlivé části úst. Kouč čištění bude dítě motivovat k prodloužení doby, kterou stráví čištěním každého kvadrantu. S tím, jak si dítě čistí zuby delší dobu, získává odměny od Sparklyho, který má rád zuby opravdu čisté. Učit se správně čistit zuby na celý život je zábava.

Sonická technologie



Zatímco se děti učí čistit zuby, naše sonická technologie se postará o všechno ostatní. Jedinečné dynamické působení elektrického zubního kartáčku Philips Sonicare zajistí jemný a efektivní přístup hluboko mezi zuby a podél linie dásní. Díky více než 500 stěrům za vteřinu pomáhá síla sonického čištění kompenzovat rozvoj techniky čištění, jak se děti dále zdokonalují. S touto technologií je zubní kartáček Philips Sonicare For Kids až o 75 % účinnější než manuální zubní kartáčky a návštěvy zubaře se tak obejdou bez větších problémů.

Specifikace

Režimy

Režimy čištění: 2

Balení obsahuje

Tělo kartáčku: 1 Sonicare for Kids Connected

Kartáčkové hlavice: 1 Philips Sonicare for Kids,
1 Philips Sonicare for Kids

Nálepky: 8 vyměnitelných samolepek, 2
bonusové nálepky

Nabíječka: 1

Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Telefony
Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

Kompatibilita se systémy iOS: iPhone 4S
nebo vyšší, iPad 3. generace nebo vyšší,
s operačním systémem iOS7

Výkon čištění

Výkon: O 75 % efektivnější*

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Časovač: KidTimer a Quadpacer

Přínos pro zdraví: Pro zdravé návyky hygieny
zubů a dásní

Snadné použití

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav
baterie

Systém kartáčkových hlavíc: Zaccvakávací
hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 3 týdny**

Tělo kartáčku: Pogumované tělo kartáčku
usnadňuje manipulaci, Tenký ergonomický
design

Displej: Osvětlený displej

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až
2 týdny

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Růžová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

