



Philips Sonicare For Kids
Sonický elektrický zubní
kartáček

Technologie Bluetooth®

Interaktivní aplikace
2 kartáčkové hlavice
2 režimy

For Kids



HX6322/04

Interaktivní sonická technologie. Více zábavy, lepší čištění!

Naučte své děti zdravým návykům pro celý život!

Udržte zájem dětí během čištění zubů. Technologie Bluetooth® propojuje sonický kartáček Philips Sonicare For Kids se zábavnou aplikací v telefonu nebo tabletu a motivuje děti k samostatnému, lepšímu a delšímu čištění. Děti se tak baví a získávají zdravé návyky, které jim vydrží po celý život.

Interaktivní zábava a technologie Philips Sonicare

- Díky interaktivní aplikaci se děti nadchnou pro čištění
- 98 % dotázaných rodičů potvrdilo, že je jednodušší přimět děti čistit si zuby déle a lépe*
- Senzační odměny za úspěšné čištění
- Sledujte dobu čištění, i když aplikaci nepoužíváte

Navrženo pro získání celoživotních zdravých návyků

- Funkce KidTimer a KidPacer pro správné čištění po celý život
- Výměnné samolepky pro vylepšení kartáčku
- Design s možností více uchopení pro rodiče i děti


Efektivní a šetrné čištění pro rostoucí dětské úsměvy

- Dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor
- Pogumovaná kartáčková hlavice pro ochranu mladého chrupu
- K dispozici 2 velikosti kartáčkových hlavic
- Upřednostňováno zubními lékaři, kteří je doporučují vlastním dětem
- 2 dětské režimy pro šetrné a efektivní čištění

PHILIPS
sonicare


Přednosti

Baví, vzdělává a efektivně čistí




Aplikace Philips Sonicare For Kids se synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem vašeho dítěte a formou hry podporuje výuku správné techniky čištění zubů a dásní. Výukový rádce motivuje děti k tomu, aby si zuby čistily déle a lépe. Každé čištění začíná jednoduchými obrazovými pokyny, jak to dělat správně. Aplikace monitoruje každé čištění a jeho délku, aby rodiče měli dokonalý přehled o výsledcích jak si děti vedou mezi kontrolami u zubaře.

Interaktivní kartáček Sonicare For Kids



Se zubním kartáčkem a aplikací Philips Sonicare For Kids se mohou děti naučit, jak si samy správně čistit zuby. Aplikace se synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem dítěte prostřednictvím Bluetooth, ukazuje techniky správného čištění a umožňuje sledovat výkon. Děti vidí, jak dobře si zuby čistí, a za dobře odvedenou práci získávají lákavé odměny. 98 % dotázaných rodičů potvrdilo, že je jednodušší přimět děti k delšímu a lepšímu čištění. Sonicare for Kids nabízí zábavný způsob, jak dětem pomoci vybudovat zdravé a správné návyky péče o zuby pro celý život.

Více zábavy, lepší výsledky



Náš sonický kartáček s aplikací Philips Sonicare For Kids vnáší do čištění zcela novou úroveň zábavy. Ústředním hrdinou aplikace je roztomilý Sparkly, kterého si děti zamilují a který má čisté zuby opravdu rád. Děti se starají o Sparklyho a výukový rádce je současně motivuje, aby si zuby čistily déle a lépe. Pokaždé, když si dítě vyčistí zuby správně, je Sparkly šťastnější a každé úspěšné čištění zubů přináší odměnu. Děti mohou odemkat příslušenství a Sparklyho si upravit nebo pro něj získat zdravé jídlo, které má rád. Rodiče navíc mají možnost doplnit do aplikace vlastní odměny.

Připojení prostřednictvím Bluetooth



U sonického zubního kartáčku Philips Sonicare For Kids s technologií Bluetooth sleduje funkce Quadpacer v aplikaci čištění zubů v reálném čase. Rozpozná, kdy čištění zubů začne, kdy se přeruší a kdy skončí. A díky integrované paměti a časové známce na těle kartáčku můžete dokonce ukládat podrobnosti až pro 20 čištění, kdy aplikaci nepoužíváte. Při dalším společném použití aplikace a těla kartáčku se údaje o těchto čištěních synchronizují s kalendářem aplikace. Odměny za úspěšné čištění si lze stále vybrat a vaše dítě snadno uvidí, jaké udělalo pokroky.

KidTimer + KidPacer



Pokud chcete vybudovat správné návyky v čištění zubů, sonický zubní kartáček Philips Sonicare For Kids s technologií Bluetooth se spojí s aplikací a pomáhá dětem postupně prodlužovat dobu čištění. Cílem je dosáhnout doby dvou minut, kterou doporučují zubaři. Při používání aplikace děti napodobují výukového rádce v aplikaci, který si důkladně čistí jednotlivé části úst. Výukový rádce bude dítě motivovat k prodloužení doby, kterou stráví čištěním každého kvadrantu. S tím, jak si dítě čistí zuby delší dobu, získává odměny od Sparklyho, který má rád zuby opravdu čisté. Učit se správně čistit zuby na celý život tak bude velká zábava.

Sonická technologie



Zatímco se děti učí čistit zuby, naše sonická technologie se postará o všechno ostatní. Jediné dynamické působení sonického zubního kartáčku Philips Sonicare zajistí šetrné a efektivní čištění hluboko mezi zuby a podél linie dásní. Díky více než 500 stěrům za vteřinu pomáhá síla sonického čištění kompenzovat rozvoj techniky čištění, jak se děti postupně zdokonalují. S touto technologií je sonický kartáček Philips Sonicare For Kids až o 75 % účinnější než manuální zubní kartáčky. Návštěvy zubaře se obejdou bez větších problémů.

Specifikace

Režimy

- Režimy čištění: 2

Balení obsahuje

- Tělo kartáčku: 1 tělo kartáčku Sonicare for Kids s technologií Bluetooth
- Kartáčkové hlavice: 1 Sonicare for Kids, standardní velikost, 1 Sonicare for Kids, kompaktní velikost
- Nabíječka: 1
- Samolepky: 8 přizpůsobitelných samolepek

Design a provedení

- Barva: Aqua

Výkon čištění

- Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
- Výkon: O 75 % efektivnější*
- Přínos pro zdraví: Pro zdravé návyky čištění zubů a dásní
- Časovač: KidTimer a Quadpacer

Snadné použití

- Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací hlavice kartáčku

- Výdrž baterie: Až 3 týdny**
- Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie
- Displej: Osvětlený displej
- Tělo: Pogumovaná rukojeť usnadňuje manipulaci, Tenký ergonomický design

Kompatibilita

- Kompatibilita se systémy iOS: iPhone 4S nebo vyšší, iPad 3. generace nebo vyšší, s operačním systémem iOS7
- Kompatibilita se systémem Android: Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny
- Typ baterie: Lithium-iontová

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Spotřeba

- Napětí: 110–220 V



Datum vydání 2017-01-01

Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 37702 51

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* dotázaných rodičů v porovnání s použitím samotného zubního kartáčku
** než manuální kartáček
*** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně
**** průzkum mezi americkými odborníky pracujícími v zubním lékařství s dětmi ve věku 4-10 let