




Philips Sonicare
ProtectiveClean 5100
Sonický elektrický zubní
kartáček

Zabudovaný tlakový senzor

3 režimy čištění
1 x funkce BrushSync
se sanitizátorem



HX6850/57

Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Bělejší zuby během 1 týdne.

Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získejte bělejší zuby za 1 týden.

Proven to improve oral health

- Bělejší zuby za pouhý týden

Designed around you

- Motivace k důkladnému čištění
- S tímto příslušenstvím je cestování snadné
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku

Innovative technology

- Upozorní vás, pokud při čištění příliš tlačíte
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi

Optimize your brushing

- Vyberte si ze tří režimů

Zničí bakterie na hlavicích kartáčků

- UV sanitizátor zlikviduje až 99 % bakterií a virů***

PHILIPS
sonicare


Přednosti

Přirozeně bělejší zuby



Nasadíte hlavici W DiamondClean, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že hlavice díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Tři režimy




S tímto kartáčkem si můžete čištění přizpůsobit svým vlastním potřebám díky výběru ze tří režimů. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní.

Včetně UV sanitizátoru



Udržujte hlavice kartáčku Sonicare čisté pomocí speciálně navrženého UV sanitizátoru Philips. Stačí umístit jednu či dvě hlavice kartáčku dovnitř a stisknout tlačítko. Za 10 minut je hotovo. Zničí až 99 % bakterií a virů bez použití chemikálií.***

Sleduje tlak čištění



Přílišný tlak při čištění může poškodit vaše zuby a dásně. Aby tomu zabránil, vydává zubní kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean jemný pulzující zvuk, kterým vás upozorní, abyste netlačili.

Technologie BrushSync




Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Připomínka výměny pomocí technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

Užitečné časovače



Hledáte elektrický kartáček s časovačem? Zatímco náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištěním každé jednotlivé části úst, časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Cestovní pouzdro a nabíječka



Díky prémiovému cestovnímu pouzdru bude váš kartáček hygienicky uložený. Kompaktní nabíjecí základna zase udrží zařízení nabitě na cestách. Užijete si dva týdny pravidelného používání na jedno plné nabití a pro delší cesty mějte s sebou tuto nabíječku.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černošedá

Spotřeba

- Napětí: 110–220 V

Technické údaje

- Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny
- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

- Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku
- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie
- Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace s optimálním režimem
- Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

Balení obsahuje

- Rukojeť: 1 ProtectiveClean
- cestovní pouzdro: 1
- Nabíječka: 1

- Kartáčkové hlavice: 1 hlavice W2 Optimal White
- UV sanitizér: 1

Výkon čištění

- Výkon: Zničí až 99 % bakterií, a virů***
- Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu
- Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu
- Časovač: Quadpacer a SmarTimer
- Bělící účinky: Bělejší zuby za 1 týden
- Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění
- Sanitizér: Navržena pro čištění kartáčku Sonicare, Kartáčkové hlavice, Automaticky se vypne po, 10minutový cyklus, Snadná a bezpečná obsluha, jediným stisknutím tlačítka, Zubní kartáček Sonicare se zabudovanou, nabíječkou***

Režimy

- Clean: Pro výjimečné každodenní čištění
- Péče o dásně: Jemně masíruje dásně
- Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

Technologie Smart Sensor

- Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění
- Připomenutí výměny technologie BrushSync: Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku



Datum vydání 2022-05-05

Verze: 6.6.1

EAN: 08 71010 39985 01

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
* *Není kompatibilní s kartáčky DiamondClean, DiamondClean 9000 ani DiamondClean Smart
* **Bakterie H.A., E-Coli, S. Mutans; vir HSV-1. Pro použití s hlavici InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) a Premium Plaque Control (C3)).