



Philips Sonicare
HealthyWhite
Sonický elektrický zubní
kartáček

2 režimy čištění
2 hlavice kartáčku

HealthyWhite



HX6762/43

Přirozeně bělejší zuby

Jedinečný elektrický zubní kartáček pro bělejší zuby

Každému se líbí zářivě bílý úsměv. Nechte vyniknout přirozenou bělost svých zubů. Sonický kartáček Philips Sonicare HealthyWhite při pravidelném používání režimu Clean & White prokazatelně odstraňuje povrchové pigmentace, a to během pouhých dvou týdnů.



Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Přirozeně bělejší zuby díky inovativní sonické technologii
- Bezpečný a šetrný – klinicky ověřeno

Pomáhá následovat doporučení odborníků

- Časovač na 2 minuty hlídá doporučenou délku čištění
- Funkce Quadpacer napomáhá rovnoměrnému vyčištění

Nabízí čištění podle vašich potřeb

- Program snadného začátku pro snazší přivyknutí na kartáček Philips Sonicare
- Režim Clean and White: ověřeno pro odstranění pigmentů z povrchu zubu
- Režim Clean: standardní 2minutový režim

Zaručuje výjimečnou čistotu

- Dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor a podél linie dásní.
- Šikmý krček hlavice kartáčku pro lepší přístup k zadní straně zubů



asimpleswitch.com

PHILIPS
sonicare

Přednosti

Inovativní sonická technologie



Jedinečný dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

Šikmý krček hlavice kartáčku



Jedinečné naklonění kartáčkové hlavice tohoto zubního kartáčku usnadňuje přístup k zadní straně zubů a odstranění plaku i z těchto obtížně přístupných oblastí.

Přirozeně bílé zuby



Dynamický čistící účinek sonického zubního kartáčku a přímý kontakt s větší plochou každého zubu prokazatelně odstraňuje každodenní skvrny a pomáhá zuby udržovat přirozeně bělejší.

Bezpečný a šetrný



Sonický zubní kartáček Philips Sonicare je možné bez obav používat na rovnátka (hlavice kartáčku se na rovnátkách dříve opotřebuje), na zubní náhrady (výplně, korunky, fazety) i na obnažené krčky.

Funkce Smartimer




2minutový časovač tohoto sonického zubního kartáčku Philips Sonicare pomáhá dodržet dobu čištění doporučenou odborníky

Funkce Quadpacer




Časovač na 30 vteřin upozorní na uplynutí čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každé čtvrtině svých úst věnovat přiměřenou dobu a čištění zubů si tak lépe rozvrhnout.

Program Easy-start



Během prvních 14 použití zlehka zvyšuje intenzitu čištění, abyste si na čištění se sonickým zubním kartáčkem Philips Sonicare lépe zvykli

Režim Clean and White



2 minuty režimu Clean s dalšími 30 vteřinami v režimu White jsou zaměřeny na viditelné přední zuby. Odstraní každodenní nečistoty od kávy, čaje, tabáku nebo červeného vína. Bělejší zuby o 2 odstíny během 2 týdnů.*



Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Režimy

- Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
- Clean & White: 2 min Clean + 30 vteřin bělicí síly

Balení obsahuje

- Tělo kartáčku: 1 HealthyWhite Pink
- Kartáčkové hlavice: 1 ProResults, standardní velikost, 1 DiamondClean, standardní velikost
- Nabíječka: 1

Design a provedení

- Barva: Růžová

Výkon čištění

- Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
- Výkon: Odstraňuje až 90 % skvrn*
- Přínos pro zdraví: Pomáhá zlepšit zdravotní stav dásní
- Bělicí výhody: Bělejší zuby až o 2 odstíny
- Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Snadné použití

- Systém hlavic kartáčku: Hlavice kartáčku se snadným nasazením
- Výdrž baterie: Až 3 týdny**
- Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie
- Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design, Pryžová rukojeť pro snadnou manipulaci

Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 3 týdny**

Spotřeba

- Napětí: 110–220 V

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka



Datum vydání 2017-06-06

Verze: 5.0.1

EAN: 08 71010 37036 31

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* založeno na dvou periodách dvouminutového čištění v režimu Clean
* než manuální kartáček