

# PHILIPS

## sonicare

Sonický elektrický  
zubní kartáček

ProtectiveClean  
6100

Zabudovaný tlakový senzor

3 režimy, 3 intenzity

funkce BrushSync

cestovní pouzdro



HX6877/29



## Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Bělejší zuby během 1 týdne.

Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získejte bělejší zuby za 1 týden.

### Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Bělejší zuby za pouhý týden
- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

### Optimalizujte své čištění zubů

- Tři režimy, tři nastavení intenzity
- Výběr hlavic kartáčků pro optimální režim a intenzitu

### Inovativní technologie

- Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

### Navrženo pro vás

- Motivace k důkladnému čištění
- S tímto příslušenstvím je cestování snadné


# Přednosti

## Přirozeně bílé zuby



Nasadíte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

## Čistíte si zuby podle sebe



Tento kartáček vám díky třem režimům a třem nastavení intenzity umožní nastavit si způsob čištění. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní. Tři nastavení intenzity vám umožní přepínat mezi „vysokou“ a „nízkou“ a přizpůsobit se intenzitě zleva doprava.

## Bezpečný a šetrný




Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fasetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

## Technologie Philips Sonicare



Hlavice a tělo kartáčku Philips Sonicare tvoří skvělý tým. Díky naší sonické technologii dosáhnete bezkonkurenčního čištění. Vysokofrekvenční vibrace kartáčku s výkonem až 31 000 stěrů za minutu napění zubní pastu na jemné čisticí bublinky a vhání je mezi zuby a podél linie dásní, čímž zajistí výjimečné čištění.

## Příliš velký tlak?



Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš kartáček ano. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.

## Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje párování chytrých režimů a chytrých upozornění na potřebu výměny.

## Párování režimu a intenzity




Lámete si hlavu nad tím, jaký režim a intenzitu použít? Už nemusíte. Režim párování BrushSync informuje chytré tělo kartáčku, kterou chytrou hlavici používáte. Takže pokud například nasadíte hlavici pro péči o dásně, kartáček ví, že má vybrat optimální režim a intenzitu pro vaše dásně. Stačí stisknout aktivační tlačítko.

## Připomínka výměny technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

## Užitečné časovače



Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

# Specifikace

## Režimy

**Clean:** Pro každodenní kvalitní čištění

**Gum Care:** Jemně masíruje dásně

**Bílá:** Odstraňuje povrchové pigmentace

**3 intenzity:** Nízká, Střední, Vysoká

## Balení obsahuje

**Tělo kartáčku:** 1 ProtectiveClean

**Kartáčkové hlavice:** 2 hlavice W2 Optimal White, standardní velikost

**cestovní pouzdro:** 1

**Nabíječka:** 1

## Párování režimů BrushSync

**C2 Optimal Plaque Defense:** Kompatibilní s režimem Clean

**G2 Optimal Gum Care:** Kompatibilní s režimem Gum Care

**W2 Optimal White:** Kompatibilní s režimem White

## Design a provedení

**Barva:** Bílá a stříbrná

## Výkon čištění

**Frekvence:** Až 62 000 pohybů za minutu

**Přínos pro zdraví:** Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů. Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

**Kontrola tlaku:** Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**Časovač:** Funkce Smartimer a Quadpacer

## Technologie Smart Sensor

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš silné čištění

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:**

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavici kartáčku

**Technologie BrushSync:** Propojení chytrého těla, s chytrými hlavicemi

## Snadné použití

**Kompatibilita:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Indikátor baterie:** Kontrolka zobrazuje stav baterie

**Tělo kartáčku:** Tenký ergonomický design

**Výdrž baterie:** Až 2 týdny

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** Až 2 týdny

## Spotřeba

**Napětí:** 110–220 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

