

Jak správně používat ionizační kartáček IONICKISS?



Vlhkým prstem nebo dlaní se dotkněte kovového pásku **IONIPAD** a zvýšíte tak **tok generování iontů**. Když si čistíte zuby, **vždy se dotýkejte kovového pásku IONIPAD**. U dětského kartáčku je kovová páska nahrazena na zadní straně vodivým materiálem - termoplastickým kompozitem. Dítě uchopí rukojeť kartáčku a bude-li se dotýkat vlhkou rukou zadní strany, ionizace funguje stejně jako u kartáčku ORIGINAL.



Chcete-li sejmout výměnnou hlavici kartáčku, podržte kartáček jednou rukou a hlavicí otáčejte jemným pohybem druhou rukou. Až hlavice povolí tak ji odstraňte směrem dolů. Nasadte novou zubní hlavici na kovovou tyčinku a zacvakněte ji ke kartáčku.



Při použití zubní pasty může docházet k usazování pasty v mezerách mezi kartáčkem a dentální hlavicí. Kdykoliv je to možné, očistěte hlavici kartáčku a kovovou tyčinku.



Stisknutím tlačítka **IONITEST** zkontrolujete stav baterie. Kontrolu stačí provádět 1-2 týdně. Tlačítko nemačkejte při čištění zubů.

Pokud se rozsvítí LED světlo (u typu ORIGINAL červeně a u typu KIDS zeleně), kartáček **má dostatek energie** k procesu ionizace, a je tedy plně funkční. Pokud světlo přestane svítit, je nutné vyměnit kartáček za nový.