

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Ústní sprcha

Technologie Quad Stream
Při čištění vás navedou pulzující
vlny



HX3806/33

Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií

QuadStream

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku* na čištěných místech

Snadné a důkladné čištění zubů zlepší zdraví vašich dásní. Unikátní hlavice Quad Stream vyčistí větší plochu s menším úsilím pro efektivní čištění mezizubních prostor při každém použití, takže správné provedení mezizubní hygieny nebylo nikdy snazší.

Rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor

- Technologie Quad Stream pro rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor
- Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu
- 2 režimy čištění mezizubních prostor, 3 nastavení intenzity
- Důkladné vyčištění za 60 sekund

Snadné a pohodlné

- Rychlé a univerzální nabíjení pomocí kabelu USB-C
- Nádržka o objemu 250 ml se snadným plněním
- Nenáročná technika
- Standardní hlavice pro přesné čištění

PHILIPS
sonicare

Přednosti

Technologie Quad Stream



Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozděljuje proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistíte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.

Technologie Pulse Wave



V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.

2 režimy, 3 intenzity



Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě

důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.

Důkladné vyčištění za 60 sekund



S tryskou která se otáčí o 360° se dostanete i do obtížně dosažitelných oblastí a zařízení tak můžete používat v jakékoli orientaci. Dosáhnete důkladného 360° čištění za pouhých 60 vteřin.

Nabíjení prostřednictvím USB-C




Pohodlné nabíjení pomocí kabelu USB-C využívá stejného připojení jako většina telefonů nebo tabletů. Získejte až 14 dní užívání z jednoho nabití.

Nádržka o objemu 250 ml




Nádržka o objemu 250 ml pojme dostatek vody na čištění po doporučenou dobu 60 sekund. Chcete-li vodu doplnit, pootočte nádržkou a vyjměte ji nebo použijte boční otvor pro snadné doplňování.

Nenáročná technika



Stačí přiložit na požadované místo, stisknout tlačítko a docílíte efektivnějšího čištění mezizubních prostor. Namiřte hlavici mezi zuby a podél linie dásní a ústní sprcha udělá všechnu práci za vás.

Standardní hlavice pro přesné čištění



Standardní hlavice s jedním proudem disponuje dostatečným tlakem pro přesné čištění a odstranění zbytků jídla kdykoli je třeba.

Specifikace

Režimy

- Clean: Pro výjimečné každodenní čištění
- Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění
- Stupně intenzity: 3

Balení obsahuje

- Bezdrátový Power Flosser: 1
- Tryska F1 Standard: 1
- Tryska F3 Quad Stream: 1
- Cestovní taška: 1
- Nabíjecí kabel pro USB: 1
- Síťový USB adaptér: 1

Přínos pro zdraví

- Odstraňování zubního plaku: Na čištěných místech

odstraňuje až 99 % zubního plaku*

Snadné použití

- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Nástavec trysky: Snadné nasazení a sundání

Spotřeba

- Napětí: Vícenapět'ová nabíječka

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Výkon

- Čištění: Vyčištění celých úst vám zabere pouhých 60–90 vteřin



Datum vydání 2021-10-05

Verze: 1.0.1

EAN: 08 71010 39914 34

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit.