



Sonický elektrický zubní kartáček

- Zabudovaný tlakový senzor
- 1 režim čištění
- 1 x funkce BrushSync

HX6807/51

Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Bělejší zuby během 1 týdne.

Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získajte bělejší zuby za 1 týden.

Výhody

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Bělejší zuby za pouhý týden
- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Inovativní technologie

- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi

- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku


Navrženo pro vás

- Skvělý způsob, jak si zvyknout na nový kartáček
- Motivace k důkladnému čištění

PHILIPS

Vlastnosti

Přirozeně bělejší zuby



Nasadíte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fasetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáček odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Příliš velký tlak?



Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš elektrický kartáček s tlakovým senzorem to pozná. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.

Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Připomínka výměny pomocí technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáček se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

Program Easy-start



Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Proto vám náš program Easy start poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

Užitečné časovače



Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Režimy

Clean	Pro výjimečné každodenní čištění
2 nastavení intenzity	Vysoká
	Nízká

Balení obsahuje

Rukojeť	1 ProtectiveClean
Kartáčkové hlavice	2 hlavice W2 Optimal White, standardní velikost
Nabíječka	1

Design a provedení

Barva	Bílá a mátová
-------	---------------

Výkon čištění

Frekvence	Až 62 000 pohybů za minutu
Přínos pro zdraví	Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

ProtectiveClean 4300

Kontrola tlaku Časovač	Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu Vibrace těla kartáčku jako upozornění Quadpacer a SmarTimer	Rukojeť Výdrž baterie	Tenký ergonomický design Až 2 týdny
Technologie Smart Sensor		Technické údaje	
Tlakový senzor Připomenutí výměny technologie Brush-Sync	Upozornění na příliš velký tlak čištění Vždy víte, kdy vyměnit hlavice kartáčku	Baterie Typ baterie Provozní doba (od plného nabití do vybití)	Nabíjecí Lithium-iontová Až 2 týdny
Snadné použití		Spotřeba	
Kompatibilita s tělem kartáčku Ukazatel výměny	Zacvakávací hlavice kartáčku Pro ty nejlepší výsledky ikona připomenutí se rozsvítí	Napětí	110–220 V
Indikátor baterie	Kontrolka zobrazuje stav baterie	Servis	
		Záruka	2letá omezená záruka

* Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček



Změna údajů vyhrazena
2021, Srpen 4

Version: 8.0.1
EAN: 08710103863243

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com