




Philips Sonicare
ProtectiveClean 5100
Sonický elektrický zubní
kartáček

Zabudovaný tlakový senzor

3 režimy čištění
1 x funkce BrushSync
cestovní pouzdro



HX6857/35

Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Bělejší zuby během 1 týdne.

Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získejte bělejší zuby za 1 týden.

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Bělejší zuby za pouhý týden
- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Optimalizujte své čištění zubů

- Vyberte si ze tří režimů

Inovativní technologie

- Dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku

Navrženo pro vás

- Motivace k důkladnému čištění
- S tímto příslušenstvím je cestování snadné

PHILIPS
sonicare



asimpleswitch.com

Přednosti

Přirozeně bílé zuby



Nasadíte hlavici W DiamondClean, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fasetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.


Jediná opravdová sonická technologie



Hlavice a tělo kartáčku Philips Sonicare tvoří skvělý tým. Díky naší sonické technologii dosáhnete bezkonkurenčního čištění. Vysokofrekvenční vibrace kartáčku s výkonem

až 31 000 stěrů za minutu napění zubní pastu na jemné čisticí bublinky a vhání je mezi zuby a podél linie dásní, čímž zajistí výjimečné čištění.

Tři režimy




S tímto kartáčkem si můžete čištění přizpůsobit svým vlastním potřebám díky výběru ze tří režimů. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní.

Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje inteligentní upozornění na potřebu výměny.

Příliš velký tlak?



Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš kartáček ano. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.

Připomínka výměny technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.



Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Režimy

- Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
- Gum Care: Jemně masíruje dásně
- White: Odstraňuje povrchové pigmentace

Balení obsahuje

- Tělo kartáčku: 2 ProtectiveClean
- Kartáčkové hlavice: 2 hlavice W2 Optimal White, standardní velikost
- cestovní pouzdro: 2
- Nabíječka: 1

Design a provedení

- Barva: Černošedá, Bílá a mátová

Výkon čištění

- Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
- Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů, Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu
- Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění
- Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Technologie Smart Sensor

- Tlakový senzor: Upozornění na příliš silné čištění
- Připomenutí výměny technologie BrushSync: Vždy víte, kdy, vyměnit hlavici kartáčku

Snadné použití

- Kompatibilita: Zacvakávací hlavice kartáčku
- Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace s optimálním režimem
- Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí
- Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie
- Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design
- Výdrž baterie: Až 2 týdny

Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Spotřeba

- Napětí: 110–220 V

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka



Datum vydání 2018-10-28

Verze: 4.1.1

EAN: 08 71010 38643 56

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* než manuální kartáček