

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček

ExpertClean 4700

Zabudovaný tlakový senzor

2 režimy, 3 intenzity

1 x funkce BrushSync

se sanitizátorem



HX6483/53



Čistější zuby. Šetrné čištění.

Odstraňuje až 10x více zubního plaku než manuální kartáček

Díky našemu tlakovému senzoru poznáte rozdíl šetrného čištění a zároveň se zbavíte až 10x více plaku, než při používání manuálního kartáčku

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Zvýšený kontakt s povrchem pro odstranění zubního plaku

Optimalizujte své čištění zubů

- Režimy Clean a Gum Care

Navrženo podle potřeb pacientů

- Perfektní způsob, jak si pacienti zvyknou na svůj kartáček
- Motivace k důkladnému čištění

Inovativní technologie

- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Jemné upozornění, že máte zmírnit
- Pacienti využijí své kartáčkové hlavice co nejúčinněji
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

UV sanitizér odstraňuje bakterie na kartáčkových hlavicích

- Reflektor distribuuje dezinfekční světlo na hlavu kartáčku

Přednosti

Odstraňuje až 10x více plaku*




Hlavičky C3 Premium Plaque Defense zajišťují unikátní, důkladné čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavičky se přizpůsobí tvaru každého zuba, a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem** a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí*.

Příliš velký tlak?



Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.

Režimy Clean a Gum Care




Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku nebo na zdraví svých dásní, tento kartáček má režimy přesně pro vás: Režim Clean se stará o vynikající čištění, zatímco režim Gum Care prodlouží čištění o jednu minutu při nižším výkonu pro jemnou masáž dásní.

Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavičku kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Automatické upozornění na potřebu výměny



Všechny kartáčekové hlavičky se časem opotřebují. O to jsme se také postarali: naše chytrá technologie pro rozpoznání čištění sleduje, jak dlouho pacienti používají kartáčekové hlavičky a jakou silou si čistí zuby. Až nastane čas výměny, upozorní je světélko na těle kartáčku. Díky tomu mohou mít jistotu, že jejich kartáčeková hlavička bude vždy vykonávat prvotřídní práci.

Program Easy-start



Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Proto náš program Easy start poskytuje pacientům možnost

postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití jejich nového zubního kartáčku.

Užitečné časovače



Náš časovač QuadPacer dá pacientům vědět, že strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer je zase upozorní, že si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Dezinfekční světlo



Reflektor dezinfekčního UV světla distribuuje toto světlo po celé horní části hlavy kartáčku, a zajišťuje tak optimální výsledky.

Specifikace

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Péče o dásně: Jemně masíruje dásně

3 intenzity: Nízká, Střední, Vysoká

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defense, 1 kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care, 1 ks W2 Optimal White, kompaktní velikost

UV sanitizér: 1

Nabíječka: 1

Design a provedení

Barva: Bílá a mátová

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*

Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

