



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Ústní sprcha

Technologie Quad Stream

Tichý provoz
Při čištění vás navedou pulzující
vlny



HX3911/40

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku na čištěných místech*

Nový způsob čištění mezizubních prostor pro dokonalé zdraví dásní

Nová výkonná ústní sprcha Philips Sonicare představuje další úroveň čištění mezizubních prostor díky výrazným funkcím, které nabízejí pacientům novou úroveň čištění a přispívají k trvalé harmonii.

Nová úroveň čištění

- Důkladné čištění díky technologii Quad Stream
- Technologie Pulse Wave vás navede od zuby k zuby
- Tichý provoz zajišťuje skvělé výsledky, aniž byste rušili okolí
- 4 režimy čištění mezizubních prostor, 10 nastavení intenzity
- Tryska F1 Standard pro běžné čištění
- Tryska F3 Quad Stream pro maximální pokrytí
- Magnetická dokovací stanice a automatické vypnutí
- Nádržka o objemu 600 ml se snadným plněním
- Kompaktní pouzdro na trysky

PHILIPS
sonicare

Přednosti

Pro dokonalou čistotu

Unikátní tryska ve tvaru kříže vytváří čtyři široké proudy pro důkladné čištění mezizubních prostor a linie podél okraje dásně.

Navede vás od zubu k zubu



Krátké přestávky v pulzování vašim pacientům v průběhu čištění napoví, aby trysku posunuli do dalšího mezizubního prostoru, čímž se zajistí, že budou vyčištěna celá ústa.

Tichý provoz



Přístroj je navržen pro diskrétní čištění, takže vašich pacienti dosáhnou skvělých výsledků, aniž by rušili okolí.

4 režimy, 10 nastavení intenzity



Vaši pacienti si budou užívat čištění přizpůsobené přesně jejich potřebám. Režim


čištění využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Režim Sensitive je mimořádně šetrný k citlivým dásním. Režim Massage zklidňuje a stimuluje linii podél dásní. Vaši pacienti si mohou pro své pohodlí nastavit intenzitu pomocí LED displeje.

Tryska F3 Quad Stream



Pro maximální pokrytí a mimořádně důkladné čištění použijte trysku Quad Stream, díky které soustředíte vodu do čtyř širokých proudů mezi zuby a podél linie dásní. Měkká gumová hlavice je k dásním šetrná a každou trysku lze jednoduše nasadit i sundat.

Tryska F1 Standard



Standardní tryska pro účinné čištění mezizubních prostor, při kterém se odstraní plak a nečistoty

Magnetická dokovací stanice



Když si pacient zuby dočistí, může tělo kartáčku jednoduše vrátit do magnetické dokovací stanice, kde se automaticky přepne z režimu Přerušeno na Vypnuto.

Nádržka o objemu 600 ml



Nádržka o objemu 600 ml s víkem, které lze snadno odebrat, pojme dostatek vody na jedno čištění. Chcete-li ji naplnit, jednoduše víko odklopte, nalijte do ní vodu a víko opět přiklopte.

Kompaktní pouzdro na trysky

Pacienti mohou uložit náhradní trysky hygienickým způsobem do kompaktního a stylového pouzdra.

Specifikace

Režimy

- Clean: Pro výjimečné každodenní čištění
- Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění
- Sensitive: Šetrné čištění zubů a dásní
- Massage: Osvěžující masáž
- Stupně intenzity: 10

Výkon čištění

- Výkon: Odstraňuje až 99,9 % plaku*

Balení obsahuje

- Power Flosser: 1
- Tryska F1 Standard: 2

- Tryska F3 Quad Stream: 2
- Pouzdro na ukládání trysek: 1

Snadné použití

- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Nástavec trysky: Snadné nasazení a sundání

Spotřeba

- Napětí: Vícenapěťová nabíječka

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka



Datum vydání 2021-08-10

Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 39472 57

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* V laboratorní studii odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst. Konkrétní výsledky v ústní dutině se mohou lišit.