

# PHILIPS

## sonicare

Sonický zubní  
kartáček s aplikací

DiamondClean  
Smart

Personalizované rady

Senzory inteligentní hlavice  
kartáčku

Detekce inteligentní hlavice  
kartáčku

4 režimy, 3 intenzity



HX9901/03

## Náš nejlepší zubní kartáček pro kompletní péči o zuby a dásně

Můžete se cítit sebejistě díky 100% péči

Kartáček DiamondClean Smart je naším nejlepším kartáčkem umožňujícím kompletní péči o ústní dutinu. Čtyři vysoce výkonné kartáčkové hlavice vám dovolí zaměřit se na všechny oblasti zdraví zubů a dásní a technologie Smart Sensor vám poskytne přizpůsobenou zpětnou vazbu a rady.

### Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Odstraní až 10krát více plaku\* a zajišťuje hloubkové čištění

### Osobní rady v aplikaci pro dokonalé čištění zubů

- Navádí vás při čištění a upozorňuje na vynechaná místa
- Navede vás zpět na místa, která jste vynechali, pro zajištění 100% pokrytí
- Začněte se lépe starat o problematické oblasti
- Upozorní vás, když na zuby příliš tlačíte
- Navede vás, abyste zmírnili drhnutí

### Optimalizujte své čištění zubů

- Využijte hlavici kartáčku co nejúčinněji
- Hlavice kartáčku automaticky vybere optimální nastavení
- Vyberte si ze 4 režimů a 3 nastavení intenzity


# Přednosti

## Rozlučte se s plakem




Nasadte hlavici C3 Premium Plaque Defense pro zajištění unikátního hloubkového čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem\*\*\* a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí\*.

## Nevynechá ani místečko




Aplikace Philips Sonicare vás upozorní, až dosáhnete dokonalého vyčištění, a poradí vám, jak si zuby čistit lépe a důkladněji.

## Funkce TouchUp




Pokud při čištění zubů vynecháte nějaké místečko, funkce TouchUp aplikace vám ukáže, kam se vrátit, abyste měli jistotu, že pokaždé dosáhnete kompletně čistého chrupu.

## Automatické upozornění na potřebu výměny




Hlavice kartáčku se průběžně opotřebuje a její účinnost při odstraňování plaku se postupně snižuje. Díky inteligentnímu rozpoznávání hlavice kartáčku nikdy neztratíte přehled o tom, kdy hlavici vyměnit. Kartáček na zuby sleduje, jak dlouho a s jakou intenzitou jste si zuby čistili jednotlivými hlavicemi, a upozorní vás, kdy nastává čas na výměnu. Životnost hlavic kartáčku můžete sledovat také pomocí aplikace Philips Sonicare a dokonce si v ní objednat náhradní hlavice, aby vám nikdy nedošly.

## Nastavení oblastí zaměření a cíle



Máte v ústech nějaká problematická místa, na které vás upozornil zubní lékař? Pomůžeme vám je zvýraznit na 3D mapě vašich úst v aplikaci a připomeneme vám, abyste těmto oblastem věnovali více pozornosti.

## Příliš velký tlak?



Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale DiamondClean Smart si toho všimne.


Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kroužek na konci těla začne blikat. Tím vás jemně upozorní, že byste měli tlak zmírnit, a nechat to vše na hlavici kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla lépe čistit zuby.

## Jen snadno



Když používáte elektrický kartáček, můžete nechat práci na něm. V těle kartáčku je zabudovaný senzor pohybů, který vás jemně upozorní, že byste měli zmírnit. Díky tomu můžete vylepšit techniku čištění a zuby si vyčistit šetrněji a účinněji.

## Párování režimů BrushSync



Lámete si hlavu nad tím, jaký režim a intenzitu použít? Už nemusíte. Mikročip v hlavici kartáčku sdělí aplikaci DiamondClean Smart, který režim a intenzita to je. Takže pokud například nasadíte hlavici pro péči o dásně, kartáček ví, že má vybrat optimální režim a intenzitu zajišťující jemnou, ale efektivní péči pro vaše dásně. Stačí stisknout aktivní tlačítko.

# Specifikace

## Režimy

**Clean:** Pro každodenní kvalitní čištění

**White+:** Odstraňuje povrchové skvrny

**Deep Clean+:** Unikátní hloubkové čištění

**Gum Health:** Speciální pozornost věnovaná stoličkám

**3 intenzity:** Nízká, Střední, Vysoká

## Balení obsahuje

**Tělo kartáčku:** 1 DiamondClean Smart

**Kartáčkové hlavice:** 1 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defense

**Nabíjecí sklenice:** 1

**Základna nabíječky:** 1

## Párování režimů BrushSync

**C3 Premium Plaque Defense:** Kompatibilní s režimem Clean

**Kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care:** Kompatibilní s režimem Gum Health

**Kartáčková hlavice W3 Premium White:** Kompatibilní s režimem White+

## Možnosti připojení

**Bezdrátová technologie Bluetooth®:** Aplikace pro čištění zubů

## Kompatibilita

**Kompatibilita se systémem Android:** Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

**Kompatibilita se systémy iOS:** iPad

3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším

## Design a provedení

**Barva:** Bílá

## Výkon čištění

**Frekvence:** Až 62 000 stěrů za minutu

**Výkon:** Odstraňuje až 10x více plaku\*

**Přínos pro zdraví:** Pomáhá zlepšit zdravotní stav dásní

**Kontrola tlaku:** Nachové zbarvení kroužku, Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**TouchUp:** Zajišťuje 100% pokrytí

**Časovač:** Technologie BrushPacer a Smartimer

## Technologie Smart Sensor

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš silné čištění

**Polohový senzor:** Sleduje a vylepšuje pokrytí

**Tlakový senzor:** Návod na redukci drhnutí

**3D mapa úst:** Zvýrazní problémová místa

**TouchUp:** Pro řešení vynechaných míst

## Snadné použití

**Kompatibilita:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Rozpoznání kartáčkové hlavice:** Synchronizace s optimálním režimem

**Ukazatel výměny:** Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

**Indikátor baterie:** Prosvětlená ikona udává životnost baterie

**Tělo kartáčku:** Tenký ergonomický design

**Displej:** Osvětlený displej

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** 14 dní\*\*\*\*\*

## Spotřeba

**Napětí:** 110–220 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka



\* než manuální kartáček

\*\* ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem s kvalitní bělicí pastou na zuby

\*\*\* ve srovnání s DiamondClean

\*\*\*\* v režimu Gum Health oproti manuálnímu zubnímu kartáčku v průběhu 2 týdnů

\*\*\*\*\* po 3 dnech používání v režimu White+ oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

\*\*\*\*\* založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním režimu