



Philips Sonicare FlexCare
Platinum
Sonický elektrický zubní
kartáček

3 režimy, 3 intenzity

2 hlavice kartáčku
S tlakovým senzorem
UV sanitizér hlavíc kartáčku

FlexCare Platinum



HX9172/14

Unikátní hloubkové čištění

10krát účinnější odstranění zubního plaku a zdravější dásně*

Se sonickým kartáčkem FlexCare Platinum je i to nejhlubší čištění dostatečně jemné, aby chránilo vaše zuby a dásně. Díky kartáčkové hlavici AdaptiveClean a intuitivnímu tlakovému senzoru jemně odstraníte maximum zubního plaku, ať už si zuby čistíte jakkoliv.

Zatím nejhlubší vyčištění od značky Philips Sonicare

- Přizpůsobivá čisticí technologie AdaptiveClean zaručuje hloubkové a zároveň šetrné čištění
- Kopíruje tvar vašich zubů a dásní pro unikátní hloubkové čištění.
- Efekt unikátní dynamické vlny pro lepší zdraví zubů a dásní

Pomáhá splnit doporučení pro čištění zubů

- Upozorní vás, když na zuby kartáčkem příliš tlačíte.
- Odstraňte bakterie pomocí UV sanitizéru hlavíc kartáčku
- Časovač napomáhá důkladnému vyčištění

Nabízí čištění podle vašich potřeb

- Tři nastavení intenzity a tři režimy čištění.
- Nový režim DeepClean: Unikátní hloubkové čištění pro zdravější dásně

Přesně pro váš životní styl

- Vyrždí až tři týdny bez nabíjení
- Praktické cestovní pouzdro a nabíječka

PHILIPS
sonicare



asimpleswitch.com

Přednosti

At' si zuby čistíte jakkoli, vždy budou důkladně vyčištěné.



Zbavit se starých zlovyků je velmi těžké. Při čištění zubů sonickým kartáčkem nové generace FlexCare Platinum to ale neplatí. Díky naší adaptivní čistící technologii s inovativní hlavicí AdaptiveClean a intuitivním tlakovým senzorem snadno vyčistíte i těžko přístupná místa. Vlákna kartáčkové hlavice AdaptiveClean se přizpůsobí tvaru vašich zubů a dásní a zajistí tak až 4× větší kontakt s povrchem zubů a dásní** a až 10× účinnější odstranění zubního plaku. Pokud budete na zuby kartáčkem příliš tlačít, tlakový senzor vyšle tělu kartáčku signál a ten začne jemně pulzovat. Budete tak jemní k dásním, ale současně nedáte plaku žádnou šanci.

Kartáčková hlavice AdaptiveClean



Kartáčková hlavice AdaptiveClean je jediná hlavice elektrického kartáčku, která dokáže kopírovat specifický tvar vašich zubů a dásní. Pružné části hlavice vyrobené z gumy zajišťují až 4× větší kontakt s povrchem zubů a dásní a až 10× účinnější odstranění zubního plaku


podél linie dásní a v mezizubních prostorech. Kartáček tlumí veškerý nadbytečný tlak, který byste při čištění mohli vyvinout. Budete tak šetrní k dásním, at' si zuby čistíte jakkoli.

Intuitivní tlakový senzor



Nemusíte si ani všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale zubní kartáček FlexCare Platinum to pozná. Jakmile použijete příliš velký tlak, intuitivní tlakový senzor vyšle tělu kartáčku signál a to začne jemně pulzovat. Budete tak přesně vědět, kdy ubrat. Podle průzkumů 7 z 10 lidí, kteří si čistili zuby příliš agresivně, díky tomuto tlakovému senzoru úspěšně snížilo tlak na kartáček.

Čištění podle vašich potřeb



Díky třem nastavením intenzity a třem režimům čištění nabízí kartáček FlexCare Platinum optimální pohodlí a přitom skutečně důkladně čistí. Pokud potřebujete věnovat zvýšenou pozornost problematickým místům, třiminutový režim Deep Clean vám zajistí vynikající výsledky. Pro kvalitní každodenní čištění použijte režim Clean, pro odstranění

pigmentů z povrchu zubů režim White. Intenzitu můžete nastavit na nízký, střední nebo vysoký stupeň podle vlastních preferencí.

Režim DeepClean



Zcela nový režim DeepClean zajišťuje výjimečné čištění na obtížně přístupných místech. Unikátní pohyb hlavice kartáčku v tomto režimu a doba čištění prodloužená na tři minuty představují ideální volbu v případě, že chcete problematickým místům věnovat důkladnou pozornost.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Režimy

- Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
- White: Odstraňuje povrchové pigmentace
- Deep Clean: Unikátní hloubkové čištění
- 3 intenzity: Vysoká, Nízká, Střední

Balení obsahuje

- Tělo kartáčku: 1 FlexCare Platinum
- Kartáčkové hlavice: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare, standardní velikost
- Nabíječka: 1
- UV sanitizér: 1
- Cestovní pouzdro: 1

Design a provedení

- Barva: Šedá s leštěným bílým panelem

Výkon čištění

- Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
- Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*
- Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů
- Bělící výhody: Pomáhá přirozeně odstranit pigmentace

- Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer
- Tlakový senzor: Při příliš velkém tlaku při čištění dává kartáček impuls a tím pomáhá dodržovat správnou techniku čištění

Snadné použití

- Systém hlavice kartáčku: Hlavy kartáčku se snadným nasazením
- Výdrž baterie: Až 3 týdny***
- Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie
- Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design
- Displej: Osvětlený displej

Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 3 týdny**
- Typ baterie: Lithium-iontová

Spotřeba

- Napětí: 110–220 V

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka



Datum vydání 2017-06-09

Verze: 2.2.1

EAN: 08 71010 37326 55

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* než manuální kartáček

** Ve srovnání s kartáčkovou hlavici DiamondClean

*** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně