

PHILIPS

sonicare



Sonický kartáček s
chytrou aplikací

9000 DiamondClean

Připojená aplikace sleduje pokrok
Zabudovaný tlakový senzor
Inteligentní hlavice kartáčku
4 režimy, 3 intenzity



HX9911/84

Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění Bělejší zuby za pouhé 3 dny*

Nejen super výkonný sonický kartáček s řadou funkcí a vybavením, ale také tak trochu vaše osobní dentální hygienistka. Zabudovaná aplikace totiž snímá vaše čištění a pravidelně reportuje, co a jak při něm zlepšit. Pokud máte problémy se zuby či dásněmi, tak to může být přesně to, co odliší běžné čištění od toho, které zafunguje

Čištění zubů bez námahy

- Pomozte chránit své dásně díky našemu senzoru přítlaku
- Vyberte si ideální způsob čištění
- Zpětná vazba v reálném čase a poznatky o čištění zubů

Pro vynikající hloubkové čištění

- Sonicare – činnost kapaliny

Navrženo pro váš životní styl

- Navrženo pro péči, s péčí
- Udržujte si co nejlepší úroveň čištění zubů s připomínkou výměny hlavice kartáčku
- 14 dní pravidelného čištění zubů

Užijte si péči Sonicare


- Odstraňuje o 100 % více skvrn za pouhé 3 dny*

9000 DiamondClean

Sonický kartáček s chytrou aplikací


Přednosti

Rozlučte se s plakem




Hlubkové čištění vyžaduje speciální přístup. Proto má naše hlavice kartáčku C3 pro hlubkové čištění ve svém středu shluk hustých a tuhých vláken v pětiúhelníkovém tvaru, která bělí a leští zuby a odstraňují až o 100 % více skvrn za pouhé tři dny. Hlavice navíc odstraňuje až 10x více plaku než ruční kartáček.

Sonicare – činnost kapaliny



Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 62 000 pohybů vláken za minutu. Působení tekutiny Sonicare podporuje čistící výkon vláken tím, že vrhá tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

Tlakový senzor



Je snadné začít na zuby příliš tlačít, a proto je tento zubní kartáček Philips Sonicare vybaven inteligentním optickým senzorem, který dokáže detekovat nadměrný tlak. Když začnete moc


tlačít, senzor vás pomocí jemných vibrací upozorní, abyste tlak zmírnili a ochránili tak své dásně.

Režimy a intenzity



Zlepšete pravidelnou péči o ústní dutinu pomocí 12 nastavení čištění. Tento elektrický zubní kartáček vám pomůže, ať už máte zájem o hlubkové čištění, nebo se chcete zaměřit na konkrétní oblast. Vyberte si z pěti režimů – Clean, White+, Gum Health a Deep Clean+ – a nastavte si jeden ze tří stupňů intenzity pro individuální čištění.

Aplikace Sonicare



Dosáhněte svých cílů v oblasti zdraví ústní dutiny se zubním kartáčkem Sonicare a aplikací. Tento tandem hladce spolupracuje a poskytuje pokyny pro čištění zubů, zpětnou vazbu v reálném čase a poznatky, které vám pomohou zlepšit pravidelné čištění zubů. Díky pokročilé asistenci a sledování pokroku získáte z každého čištění zubů maximum. Společně jste nezastavitelní.


HX9911/84

Prémiový design a příslušenství



Tento elektrický zubní kartáček je od štíhlého designu až po elegantní nabíjecí stojánek navržen s důrazem na detail našimi specializovanými designéry a inženýry. Nabíjecí cestovní pouzdro navíc udrží váš zubní kartáček nabitý a chráněný, ať jste kdekoli.

Připomenutí výměny



Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují hlavici kartáčku pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny funkcí připomenutí výměny kartáčkové hlavice. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu hlavice kartáčku, upozorní vás.

Životnost baterie 14 dnů



Dopřejte si až 14 dní pravidelného čištění zubů po jediném nabití. Přichází nová úroveň pohodlí při čištění zubů.

9000 DiamondClean

Sonický kartáček s chytrou aplikací

HX9911/84

Specifikace

Stupně intenzity

Vysoká: Chcete-li zlepšit čištění

Střední: Pro každodenní čištění

Nízká: Pro citlivé zuby a dásně

Spotřeba

Napětí: 100–240 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): 14 dní

Typ baterie: Lithium-iontová

Spotřeba energie: Pohotovostní režim bez displeje <0,11 W

Design a provedení

Barva: Přejechod z růžové na bílou

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Softwarová podpora: Společnost Philips nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu 2 let od data zakoupení.

Kompatibilita

Bezdrátová technologie Bluetooth: Propojení s aplikací Sonicare

Kompatibilita se systémem Android: Telefony se systémem Android s Bluetooth 4.0 a vyšším

Kompatibilita se systémy iOS: iPhone s Bluetooth 4.0 a vyšším

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává životnost baterie

Tělo kartáčku: Úhledný a kompaktní design

Časovač: Funkce BrushPacer a SmartTimer

Balení obsahuje

Tělo kartáčku: 1 DiamondClean nové generace

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defense

cestovní pouzdro: 1 cestovní pouzdro

Nabíjecí základna a snímač: 1

Výkon čištění

Odstraňování zubního plaku: 10x účinnější*

Bělení: Odstraňuje až o 100 % více skvrn**

Frekvence: 62 000 pohybů kartáčkem / min

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění

Gum Health: Jemně masíruje dásně

White+: Pomáhá odstranit povrchové skvrny

Technologie Smart Sensor

Kontrola tlaku: Vibrace a pulzující zvuk

Připomenutí výměny: Dá vám vědět, kdy vyměnit hlavici kartáčku

Aplikace Sonicare

Sledování a přehledy o pokroku: Monitoruje vzorce čištění zubů v průběhu času a pomáhá vám udržovat správnou ústní hygienu.

