

PHILIPS

sonicare



Sonický kartáček
nové generace

5500

Odstraňuje až 7x více plaku

2 režimy

Zabudované upozornění na tlak

Výdrž baterie 21 dní



HX7119/01

Účinné čištění a až 2x bělejší zuby*

Odstraňuje až 7x více plaku**

Kartáček Philips Sonicare 5500 je vybaven technologií Sonicare nové generace, speciálním režimem bělení a vestavěným upozorněním na tlak. Dodává se s cestovním pouzdrem.

Čištění zubů bez námahy

- Vždy budete vědět, kdy je čas na novou hlavici kartáčku
- Chraňte své dásně díky zabudovanému upozornění na tlak
- Přizpůsobte si čištění pomocí 2 režimů čištění zubů

Dokonalé čištění


- Pokročilé čištění pro odstranění skvrn a bělejší zuby
- Technologie Sonicare nové generace

Navrženo pro váš životní styl

- Svařeno laserem pro větší pevnost a odolnost
- Optimalizujte své čištění zubů pomocí funkcí SmarTimer a BrushPacer
- Až 3 týdny čištění zubů na jedno plné nabití
- Usnadněte si cestování s naším kompaktním, mimořádně odolným cestovním pouzdrem


Přednosti

Hlavice kartáčku W2 Optimal White



Kartáček Philips Sonicare 5500 jde nad rámec hloubkového čištění a bez námahy odstraňuje povrchové skvrny pro zářivý a bělejší úsměv. S hlavicí kartáčku W2 Optimal White je snadné udržet zuby zářivé mezi profesionálním bělením pro až 2x bělejší zuby* a zároveň odstranit až 7x více plaku než s ručním zubním kartáčkem**.

Technologie Sonicare nové generace



Užijte si příjemné čištění zubů a novou úroveň péče o ústní dutinu díky technologii Sonicare nové generace. Zatímco si čistíte zuby, inovativní magnetický systém kartáčku upravuje výkon kartáčku během každého čištění a poskytuje optimální výkon přesně 62 000 pohybů vláken za minutu, a to i na těžko přístupných místech. Dynamické působení tekutiny mezitím podporuje čisticí výkon hlavice kartáčku tím, že


jemně oplachuje partie podél linie dásní a mezi jednotlivými zuby a pomáhá k tomu, aby byly po každém čištění zuby úplně čisté.

2 režimy čištění zubů



Abyste mohli o své zuby a dásně pečovat co nejlépe, má kartáček Philips Sonicare 5500 na výběr ze 2 režimů čištění. Režim Clean se zaměřuje na odstranění plaku pro vynikající výsledky čištění zubů, zatímco režim White pracuje o něco razantněji na odstranění povrchových skvrn pro bělejší úsměv.

Zabudované upozornění na tlak



Možná si nevšimnete, že si zuby čistíte příliš intenzivně, ale tento zubní kartáček to pozná. Inteligentní optický senzor přesně rozpozná nadměrný tlak při čištění zubů a upozorní vás na to pulzujícím zvukem při současném snížení vibrací. Vždy budete vědět, kdy čištění zubů upravit, a vaše dásně zůstanou chráněné.

Připomínka výměny pomocí technologie BrushSync



Pravidelná výměna hlavice kartáčku je důležitou součástí udržování dobrého zdraví ústní dutiny. S technologií BrushSync je snadné udržovat co nejlepší výkon hlavice kartáčku. Díky sledování frekvence používání a intenzity čištění zubů vám pak inovativní technologie připomene, kdy je čas na novou hlavici kartáčku.

Dvouminutový časovač a měřič rychlosti čištění zubů



Ke kompletnímu vyčištění zubů stačí dvě minuty, takže vás naše funkce SmarTimer upozorní, když budete hotoví. Pro rovnoměrné vyčištění celé ústní dutiny rozdělí funkce BrushPacer vaše čištění na části, přičemž mírná pauza ve vibracích je znamením, že máte pokračovat dále. Tím vás podporuje v dosažení rovnoměrného vyčištění při každém čištění zubů.


5500

Sonický kartáček nové generace

HX7119/01

Přednosti

Výjimečná odolnost



Zubní kartáčky Philips Sonicare jsme zevnitř přepracovali tak, aby byly silné, lehké a měly dlouhou životnost. Díky pokročilému procesu laserového svařování jsou naše zubní kartáčky navrženy tak, aby vás provázely po dlouhá léta.

Až 3 týdny mezi jednotlivými nabitími



Tento zubní kartáček používá vysoce výkonnou baterii, která je navržena tak, aby zlepšila váš zážitek z čištění zubů. Na jedno nabití si můžete užívat až tři týdny pravidelného čištění zubů, než jej budete muset dobít.

Kompaktní cestovní pouzdro



Naše cestovní pouzdro v novém designu je dostatečně kompaktní, aby se vešlo do tašky, a dostatečně pevné, aby chránilo váš zubní kartáček Philips Sonicare na cestách. Nejenže chrání váš zubní kartáček, ale také pohodlně pojme dvě hlavice kartáčku. Nyní můžete bez obav cestovat, kamkoli vás cesta zavede.

5500

Sonický kartáček nové generace

HX7119/01

Specifikace

Spotřeba

Napětí: 100–240 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití):
21 dní

Typ baterie: Lithium-iontová

Spotřeba energie: Pohotovostní režim bez
displeje <0,5 W

Design a provedení

Barva: Bílá a námořnická modrá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací
hlavice kartáčku

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává
životnost baterie

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Časovač: Funkce SmarTimer a BrushPacer pro
kompletní a důkladné čištění

Nabíjení přes USB-A: Adaptér není součástí
balení

Balení obsahuje

Tělo kartáčku: 2 nabíjecí kartáčky 5500

cestovní pouzdro: 2 tenká cestovní pouzdra

Kartáčková hlavice: 2 hlavice W2 Optimal White

Nabíječka: 1

Výkon čištění

Odstraňování zubního plaku: Až 7x účinnější**

Bělení: Až 2x bělejší zuby*

Frekvence: 62 000 pohybů kartáčkem / min

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Bílá: Odstraňuje povrchové skvrny

Technologie Smart Sensor

Kontrola tlaku: Snížení vibrací a pulzujícího
zvuku

Připomenutí výměny: Funkce BrushSync vám dá
vždy vědět, kdy vyměnit hlavici kartáčku

