



Sonický elektrický zubní kartáček

- Zabudovaný tlakový senzor
- 1 režim čištění
- 1 x funkce BrushSync

HX6807/28

## Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Bělejší zuby během 1 týdne.

Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získajte bělejší zuby za 1 týden.

### Výhody

#### Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Bělejší zuby za pouhý týden
- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

#### Inovativní technologie

- Upozorní vás, pokud při čištění příliš tlačíte
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi

#### Navrženo pro vás

- Motivace k důkladnému čištění
- Program Easy start vám pomůže vybudovat správné návyky čištění sonickým kartáčkem Philips Sonicare
- S tímto příslušenstvím je cestování snadné

**PHILIPS**

## Vlastnosti

### Přirozeně bělejší zuby



Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

### Sleduje tlak čištění



Přílišný tlak při čištění může poškodit vaše zuby a dásně. Aby tomu zabránil, vydává zubní kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean jemný pulzující zvuk, kterým vás upozorní, abyste netlačili.

### Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

### Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

### Připomínka výměny pomocí technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

### Užitečné časovače



Hledáte elektrický kartáček s časovačem? Zatímco náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištěním každé jednotlivé části úst, časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

### Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

### Zjednodušte své návyky



Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Náš program Easy start vám poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

### Cestovní pouzdro a nabíječka



Díky prémiovému cestovnímu pouzdru bude váš kartáček hygienicky uložený. Kompaktní nabíjecí základna zase udrží zařízení nabitě na cestách. Užijete si dva týdny pravidelného používání na jedno plné nabití a pro delší cesty mějte s sebou tuto nabíječku.

## Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

### Režimy

Clean	Pro výjimečné každodenní čištění
2 nastavení intenzity	Nízká
	Vysoká

### Balení obsahuje

Rukojeť	1 ProtectiveClean
Kartáčkové hlavice cestovní pouzdro	1 hlavice W2 Optimal White
Nabíječka	1

### Design a provedení

Barva	Bílá a mátová
-------	---------------

### Výkon čištění

Frekvence	Až 62 000 pohybů za minutu
Přínos pro zdraví	Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu
Kontrola tlaku	Vibrace těla kartáčku jako upozornění
Časovač	Quadpacer a Smartimer

### Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor	Upozornění na příliš velký tlak čištění
----------------	-----------------------------------------

Připomenutí výměny technologie Brush-Sync	Vždy víte, kdy vyměnit hlavice kartáčku
-------------------------------------------	-----------------------------------------

### Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku	Zacvakávací hlavice kartáčku
Indikátor baterie	Kontrolka zobrazuje stav baterie
Rukojeť	Tenký ergonomický design
Výdrž baterie	Až 2 týdny

### Technické údaje

Baterie	Nabíjecí
Typ baterie	Lithium-iontová
Provozní doba (od plného nabití do vybití)	Až 2 týdny

### Spotřeba

Napětí	110–220 V
--------	-----------

### Servis

Záruka	2letá omezená záruka
--------	----------------------

\* Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček



Změna údajů vyhrazena  
2021, Srpen 29

Version: 5.1.1  
EAN: 08710103863212

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com](http://www.philips.com)