

Philips Sonicare  
ProtectiveClean 4300  
AirFloss Ultra – přístroj  
mezizubní hygieny

s funkcí ProtectiveClean  
Zabudovaný tlakový senzor  
1 režim čištění  
1 x funkce BrushSync



HX8443/71

## Zdravější dásně za 2 týdny\*\*, zaručeno\*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj AirFloss Ultra je pro ty, kteří pravidelně nepoužívají zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.\*\*



### Pro zdravější zuby a dásně

- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku\*\*\*
- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti\*\*

### Jedinečná technologie

- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu
- Vysoce výkonná tryska
- Vyberte jednoduchý, dvojitý nebo trojitý prostrhík

### Nejjednodušší cesta k efektivnímu čištění mezizubních prostor

- Stačí 60 vteřin: namířit, stisknout, hotovo!


### Inovativní technologie

- Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů
- Jemné upozornění, že máte zmírnit
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Vyvinutá s cílem naplno využít inovativní sonickou technologii
- Pacienti využijí své kartáčkové hlavice co nejučinněji

**PHILIPS**  
sonicare


## Přednosti

### Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku




AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.\*\*\*

### Pro zdravější dásně




Podle klinických studií tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.\*\* Stav dásnílepší za pouhé dva týdny.

### Technologie mikrokapiček



Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

### Vysoce výkonná tryska



Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Pro/Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

### Volitelné nastavení počtu prostřiků



Směs vzduchu a mikrokapiček vody přístroje AirFloss Pro/Ultra můžete upravit podle svých potřeb na jednoduchou, dvojitou nebo trojitou dávku, která se spustí aktivačním tlačítkem.

### Vyčistí za pouhých 60 vteřin




S přístrojem AirFloss Pro/Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržetím aktivačního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.

### Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje inteligentní upozornění na potřebu výměny.

### Zlepšuje zdraví dásní



Kartáčková hlavice i InterCare má extra dlouhá, hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna, která si poradí s hluboko ukrytým mezizubním plakem. Je klinicky prokázáno, že snižuje výskyt krvácení a zánětu dásní již během dvou týdnů.

### Technologie Philips Sonicare



Kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou důležitou součástí naší klíčové technologie vysokofrekvenčních pohybů kartáčku s vysokou amplitudou, které vykonají více než 31 000 stěrů za minutu. Tento dynamický čistící účinek vhání tekutiny hluboko mezi zuby a podél dásní. Výsledkem je tedy důkladné a přesto jemné čištění.

# Specifikace

## Režimy

- Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
- 2 nastavení intenzity: Nízká, Vysoká

## Balení obsahuje

- Tělo AirFloss Ultra: 1
- Tryska AirFloss Ultra: 1
- Tělo kartáčku: 1 ProtectiveClean
- Kartáčkové hlavice: 1 ks InterCare, standardní velikost
- Nabíječka: 1

## Design a provedení

- Barva: Bílá s nádechem šedé, Polomodrá

## Výkon čištění

- Frekvence: Až 62 000 stěrů za minutu
- Výkon: Odstraňuje až 99,9% plaku\*\*
- Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu, Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů
- Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění
- Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer
- Klinicky prokázané výsledky: Stejně efektivní jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro odstranění zubního plaku, pro snížení krvácení dásní
- Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostříkávání, Vyberte jednoduchý, dvojitý nebo trojitý prostřík
- Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých

6 měsíců

## Technologie Smart Sensor

- Tlakový senzor: Upozornění na příliš silné čištění
- Připomenutí výměny technologie BrushSync: Vždy víte, kdy, vyměnit hlavici kartáčku

## Snadné použití

- Kompatibilita: Zacvakávací hlavice kartáčku
- Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí
- Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie, Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití
- Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design
- Výdrž baterie: Až 2 týdny
- Výdrž baterie: Až 2 týdny
- Systém trysky: Snadné nasazení a sejmutí

## Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny
- Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

## Spotřeba

- Napětí: Vícenapět'ová nabíječka

## Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka



Datum vydání 2018-10-17

Verze: 1.0.1

EAN: 08 71010 38615 53

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* nebo vám vrátíme peníze

\* při používání manuálního kartáčku a antimikrobiální ústní vody u pacientů se střední a mírnou gingivitidou; AirFloss Ultra je navržen, aby pomohl nepravidelným uživatelům mezizubní niti vyvinout zdravou denní rutinu mezizubního čištění. Bližší informace najdete na stránce [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\*V laboratorní studii, konkrétní výsledky v ústní dutině se mohou lišit.