

# PHILIPS

## sonicare

Sonický elektrický zubní kartáček s mobilní aplikací

DiamondClean Smart

Personalizované rady

Senzory inteligentní hlavice kartáčku

Detekce inteligentní hlavice kartáčku

4 režimy, 3 intenzity



HX9903/03

## Náš nejlepší zubní kartáček pro kompletní péči o zuby a dásně

### Můžete se cítit sebejistě díky 100% péči

Kartáček DiamondClean Smart je naším nejlepším kartáčkem umožňujícím kompletní péči o ústní dutinu. Čtyři vysoce výkonné kartáčkové hlavice vám dovolí zaměřit se na všechny oblasti zdravých zubů a dásní a technologie Smart Sensor vám poskytne přizpůsobenou zpětnou vazbu a rady.

#### Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Odstraní až 10krát více plaku\* a zajišťuje hloubkové čištění
- Až 7x zdravější dásně\* během pouhých 2 týdnů
- Odstraňuje až o 100 % více skvrn\*\* za pouhé 3 dny

#### Osobní rady v aplikaci pro dokonalé čištění zubů

- Navádí vás při čištění a upozorňuje na vynechaná místa
- Navede vás zpět na místa, která jste vynechali, pro zajištění 100% pokrytí
- Začnete se lépe starat o problematické oblasti
- Upozorní vás, když na zuby příliš tlačíte
- Navede vás, abyste zmírnili drhnutí

#### Optimalizujte své čištění zubů

- Hlavice kartáčku automaticky vybere optimální nastavení
- Využijte hlavici kartáčku co nejúčinněji
- Vyberte si ze 4 režimů a 3 nastavení intenzity
- Prémiová nabíjecí sklenice a cestovní pouzdro



asimpleswitch.com


# Přednosti

## Rozlučte se s plakem




Nasadte hlavici C3 Premium Plaque Defense pro zajištění unikátního hloubkového čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem\*\*\* a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí\*.

## Péče o vaše dásně




Nasadte hlavici G3 Premium Gum Care pro vylepšení zdraví dásní. Její menší velikost a cílená vlákna zajišťují jemné, ale účinné vyčištění podél linie zubů a dásní, kde vznikají onemocnění dásní. Je klinicky prokázáno, že hlavice zajišťuje až o 100 % méně zánětů dásní\* a až 7krát zdravější dásně během pouhých dvou týdnů používání.\*

## Bělejší zuby, rychle




Nasadte hlavici W3 Premium White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice odstraní až o 100 % více skvrn během pouhých tří dnů.\*\*

## Nevynechá ani místečko




Aplikace Philips Sonicare vás upozorní, až dosáhnete dokonalého vyčištění, a poradí vám, jak si zuby čistit lépe a důkladněji.

## Funkce TouchUp




Pokud při čištění zubů vynecháte nějaké místečko, funkce TouchUp aplikace vám ukáže, kam se vrátit, abyste měli jistotu, že pokaždé dosáhnete kompletně čistého chrupu.

## Nastavení oblastí zaměření a cíle



Máte v ústech nějaká problematická místa, na které vás upozornil zubní lékař? Pomůžeme vám je zvýraznit na 3D mapě vašich úst v aplikaci a připomeneme vám, abyste těmto oblastem věnovali více pozornosti.

## Příliš velký tlak?



Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale DiamondClean Smart si toho všimne. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kroužek na konci těla začne blikat. Tím vás jemně upozorní, že byste měli tlak zmírnit, a nechat to vše na hlavici kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla lépe čistit zuby.

## Jen snadno



Když používáte elektrický kartáček, můžete nechat práci na něm. V těle kartáčku je zabudovaný senzor pohybu, který vás jemně upozorní, že byste měli zmírnit. Díky tomu můžete vylepšit techniku čištění a zuby si vyčistit šetrněji a účinněji.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub>. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

# Specifikace

## Režimy

**Clean:** Pro každodenní kvalitní čištění

**White+:** Odstraňuje povrchové skvrny

**Deep Clean+:** Unikátní hloubkové čištění

**Gum Health:** Speciální pozornost věnovaná stoličkám

**3 intenzity:** Vysoká, Střední, Nízká

## Balení obsahuje

**Tělo kartáčku:** 1 DiamondClean Smart

**Kartáčkové hlavice:** 1 kartáčková hlavice C3

Premium Plaque Defense, 1 kartáčková hlavice

G3 Premium Gum Care, 1 kartáčková hlavice

W3 Premium White

**Nabíjecí sklenice:** 1

**cestovní pouzdro:** Premiové cestovní pouzdro

## Párování režimů BrushSync

**C3 Premium Plaque Defense:** Kompatibilní s režimem Clean

**Kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care:**

Kompatibilní s režimem Gum Health

**Kartáčková hlavice W3 Premium White:**

Kompatibilní s režimem White+

## Možnosti připojení

**Bezdrátová technologie Bluetooth®:** Aplikace pro čištění zubů

## Kompatibilita

**Kompatibilita se systémem Android:** Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

**Kompatibilita se systémy iOS:** iPad

3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším

## Design a provedení

**Barva:** Bílá

## Výkon čištění

**Frekvence:** Až 62 000 stěrů za minutu

**Výkon:** Odstraňuje až 10x více plaku\*

**Přínos pro zdraví:** Až 7x zdravější dásně\*\*\*\*

**Bělící účinky:** Až o 100 % méně skvrn\*\*\*\*\*

**Kontrola tlaku:** Nachové zabarvení kroužku,

Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**TouchUp:** Zajišťuje 100% pokrytí

**Časovač:** Technologie BrushPacer a Smartimer

## Technologie Smart Sensor

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš silné čištění

**Polohový senzor:** Sleduje a vylepšuje pokrytí

**Tlakový senzor:** Návod na redukci drhnutí

**3D mapa úst:** Zvýrazní problémová místa

**TouchUp:** Pro řešení vynechaných míst

**Snímač polohy:** Navigace do oblastí, které jste vynechali

## Snadné použití

**Kompatibilita:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Rozpoznání kartáčkové hlavice:** Synchronizace s optimálním režimem

**Ukazatel výměny:** Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

**Indikátor baterie:** Prosvětlená ikona udává životnost baterie

**Tělo kartáčku:** Tenký ergonomický design

**Displej:** Osvětlený displej

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):**

14 dní\*\*\*\*\*

## Spotřeba

**Napětí:** 110–220 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka



\* než manuální kartáček

\*\* ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem s kvalitní bělící pastou na zuby

\*\*\* ve srovnání s DiamondClean

\*\*\*\* v režimu Gum Health oproti manuálnímu zubnímu kartáčku v průběhu 2 týdnů

\*\*\*\*\* po 3 dnech používání v režimu White+ oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

\*\*\*\*\* založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním režimu