

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček

ProtectiveClean
4300

Zabudovaný tlakový senzor

1 režim čištění

1 x funkce BrushSync



HX6888/98



Zdravější dásně. Šetrné čištění.

Zlepšuje zdraví dásní až o 100 % oproti manuálnímu kartáčku

Díky našemu tlakovému senzoru poznáte rozdíl šetrného čištění a zároveň budete mít až o 100 % zdravější dásně, než při používání manuálního kartáčku.

Pro pacientovy zdravější zuby a dásně

- Zlepšuje zdraví dásní až o 100%
- Plomby, korunky nebo citlivá místa? Žádný strach.

Inovativní technologie

- Jemné upozornění, že máte zmírnit
- Pacienti využijí své kartáčkové hlavice co nejúčinněji
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Navrženo podle potřeb pacientů

- Perfektní způsob, jak si pacienti zvyknou na svůj kartáček
- Motivace k důkladnému čištění



asimpleswitch.com

Přednosti

Zlepšuje zdraví dásní



Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna nabízí mimořádně jemné čištění, které odstraní plak podél linie dásní a tím přispívá ke zdraví dásní až o 100 % více než manuální zubní kartáček. A díky speciálně tvarované špičce hlavice kartáčku snadno dosáhnete na zuby v zadní části ústní dutiny.

Příliš velký tlak?



Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.

Bezpečný a šetrný




Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Automatické upozornění na potřebu výměny




Všechny kartáčkové hlavice se časem opotřebují. O to jsme se také postarali: naše chytrá technologie pro rozpoznání čištění sleduje, jak dlouho pacienti používají kartáčkové hlavice a jakou silou si čistí zuby. Až nastane čas výměny, upozorní je světélko na těle kartáčku. Díky tomu mohou mít jistotu, že jejich kartáčková hlavice bude vždy vykonávat prvotřídní práci.

Technologie BrushSync




Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Užitečné časovače



Náš časovač QuadPacer dá pacientům vědět, že strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer je zase upozorní, že si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Program Easy-start



Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Proto náš program Easy start poskytuje pacientům možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití jejich nového zubního kartáčku.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care, 1 ks InterCare, standardní velikost, 1 ks W2 Optimal White, kompaktní velikost

Nabíječka: 1

Design a provedení

Barva: Polomodrá

Výkon čištění

Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů, Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

