

# PHILIPS

Sonický elektrický  
zubní kartáček

3100 series

Sonická technologie

Tlakový senzor

Funkce QuadPacer a SmarTimer

Tenký ergonomický design



HX3673/14



Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte  
sonickou technologii.

Až 3x lepší odstranění zubního plaku

Sonická technologie v kombinaci s naší technikou čištění zubů šetrně odstraňuje  
zubní plak až 3x lépe\* než manuální zubní kartáček.

#### Zaručuje výjimečnou čistotu

- Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění
- Až 3x lepší odstranění plaku než při použití manuálního zubního kartáčku\*

#### Ochrana dásní

- Zabudovaný tlakový senzor chrání vaše zuby a dásně

#### Optimalizujte své čištění zubů

- Optimalizujte své čištění zubů pomocí funkcí SmarTimer a QuadPacer

#### Navrženo pro vás

- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
- Výdrž baterie 14 dní
- S tímto příslušenstvím je cestování snadné
- Snižte svoji spotřebu a využívejte věci opakovaně

#### Snadný přechod na Sonicare

- Program Easy-Start pro snadný začátek


# Přednosti

## Inovativní sonická technologie




Silné vibrace vláken vhánějí do mezizubních prostor a podél linie dásní mikrobublinky pro pocit osvěžení. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako po dvouměsíčním čištění manuálním kartáčkem.\*\* 31 000 kmitů kartáčku za minutu jemně čistí vaše zuby, odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

## Odstraňuje zubní plak 3x lépe\*



Je klinicky prokázáno, že elektrický zubní kartáček Sonicare s inovativní sonickou technologií odstraňuje až 3x více plaku než manuální zubní kartáček. Odstraňuje plak ze zubů a dásní a přitom vaše dásně chrání.

## Ochrana dásní



Zabudovaný tlakový senzor automaticky zjistí tlak, který vyvíjíte, upozorní vás a automaticky sníží vibrace zubního kartáčku, aby vám pomohl ochránit dásně. Kartáček začne jemně vibrovat a tím vás upozorní, že byste měli zmírnit tlak. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla čistit si zuby lépe.

## Funkce SmartTimer a QuadPacer



2minutový časovač SmartTimer a 30sekundová funkce QuadPacer vám pomohou, abyste si zuby čistili doporučenou dobu a ve všech částech úst a dosáhli jste tak důkladného vyčištění.

## Připomínka výměny pomocí technologie BrushSync



Všechny kartáčkové hlavice se časem opotřebovávají, takže ty své budete chtít kontrolovat, abyste si stále zajistili skvělé čištění. Naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho kartáčkovou hlavici používáte a jak pilně jste si zuby čistili. Připomenutí výměny technologie BrushSync na rukojeti a krátké pípnutí vás upozorní, když je čas ji vyměnit.

## Program Easy-Start



Náš program Easy-Start Vám poskytuje možnost postupně, mírně zvyšovat čistící výkon v průběhu prvních 14 používání vašeho nového zubního kartáčku.

## Dlouhá životnost baterie



Baterie vydrží až 14 dní a dlouhou dobu se tak obejdete bez nabíjení.

## Tenké cestovní pouzdro



Díky prémiovému cestovnímu pouzdru bude váš kartáček hygienicky uložený. Kompaktní nabíjecí základna USB zase udrží zařízení nabité na cestách. Užijete si dva týdny pravidelného používání na jedno plné nabití a na delší cesty si s sebou vezmete tuto nabíječku.

## Rozlučte se s adaptérem. Přivítejte USB.

Napájecí adaptéry se sice mohou zdát malé, ale plasty ze všech z nich dohromady mají obrovský dopad na životní prostředí. Pouhým přechodem na USB nabíječku v naší řadě Philips Sonicare 1000–4000 můžeme každý rok spotřebovat až o 189 210 kg méně plastu. To je hodně, že?

# Specifikace

## Režimy

**Clean:** Pro výjimečné každodenní čištění

## Balení obsahuje

**Rukojeť:** 1 Řada 3100

**Kartáčková hlavice:** 1 ks C1 ProResults, standardní velikost

**cestovní pouzdro:** 1 Nabíjecí pouzdro USB

**Nabíječka:** 1

## Design a provedení

**Barva:** Černá

## Výkon čištění

**Frekvence:** Až 31 000 stěrů za minutu

**Výkon:** Odstraňuje až 3x více plaku\*

**Kontrola tlaku:** Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**Časovač:** Quadpacer a SmarTimer

## Technologie Smart Sensor

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:**

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš velký tlak čištění

## Snadné použití

**Rukojeť:** Tenký ergonomický design

**Indikátor baterie:** Kontrolka zobrazuje stav baterie

**Systém kartáčkových hlavic:** Zacvakávací

hlavice kartáčku

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:**

Ukazatel výměny, Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku, Ikona připomenutí se rozsvítí, pro nejlepší výsledky při každém použití

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):**

14 dní\*\*\*\*\*

## Spotřeba

**Napětí:** DC 5 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

