

# PHILIPS

Sonický zubní  
kartáček s aplikací

DiamondClean  
9000

Usnadněné čištění s připojením

Zabudovaný tlakový senzor

Detekce inteligentní hlavice  
kartáčku

4 režimy, 3 intenzity



HX9914/57



## Bělejší a zdravější zuby na celý život

Bělejší zuby už po 1 dni\*

Kartáček DiamondClean nové generace je ztělesněním dokonalého vyčištění. Přináší zdravější ústa díky dokonalému čištění a bělení zubů a zpětné vazbě v reálném čase.

### **Uživatelé kartáčku DiamondClean se těší zdravějším ústům**

- Odstraní až 10krát více plaku\* a zajišťuje hloubkové čištění
- Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění

### **Nechte kartáček DiamondClean 9000 přizpůsobit se vašim potřebám**

- Čištění podle vašich potřeb
- Upozorní vás, pokud při čištění příliš tlačíte
- Technologie BrushSync pro vás automaticky vybere ten nejlepší režim
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku

### **Mějte přehled díky osobní zprávě o vašem pokroku**

- Začněte a udržte si zdravé návyky

### **Užijte si stylové a přívětivé provedení**

- Snadné nabíjení a stylové provedení

# Přednosti

## Odstraňuje až 10x více plaku\*




S hlavicí kartáčku C3 Premium Plaque Control víte, že dosáhnete nejhlubšího možného čištění. Měkká, flexibilní vlákna jsou navržena tak, aby se zakřivovala okolo kontur zubů a zajišťovala 4x větší kontakt s povrchem\*\* a odstranění až 10x více plaku z obtížně přístupných míst.

## Technologie Philips Sonicare



Sonický stíravý pohyb napění zubní pastu na bublinky, které útočí na plak a vhání je do mezizubních prostor a podél linie dásní. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako při měsíčním čištění manuálním kartáčkem.

## Zabudovaný tlakový senzor



Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale DiamondClean 9000 si toho všimne. Pokud vyvíjíte nadměrný tlak, kartáček začne jemně vibrovat. Tím vás upozorní, že byste měli tlak zmírnit, a nechat to vše na hlavicí kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla čistit si zuby lépe.

## 4 režimy, 3 intenzity



Kartáček DiamondClean 9000 se dodává s režimy Clean, White+, Gum Health a Deep Clean+, které se postarají o vaše potřeby při čištění zubů. Režim Clean je určen pro výjimečně každodenní čištění, režim White+ slouží k odstranění skvrn, režim Gum Health zajišťuje šetrné, ale účinné čištění dásní a režim Deep Clean+ zajišťuje osvěžující hloubkové čištění. Tři intenzity vám umožňují vybrat si mezi vyšším nastavením pro účinnější čištění a nižším nastavením pro citlivější ústa.

## Párování režimů BrushSync



Chytré hlavice kartáčku se postarají, abyste používali správný režim a intenzitu pro nejlepší možné čištění. Řekněme například, že používáte hlavici W3 Premium White. Technologie BrushSync kartáčku DiamondClean 9000 automaticky synchronizuje hlavu kartáčku s režimem White+, aby pomohla vaše zuby vybělit.


## Připomínka výměny technologie BrushSync



Všechny kartáčkové hlavice se časem opotřebovávají, takže ty své budete chtít kontrolovat, abyste si stále zajistili skvělé

čištění. Naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho kartáčkovou hlavicí používáte a jak pilně jste si zuby čistili. Připomenutí výměny technologie BrushSync na rukojeti a krátké pípnutí vás upozorní, když je čas ji vyměnit.

## Zpráva o průběhu



Kartáček DiamondClean 9000 vám poskytne pokyny, které potřebujete ke zlepšení a udržení zdravých návyků při čištění zubů mezi pravidelnými kontrolami u zubaře. Integrované inteligentní snímače vám umožní zjistit, kdy používáte příliš velký tlak, a díky tomu, že při čištění máte připojení k aplikaci Sonicare, vám osobní zpráva o průběhu pomůže udržet si přehled a zjistit, nakolik jste se v průběhu času zlepšili.

## Dlouhá výdrž baterie



Kartáček DiamondClean 9000 vydrží při pravidelném používání až dva týdny na jedno nabití.

# Specifikace

## Režimy

**3 intenzity:** Vysoká, Střední, Nízká

**Clean:** Pro každodenní kvalitní čištění

**Deep Clean+:** Unikátní hloubkové čištění

**Gum Health:** Speciální pozornost věnovaná stoličkám

**White+:** Odstraňuje povrchové skvrny

## Balení obsahuje

**Tělo kartáčku:** 2 DiamondClean nové generace

**Kartáčkové hlavice:** 2 C3 Premium Plaque

Defense

**Nabíjecí sklenice:** 1

**Základna nabíječky:** 2

## Možnosti připojení

**Bezdrátová technologie Bluetooth®:** Aplikace pro čištění zubů

## Kompatibilita

**Kompatibilita se systémem Android:** Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

**Kompatibilita se systémy iOS:** iPad

3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším, s operačním systémem iOS7

## Design a provedení

**Barva:** Černá, Růžovožlatá

## Výkon čištění

**Výkon:** Odstraňuje až 10x více plaku\*

**Kontrola tlaku:** Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**Časovač:** Technologie BrushPacer a Smartimer

## Technologie Smart Sensor

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš silné čištění

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:**

Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku

**Technologie BrushSync:** s chytrými hlavicemi, Propojení chytrého těla

## Snadné použití

**Kompatibilita:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Ukazatel výměny:** Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

**Tělo kartáčku:** Tenký ergonomický design

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** 14 dní\*\*\*

## Spotřeba

**Napětí:** 110–220 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

