

PHILIPS

sonicare



Balení 2 ks hlavic
kartáčku

Premium All-in-One

Odstraňuje 20x více plaku*

O 100 % bělejší zuby za 2 dny***

Až 15x zdravější dásně během
šesti týdnů*

Jemná



HX9092/88

Jedna hlavice kartáčku pro kompletní péči

Odstraňuje až 20x více plaku*

Dopřejte si to nejlepší z elektrických zubních kartáčků Philips Sonicare díky této náhradní hlavici kartáčku „vše v jednom“, která nabízí účinné odstraňování plaku a skvrn spolu s lepším zdravím dásní. Kompletní péče o ústní dutinu začíná právě zde.

Šetrné k planetě

- Vyrobeno ze 70 % z bioplastu**
- Recyklovatelné obaly na bázi papíru

Snadné používání ve všech ohledech

- Čistíte si zuby vždy co nejlépe díky připomenutí BrushSync
- Vhodné pro všechny kartáčky Philips Sonicare s nasazovací rukojetí

To nejlepší z kartáčků Sonicare

- Prokazatelně účinná péče o ústní dutinu

Nejlepší výkon kartáčků Sonicare

- Až 20x lepší odstranění plaku než manuálním zubním kartáčkem*
- Odstraňuje až o 100 % více skvrn za pouhé 2 dny***
- Až 15x zdravější dásně během šesti týdnů*
- Osvědčená technologie Sonicare


Premium All-in-One

Balení 2 ks hlavic kartáčku

HX9092/88


Přednosti

Naše nejlepší hlavice na odstraňování zubního plaku




Každý si čistí zuby jinak, a proto jsme navrhli tuto kartáčkovou hlavici s vlákny pod různými úhly, která vám umožní snadno odstraňovat zubní plak bez ohledu na to, jakou techniku používáte. Naše kartáčková hlavice All-in-One poskytuje špičkové čištění a odstraňuje až 20x více plaku než manuální zubní kartáček, a to i na těžko přístupných místech.

Bělejší a zářivější úsměv během chvilky




Naše kartáčková hlavice All-in-One obsahuje trojúhelníková vlákna, která zvyšují kontakt s povrchem zubů a účinněji odstraňují skvrny. Výsledky mluví samy za sebe – až o 100 % více odstraněných skvrn za méně než dva dny.***

Důkladnější péče o dásně




Boční vlákna této kartáčkové hlavice jsou mimořádně dlouhá a umožňují udržovat prostor podél linie dásní vyčištěný, i když se soustředíte na čištění zubů. Výsledkem jsou až 15x zdravější dásně během šesti týdnů.*

Spolehlivé čištění zubů se Sonicare




Vyzkoušejte čištění, jaké si už zvolily miliony lidí. Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 62 000 pohybů vláken. Dynamické působení tekutiny podporuje čistící výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

Klinicky testováno



Všechny kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou pečlivě navrženy a klinicky testovány. Můžete si tak být jisti, že splňují nejvyšší standard kvality, bezpečnosti a výkonnosti.

Připomenutí výměny



Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují kartáčkovou hlavici pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny technologií BrushSync. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu kartáčkové hlavice, upozorní vás.

Design nasazení




Tato kartáčková hlavice je kompatibilní se všemi elektrickými zubními kartáčky Philips Sonicare.**** Výměna a čištění jsou jednoduché díky snadnému nasazování.

Bioplast



Pracujeme na snížení používání plastů na bázi fosilních paliv ve svých produktech. To je důvod, proč 70 % plastů použitých v této kartáčkové hlavici tvoří bioplasty.**

Obaly na bázi papíru



Všechny naše kartáčkové hlavice se dodávají v obalech na bázi papíru, které lze na dostupných místech recyklovat.

Premium All-in-One

Balení 2 ks hlavice kartáčku

HX9092/88

Specifikace

Design a provedení

Inteligentní rozpoznávání hlavice kartáčku

Barva: Černá

Měkkost vláken: Jemná

Materiál hlavice kartáče: Měkká a flexibilní

gumová hlavice

Vlákna, která upozorní: Vyblednutí modré barvy vláken

Velikost: Standardní

Kompatibilita

Systém kartáčkových hlavice: Nasazovací

Není vhodné pro modely: Philips One

Kompatibilní kartáčky: Philips Sonicare

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 2 A3 Premium „vše v jednom“

Kvalita a výkon

Výměna: Každé 3 měsíce

Testováno: pro optimální použití

Vyrobeno v: Rakousko

Výhoda: Vše v jednom, Zdraví dásní, Odstraňování zubního plaku, Odstraňování skvrn / bělení

