

Philips Sonicare AirFloss
Ultra
Dobíjecí přístroj mezizubní
hygieny

se stanicí pro doplňování a nabití

2 trysky
1 cestovní nabíječka
Automatické doplňování a nabití

AirFloss Ultra



HX8462/01

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj AirFloss Ultra je pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**

Pro zdravější zuby a dásně

- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***
- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti**
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

Jedinečná technologie

- Technologie vzduchu a mikrokapiček vody
- Vysoce výkonná tryska
- Vyberte jeden, dvojí nebo trojí prostřík


Nejjednodušší cesta k efektivnímu čištění mezizubních prostor

- Vždy připraven k použití
- Svěžest a čistota s ústní vodou
- 60 vteřin stačí: namířit, stisknout, hotovo!
- Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk

PHILIPS
sonicare


Přednosti

Pro zdravější dásně



Philips Sonicare AirFloss Ultra podle klinických studií zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.** Stav dásní zlepšil za pouhé dva týdny.

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku




Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čišťených míst.**

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu



Jemným odstraňováním plaku, který čištění neodstranilo, pomáhá přístroj Philips Sonicare AirFloss Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

Technologie mikrokapiček



Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a zároveň jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Vysoce výkonná tryska



Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

Volitelné nastavení počtu prostřiků



Směs vzduchu a mikrokapiček vody přístroje AirFloss Ultra můžete upravit podle svých potřeb na jednoduchou, dvojitou nebo trojitou dávku, která se spustí aktivačním tlačítkem.

Vyčistí za pouhých 60 vteřin



S přístrojem AirFloss Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržetím aktivačního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.

Vždy připraven k použití



Stanice pro doplňování a nabití automaticky naplní Airfloss Ultra za méně než 10 vteřin, vydrží až 2 týdny provozu a udržuje přístroj Airfloss Ultra nabitý.

Svěžest a čistota s ústní vodou



Používejte s ústní vodou a získáte tak pocit dokonalé svěžesti bez bakterií.

Specifikace

Balení obsahuje

- Tělo AirFloss Ultra: 1
- Nabíječka: 1
- Trysky: 2
- se stanicí pro doplňování a dobítí: 1
- Dvířka AirFloss Ultra navíc: 1

Výkon čištění

- Klinicky prokázané výsledky: Stejně efektivní jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro snížení krvácení dásní, pro odstranění zubního plaku
- Výkon: Odstraňuje až 99,9 % plaku
- Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů, Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin
- Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostríkování, Vyberte jeden, dvojí nebo trojí prostríh
- Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých 6 měsíců

Snadné použití

- Tělo: Tenký ergonomický design
- Indikátor baterie: Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití
- Výdrž baterie: Až 2 týdny
- Systém trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Spotřeba

- Napětí: Nabíječka pro více napětí

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Design a provedení

- Barva: Bílá s nádechem šedé



Datum vydání 2017-08-30

Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 37823 22

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* nebo vám vrátíme peníze

** při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

*** v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit.