



Philips Sonicare  
HealthyWhite+  
Sonický elektrický zubní  
kartáček

## 2 režimy

6 nastavení s možností  
přizpůsobení  
2 těla kartáčku  
3 kartáčkové hlavice

**HealthyWhite+**



HX8923/34

## Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden\*

\* než manuální kartáček

Každý den si bezpečně zkrášlujte úsměv, aniž byste se museli vzdát milovaných jídel a nápojů, které zuby zbarvují! Je dokázáno, že sonický zubní kartáček Philips Sonicare HealthyWhite+ odstraňuje až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden a pomáhá vám tak k bělejšímu úsměvu\*.

### Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček\*
- Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
- Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

### Nabízí čištění podle vašich potřeb

- 6 nastavení s možností přizpůsobení
- Režim Clean and White: ověřeno pro odstranění pigmentací

### Pomáhá následovat doporučení odborníků

- Funkce Quadpacer napomáhá důkladnému vyčištění
- Časovač na 2 minuty hlídá doporučenou délku čištění

### Zaručuje výjimečnou čistotu

- Hlavice DiamondClean pro nejlepší bělení
- Dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor

# PHILIPS

sonicare


## Přednosti

### Bělí zuby




Tento zubní kartáček Philips Sonicare odstraní až o 100 % více skvrn pro bělejší zuby za pouhý 1 týden.

### Kartáčková hlavice DiamondClean



Kartáčková hlavice DiamondClean, nejlepší hlavice Philips Sonicare, mají středně tvrdá vlákna ve tvaru diamantu, která efektivně a zároveň šetrně odstraňují plak. Výjimečně kvalitní čištění a bělejší zuby ve srovnání s manuálním kartáčkem.

### Režimy Clean a White



Dvouminutový režim Clean nabízí nejdůkladnější způsob odstranění plaku (čas čištění doporučený zubními lékaři). Režim White odstraňuje povrchové pigmentace

a rozzáří a vyleští zuby. Odstraňuje běžné skvrny, například od kávy, čaje, tabáku a červeného vína. Zuby budou o 2 odstíny bělejší za pouhé 2 týdny.

### 6 nastavení s možností přizpůsobení



Zubní kartáček Philips Sonicare HealthyWhite+ umožňuje kombinovat režimy (režim Clean a White) a 3 intenzity pro maximální pohodlí a nejlepší možné čištění.

### Odstraňuje až 7x více plaku



\*Z obtížně dosažitelných míst odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček

### Zlepšuje zdraví dásní



Sonický zubní kartáček Philips Sonicare napomáhá čištění mezizubních prostor a podél

linie dásní, což přináší zlepšení stavu dásní za pouhé dva týdny.

### Funkce Quadpacer



Časovač na 30 vteřin upozorní na uplynutí čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každému kvadrantu svých zubů věnovat přiměřenou dobu a čištění si tak lépe rozvrhnout.

### Funkce Smartimer



2minutový časovač tohoto sonického zubního kartáčku Philips Sonicare pomáhá dodržet dobu čištění doporučenou odborníky

### Sonická technologie



Jedinečný dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

# Specifikace

## Režimy

- Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
- Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace
- 3 intenzity: Vysoká, Nízká, Střední

## Balení obsahuje

- Těla kartáčku: 2 HealthyWhite+
- Kartáčkové hlavice: 2 ks DiamondClean, standardní velikost, 1 ks ProResults, standardní velikost
- Nabíječka: 1
- cestovní pouzdro: 1

## Design a provedení

- Barva: Mrazivě bílá

## Výkon čištění

- Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
- Výkon: Odstraňuje až o 100% více plaku
- Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů
- Bělící výhody: Zuby jsou bělejší až o 2 odstíny za 2

týdny

- Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

## Snadné použití

- Systém kartáčkových hlavice: Zacykávající hlavice kartáčku
- Výdrž baterie: Až 3 týdny\*\*
- Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie
- Tělo: Tenký ergonomický design

## Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 3 týdny\*\*

## Spotřeba

- Napětí: 110–220 V

## Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka



Datum vydání 2017-10-02

Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 37526 53

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* než manuální kartáček

\*\* založeno na dvou periodách dvouminutového čištění v režimu Clean