

GC Tooth Mousse

TOPICAL CREME WITH BIO-AVAILABLE CALCIUM AND PHOSPHATE

For use by and/or the supervision of a dental professional in the recommended indications.

**Description**
GC Tooth Mousse is a water based creme containing RECALDENT™ (CPP-ACP; Casein Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphate). When applied to the oral environment, it will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium and phosphate.

**Important:**
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACP and the flavour will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACP and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

**A topical paste containing bio-available calcium and phosphate**
1. Provides extra protection for teeth.
2. Helps neutralise bacteria from acidogenic bacteria in plaque.
3. Helps neutralise acid challenges from other internal and external acid sources.

**CONTRAINDICATIONS**
RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use the product on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

**DIRECTIONS FOR USE**
**INDICATIONS**
Prior to any following in-office bleaching
a. After ultrasonic, hand scaling or root planing
c. Following professional tooth cleaning (P.T.C.).
d. Following orthodontic treatment.
e. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
f. During orthodontic treatment.
g. For high risk children with orthodontic appliances.
h. For special needs patients.

**In-office application:**
**I. Custom tray application**
1. Before use, the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of GC Tooth Mousse into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Instruct the patient to avoid eating or drinking for as long as possible (1–2 minutes).
6. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
7. Any residual GC Tooth Mousse in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

**II. Non tray application:**
1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton swab. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the tooth surfaces using an application brush. Avoid spreading the product on adjacent areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Leave GC Tooth Mousse undisturbed for a minimum of 3 minutes.
4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1 – 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
5. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

**At home application:**
**III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional**

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required.
2. Hold the material against the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

**IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional**

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required.
2. Hold the material against the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

**FLAVOURS**
Strawbery (S), Melon (M), Vanilia (V), Mint (I), Tutti-Fruiti (T)

Note: S, M, V, I and T in parentheses are abbreviations for each flavour. These abbreviations are marked on the tubes after lot numbers to show the flavour of the contents.
For example, 021003S.....Strawbery

**STORAGE**
Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture)

**PACKAGES**
Tubs containing 40g (35mL)
1. Assorted Pack
10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilia, Mint, Tutti-Fruiti)
2. Single Flavour Package
Each Flavour
Vanilia, Strawberry, Melon, Tutti-Fruiti, Mint
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavour

**NOTE:**
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

**CAUTION**
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product or to the preservative. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

**REGISTRATION**
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

**CAUTION**
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product or to the preservative. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

**REGISTRATION**
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

**CAUTION**
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product or to the preservative. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

**REGISTRATION**
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

Pravilno uporaba, imenitno prečete instrukcije za uporabo.

## GC Tooth Mousse

ЛОКАЛЕН КРЕМ С БИО-НАЛИЧНИМ КАЛЦИЈИ И ФОСФАТИ ФОСФАТЕ

За употреба само от стоматолози за препоручане индикации.

**Описание**
GC Tooth Mousse в крем на водна основа, съдържащ RECALDENT™ (CPP-ACP; Casein Phosphopeptide - Аморфен Калциев Фосфат). Когато CPP-ACP се приложи в устата, ще се свърже към биофилма, плаката, бактериите и хидроксиапатита, които се свързват с повърхността на биофилма, бактерии, хидроксиапатит и мека тъкан локализирай био-достъпни калций и фосфат.

**Важно:**
Слюнка повишава ефективността на CPP-ACP и ароматът ще стимулира слюноотделянето. Колкото по-дълго останат CPP-ACP и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатът.

**Локална паста, съдържаща био-достъпни калций и фосфат**
1. Осигурява допълнителна защита за зъбите.
2. Помогна неутрализира киселини acidogenic бактерии обсаещащи в плаку.
3. Помогна неутрализовать киселины из других внутренних и внешних источников.

**КОНТРАИДИКАЦИИ**
RECALDENT™ (CPP-ACP) се добива от млечния казеин. Не използвайте този продукт на пациенти с доказана или подозирана алергия на мляко или протеини мляко и чувствителност или алергия към бенозоати консерванти.

**НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА**
**ИНДИКАЦИИ**
a. Пред и след изплаване в кабината.
b. После ултразвучно или ръчно почистване на зъбен камък и коректаж на коронката повърхност.
в. След клинична орална хигиена (К.О.Х.)
g. След локална професионална чистка.
d. За да се осигурят локално покритие при пациенти страдащи от ерозия, xеростомия или синдром на Sjögren.
e. По време на ортодонто лечение.
ж. При пациенти с висок риск от кариес.
z. При пациенти със специални нужди.

**Клинично приложение:**
**I. Приложение с индивидуална лъжича**
1. Преди употреба, обильно изплаанете индивидуалната лъжича под течаща вода.
2. Изстискайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
3. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
4. Отстранете лъжичката.
5. Инструктирайте пациента да използва езика си, за да разнесе останалият GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да не яде или пие 30 минути след приложението.
6. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
7. Изстискайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
8. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
9. Отстранете лъжичката.
10. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
11. Изстискайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
12. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
13. Изстискайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
14. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
15. Изстискайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
16. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
17. Изстискайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
18. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.

**II. Приложение без индивидуална лъжича:**
1. Ако е необходимо, отстранете излишната слюнка от зъбната повърхност с памучен тампон (1-2 минути), като избягва изплаване и по-нататъчно прилагане на продукта.
2. Нанесете достатъчно количество от GC Tooth Mousse върху зъбите по повърхността на зъба.
3. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
4. Изплайте, но не изплавайте. Ако има остатък от GC Tooth Mousse, може да се остави постепенно да се разсеят. Не якте или пиете 30 минути след приложението.

**III. Приложение без индивидуална лъжича:**
1. Ако е необходимо, отстранете излишната слюнка от зъбната повърхност с памучен тампон (1-2 минути), като избягва изплаване и по-нататъчно прилагане на продукта.
2. Нанесете достатъчно количество от GC Tooth Mousse върху зъбите по повърхността на зъба.
3. Поправете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
4. Изплайте, но не изплавайте. Ако има остатък от GC Tooth Mousse, може да се остави постепенно да се разсеят. Не якте или пиете 30 минути след приложението.

**IV. Приложение след изплаване на зъбите, както е препоръчано от стоматолог**

**I. Нощни приложения, след изплаване на зъбите, както е препоръчано от стоматолог**
1. Нанесете достатъчно количество от GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото равнява zero е минималното необходимо за всяка зъбна дуга. Материалът трябва да се нанесе върху зъбите повърхности, използвайки четка с сух пръст или памуче. В трдните области (между зъбите) използвайте интерпроксиални четки или конци за зъби, покрити с GC Tooth Mousse.
2. Оставете GC Tooth Mousse необоизползван върху зъбите за минимум 3 минути.
3. След това, използвайки езика си, разпростанете останалия GC Tooth Mousse из цялата уста. Задръжте колкото може по-дълго (оное 1-2 минути), като избягвате изплаване и се въздръжате от преглъщане. Колкото по-дълго се задържащ GC Tooth Mousse и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатът.
4. Изплайте, но не изплавайте. Ако има остатък от GC Tooth Mousse, може да се остави постепенно да се разсеят. Не якте или пиете 30 минути след приложението.

**II.Нощно приложение, след изплаване на зъбите, както е препоръчано от стоматолог**
1. Нанесете достатъчно количество от GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото равнява zero е минималното необходимо за всяка зъбна дуга. Материалът трябва да се нанесе върху зъбите повърхности, използвайки четка с сух пръст или памуче. В трдните области (между зъбите) използвайте интерпроксиални четки или конци за зъби, покрити с GC Tooth Mousse.
2. Оставете GC Tooth Mousse необоизползван върху зъбите за минимум 3 минути.
3. След това, използвайки езика си, разпростанете останалия GC Tooth Mousse из цялата уста. Задръжте колкото може по-дълго (оное 1-2 минути), като избягвате изплаване и се въздръжате от преглъщане. Колкото по-дълго се задържащ GC Tooth Mousse и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатът.
4. Изплайте, но не изплавайте. Ако има остатък от GC Tooth Mousse, може да се остави постепенно да се разсеят. Не якте или пиете 30 минути след приложението.

**III.Нощно приложение, след изплаване на зъбите, както е препоръчано от стоматолог**
1. Нанесете достатъчно количество от GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото равнява zero е минималното необходимо за всяка зъбна дуга. Материалът трябва да се нанесе върху зъбите повърхности, използвайки четка с сух пръст или памуче. В трдните области (между зъбите) използвайте интерпроксиални четки или конци за зъби, покрити с GC Tooth Mousse.
2. Оставете GC Tooth Mousse необоизползван върху зъбите за минимум 3 минути.
3. След това, използвайки езика си, разпростанете останалия GC Tooth Mousse из цялата уста. Задръжте колкото може по-дълго (оное 1-2 минути), като избягвате изплаване и се въздръжате от преглъщане. Колкото по-дълго се задържащ GC Tooth Mousse и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатът.
4. Изплайте, но не изплавайте. Ако има остатък от GC Tooth Mousse, може да се остави постепенно да се разсеят. Не якте или пиете 30 минути след приложението.

**AROMATI**
Ягода (S), Пълеш (M), Ванилия (V), Мента (I), Tutti-Fruiti (T)
Забележка: S, M, V, I и T жу краткият назъви използват пфлх. Това съкращения са обозначени на тубите, след партицион номер, за да укажат вида на аромата.
Например, 021003S.....Ягода

**СЪХРАНЕНИЕ**
Съхранявайте на хладно и сухо място с ниска влажност, далеч от директен слънчев светлина (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Expirace: 2 years from date of manufacture)

**ОПАКОВКИ**
Туба съдържаща 40g (35mL)
1. Assorted Pack
10 x 40g (2 of Strawberry, Melon, Vanilia, Mint, Tutti-Fruiti)
2. Single Flavour Package
Each Flavour
Vanilia, Strawberry, Melon, Tutti-Fruiti, Mint
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavour

**NOTE:**
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

**CAUTION**
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product or to the preservative. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

**REGISTRATION**
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

**CAUTION**
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product or to the preservative. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

**REGISTRATION**
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

## GC Tooth Mousse

BIOKTIVNÍ DENTÁLNÍ KRÉM S VOLNĚ DOSTUPNÝM VÁPNÍKEM A FOSFÁTEM

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

**Popis**
GC Tooth Mousse je dentální krém na bázi vody, obsahuje RECALDENT™ (CPP-ACP; kasein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfát). Při přiměnění CPP-ACP kasein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfát. Při aplikaci do dutiny ústní CPP-ACP se váže na vešle za biofilmové, plásk, bakterie, hydroksiapatit i měkké tkáně a lokalizuje rozpustelný kalcij i fosfat.

**Důležité:**
Slina zvyšuje účinnost CPP-ACP a aroma pomůže stimuluovat produkci sliny. Čím déle zadržíte CPP-ACP a slinu v ústech, tím efektivnější je výsledek působení.

**Bioktivní krém obsahující volně dostupný vápník a fosfat**
1. Poskytuje extra ochranu za zbyte.
2. Pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních bakterií obsažených v plaku.
3. Pomáhá neutralizovat kyseliny z dalších vnitřních a vnějších zdrojů.

**KONTRAINDIKACE**
RECALDENT™ (CPP-ACP) je získán z mléčného kaseinu. Není vhodný pro pacienty, kteří mají alergie na mléčné proteiny anebo jsou citliví či mají alergii na benzoátové přírky.

**NÁVOD K POUŽITÍ**
**INDIKACE**
a. Před a po ordinančním bělení zubů.
b. Po odstranění zubního kamene (ultrazvukem, nástrojem) a následném vyžltnutí kofene.
c. Po profesionálním čištění zubů i při políraní povrchové korunky.
d. Po aplikaci fluoridních pastylek.
e. Po aplikaci třpících salivárních prostředků, erózií, xerostomii nebo Sjögrenova syndromem.
f. Před lokální profesionální čističkou.
g. Pro vysoký rizikové pacienti.
h. Pro pacienty se speciálními potřebami.

**Aplikace v ordinaci:**
**I. Aplikace za použití nosiče**
1. Před použitím dostatečně nosiče pod tekoucí vodou.
2. Vyčistěte dostatečně množství krému GC Tooth Mousse do nosiče a aplikujte na horní a / nebo dolní zuby.
3. Ponechte v ústech po dobu minimálně 3 minute.
4. Vyjměte nosič.
5. Použte pacienta, aby důkladně jazykem rozptelil zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Dále požádejte pacienta, aby co nejdříve krmil zadržel v ústech (1 - 2 minuty) nevyplivl a oddálil polykání. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
6. Požadujte pacienta, aby vyplivl a pokud možno nepolykal. Jakýkoliv zbytek GC Tooth Mousse může zůstat v ústech, postupně se vytratí. Doporučte pacientovi, aby 30 minut po aplikaci nejedl ani nepil 30 minut po aplikaci nejedl ani nepil.

**II. Aplikace bez nosiče:**
1. Pokud je to nutné, odstraněte přebytek slin na zubech houbovkou nebo bavlněnou vlnou. Než začnete používat, přečtěte si návod.
2. Nanesete dostatečnou množství GC Tooth Mousse na povrch zubů aplikápním tamponem, prstem v rukavici nebo v obtížně přístupné oblasti použijte interproximální četku.
3. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimálně 3 minuty.
4. Vyjměte nosič.
5. Použte pacienta, aby jazykem rozptelil zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech (1 - 2 minuty) nevyplivl a oddálil polykání. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
6. Požadujte pacienta, aby vyplivl a pokud je to možné, nevyplivchal. Zbytek GC Tooth Mousse může zůstat vytratí. Doporučte pacientovi, aby 30 minut po aplikaci nejedl ani nepil.

**Domačí aplikace:**
**III. Denní aplikace po čištění zubů, jak je doporučená specialisty**
1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zuby. Potřebná je minimální množství vešle zrna graška za svaki zubní luk. Matrielaj se může nanjiet na zubne površine čistim suchim prstom ili kormádčem vaty. Za dostku topkuna zubnů (zremu zub) koristiti interdentální zubnu četku ili zubni konac premaraz pastom GC Tooth Mousse.
2. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimálně 3 minut.
3. Potom jazykem rozptelíte zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Užřte v ústech co nejděle (dálší 1 - 2 minuty), nepolykáte a vyhněte se další vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
4. Vyplněte důkladně a pokud je to možné, nevyplivcháte. Zbytek GC Tooth Mousse může zůstat vytratí. Nejezte a nepijte následujícíh 30 minut po aplikaci.

**IV. Noční aplikace po čištění zubů, jak je doporučená specialisty**
1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zuby. Potřebná je minimální množství vešle zrna graška za svaki zubní luk. Matrielaj se može nanjiet na zubne površine čistim suchim prstom ili kormádčem vaty. Za dostku topkuna zubnů (zremu zub) koristiti interdentální zubnu četku ili zubni konac premaraz pastom GC Tooth Mousse.
2. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimálně 3 minut.
3. Potom jazykem rozptelíte zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Zadržte v ústech co nejděle (dálší 1 - 2 minuty), nepolykáte a vyhněte se další vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
4. Vyplněte důkladně a pokud je to možné, nevyplivcháte. Zbytek GC Tooth Mousse může zůstat vytratí. Nejezte a nepijte následujícíh 30 minut po aplikaci.

**V. Příčutné aplikace, sledí izplačevane na zbytek, kako e preporučeno ot stomatolog**
**I. Noční aplikace po čištění zubů, jak je doporučená specialisty**
1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zuby. Aplikujte materiál na povrch zubů za použití špičkové a suchého prstu nebo tamponu. V obtížně přístupné oblasti (mezi zuby) použijte interproximální zubní kartáček nebo dentální nit s GC Tooth Mousse.
2. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimálně 3 minut.
3. Potom jazykem rozptelíte zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Zadržte v ústech co nejděle (dálší 1 - 2 minuty), nepolykáte a vyhněte se další vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
4. Vyplněte důkladně a pokud je to možné, nevyplivcháte. Jakýkoliv zbytek GC Tooth Mousse může zůstat vytratí. Nejezte a nepijte následujícíh 30 minut po aplikaci.

**PŘÍCHŮTÍ**
Jahoda (S), meloun (M), vanilka (V), mentol (I), tutti-frutti (T)
Zaběžka: S, M, V, I a T jsou krátkými názvy používají pflch. Tato zkratky jsou uvedeny na tubách za sériovým číslem pro označení příchutě obsahu.
Na přík: 021003S.....jahoda

**SKLADOVÁNÍ**
Skladujte na chladném suchém místě s nízkou vlhkostí a chráňte před přímým slunečním světlem (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Expirace: 2 roky od data výroby)

**BALENÍ**
Tuba obsahuje 40 g (35 mL)
1. Sortiment balení
10 x 40 g (2 tuby od příchuť jahoda, meloun, vanilka, mint, tutti-frutti)
2. Jednotlivé příchuť
10 x 40 g od příchuť vanilka, jahoda, meloun, tutti-frutti, mint
3. Nahrátí balení
1 x 40 g tuba od jednotlivé příchuť

**POZNÁMKA**
GC Tooth Mousse s jeho unikátní CPP-ACP formálí byl vyvinut na fakultě zubní medicíny na univerzitě v Melbourne, Viktorie v Austrálii. RECALDENT je registrovanou ochrannou známkou a licencí. CPP-ACP technologie se používá v licenci pro Austrálii, Nový Zéland, Evropu, Kanadu a USA.

**UPOZORNĚNÍ**
1. Vždy po použití odstraňte zbytkový krém nebo vlhkost na konci tuby a uzavřete ji.
2. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte odborného lékaře.
3. V případě poškození odevu optere vodou.
4. V případě výskytu obtíží či podobných symptomů se může jednat o alergie či přecitlivělost na benzoátové přírky. V takovém případě informujte svého lékaře o použití. V takovém případě přípravek dále nepoužívejte a vyhledejte odborného lékaře.

**OPROZORNĚNÍ**
1. Před použitím odstraňte zbytkový krém nebo vlhkost na konci tuby a uzavřete ji.
2. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte odborného lékaře.
3. V případě poškození odevu optere vodou.
4. V případě výskytu obtíží či podobných symptomů se může jednat o alergie či přecitlivělost na benzoátové přírky. V takovém případě informujte svého lékaře o použití. V takovém případě přípravek dále nepoužívejte a vyhledejte odborného lékaře.

**OPROZORNĚNÍ**
1. Před použitím odstraňte zbytkový krém nebo vlhkost na konci tuby a uzavřete ji.
2. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte odborného lékaře.
3. V případě poškození odevu optere vodou.
4. V případě výskytu obtíží či podobných symptomů se může jednat o alergie či přecitlivělost na benzoátové přírky. V takovém případě informujte svého lékaře o použití. V takovém případě přípravek dále nepoužívejte a vyhledejte odborného lékaře.

Posledně upravené : 02/2011

## GC Tooth Mousse

ZUBNA KREMA S BIOPRASPOLOŽIVIM KALCIJEM I FOSFATOM KALCIJUMAL ES-FOSFATFAL.

Samoz za stručno stomatološki uporabu v preporočenim indikacijah.

**Opis**
GC Tooth Mousse je zubna krema na bazi vode, ki vsebuje RECALDENT™ (CPP-ACP; kasein fosfopeptid - amorfn kalciov fosfat). Pri primjeni CPP-ACP kasein fosfopeptid - amorfn kalciov fosfat. Pri aplikaciji do dutine usne CPP-ACP se veže na vešle za biofilmove, plak, bakterije, hidroksiapatit i mekko tkivo i lokalizira dostupni kalcij i fosfat.

**Važno:**
Slina povećava učinkovitost CPP-ACP, a aroma pomože stimuliirati produkciju sline. Što se duže CPP-ACP i slina zadržite u ustima, rezultat je učinkovitiji.

**Površinska pasta koja sadrži bioaktivne raspoložive kalcij i fosfat**
1. Pruža dodatnu zaštitu za zube.
2. Pomaže neutralizirati izloženost kiseliniz acidogenim bakterijama u plaku.
3. Pomaže neutralizirati izloženost kiseliniz drugih unutarnjih i vanjskih izvora.

**KONTRAINDIKACIJE**
RECALDENT™ (CPP-ACP) se dobiva iz mliječnog kaseina. Ovaj materijal ne smije se koristiti kod pacijenata s dokazanom ili suspektnom alergijom na mliječne proteine ili osjetljivosti na alergijom na benzoatne konzervanse.

**UPUTE ZA UPORABU**
**INDIKACIJE**
a. Prije i nakon postupaka bijelenja u ordinaciji.
b. Nakon ultrazvučnog ili ručnog čišćenja zubi ili poliranja površine korijena.
c. Nakon profesionalnog čišćenja zuba.
d. Nakon primjene fluora.
e. Za površinsku zaštitu kod pacijenata koji boluju od erozije, keratostomije ili Sjögrenovog sindroma.
f. Tijekom ortodontskog liječenja.
g. Za pacijente s visokim rizikom karijesa.
h. Za pacijente sa specijalnim potrebama.

**Primjena u ordinaciji:**
**I. Primjena s individualnom lžicom**
1. Individualnu žlicu prije uporabe temeljito isprati pod tekućom vodom.
2. Istisnuti debeli sloj GC Tooth Mousse u žlicu i nanijeti na gornji ili donje zube.
3. Žlicu ostaviti stajati u ustima minimalno 3 minute.
4. Očistiti nosač.
5. Pacijenta uputiti da jezikom raspoširuje preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Uputiti pacijenta da je zadržati u ustima što je duže moguće (1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržite u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
6. Zamolite pacijenta da temeljito ispljune ostatke te ako je moguće izbjegne ispiranje. Eventualni ostaci paste GC Tooth Mousse na površini mogu se ostaviti da se postupno rastvore. Pacijenta uputiti da ne jede i nije 30 minuta nakon primjene.

**II. Primjena bez žlice**
1. Po potrebi valjanosti li komadčev vate odstraniti višak sline s površine zuba. Međutim, NIJE potrebno osušiti zube komprimiranim zrakom.
2. Nanijeti dovoljno količinu GC Tooth Mousse na površinu zubne krunice štapom, prstom u rukavici ili u teško dostupnim područjima koristiti interproximalnu četku.
3. GC Tooth Mousse ostaviti stajati minimalno 3 minute.
4. Ukloniti nosač.
5. Pacij



