



ňjako ot съставките, или на пациенти с временни зъби (деца под 12-годишна възраст). Редовната употреба на продукта като превръзка след екстракция е противопоказана.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

Вземете малко топче (около 0,20 g) от пастата и го поставете внимателно в подготвената дентална кухина.

Не зашивайте след прилагане.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА**

Пациентите трябва да бъдат информирани да избягват обилното плакнене на устата в продължение на 24 часа след манипулацията.

Не лекувайте повече от 5 зъба на едно посещение.

Хи – дразнещо вещество

- Може да причини сенсibiliзиранe чрез контакт с кожата.

- Дразнещо за кожата

- Избягвайте контакт с кожата

- Носете подходящи ръкавици

- Този материал и неговият контейнер трябва да бъдат изхвърлени като опасен отпадък.

Капачката трябва да бъде поставяна незабавно на мястото ѝ след употреба.

**ОПАКОВКА**

Буркан, съдържащ 10 g паста

***За професионална стоматологична употреба.***

**DA**

**DE**

**EN**

**ES**

**FR**

**GR**

**IT**

**JA**

**KL**

**LT**

**LV**

**PL**

**PT**

**RU**

**SK**

**SL**

**SQ**

**TR**

**UK**

**US**

**VN**

**ZH**

**BALEŇI**

Kelimek obsahující 10 g pasty.

***Tento přípravek určený pro použití ve stomatologických ordinacích a pro lokální léčbu v dutině ústní může aplikovat pouze lékař.***

**BE**

**BG**

**BR**

**BU**

**CA**

**CH**

**CL**

**CO**

**CZ**

**DA**

**DE**

**EL**

**EN**

**ES**

**ET**

**FR**

**GR**

**HE**

**HR**

**HU**

**IE**

**IL**

**IN**

**IS**

**IT**

**JA**

**JV**

**KA**

**KR**

**LT**

**LV**

**MA**

**MC**

**MD**

**ME**

**MI**

**ML**

**MO**

**MP**

**MR**

**MS**

**MT**

**MU**

**MY**

**NA**

**NC**

**NE**

**NL**

**NO**

**NU**

**NY**

**ON**

**OR**

**OS**

**PA**

**PE**

**PF**

**PG**

**PH**

**PK**

**PL**

**PM**

**PN**

**PO**

**PT**

**PU**

**PV**

**PY**

**QA**

**RE**

**RO**

**RU**

**SA**

**SB**

**SC**

**SD**

**SE**

**SI**

**JAVALLATOK**

Az ALVEOGYL paszta száraz fogmeder esetében használatos kötszer, illetve nehéz vagy traumatikus foghúzást követően használatos kötszer olyan betegek esetében, akiknek kórtörténetében száraz fogmeder szerepel

**ELLENJAVALLATOK**

Az ALVEOGYL nem alkalmazható olyan betegek esetében, akiknek kórtörténetében az összetevők valamelyikével szembeni allergia szerepel, és nem alkalmazható tejfogak kezelésére (12 évnél fiatalabb gyermekek).

Nem javallott a termék rutinszerű használata post-extractiós kötszer céljára.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Vegyen ki kis golyónyi mennyiséget (körülbelül 0,20 g) a pasztából és helyezze óvatosan a preparált fogmederbe.

Ne használjon varratot.

**FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK**

A beteget utasítani kell arra, hogy a foghúzást követő 24 órán belül csak óvatosan mossa ki a szájüregét. Egy viziten ne kezeljen 5-nél több fogat.

Xi – irritáló

- Bőrrel érintkezve túlérzékenységezet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

- Bőrirritáló hatású

- A bőrrel való érintkezés kerülendő

- Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

- Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Használat után mindig azonnal tegye vissza a tégelyre a kupakot.

**KISZERELÉS**

10 g pasztát tartalmazó tégely

***Kizárólag fogorvosoi felhasználásra.***

**LT**

**LV**

**MA**

**MC**

**MD**

**ME**

**MI**

**ML**

**MO**

**MP**

**MR**

**MS**

**MT**

**MU**

**MY**

**NA**

**NC**

**NE**

**NL**

**NO**

**NU**

**NY**

**ON**

**OR**

**OS**

**PA**

**PE**

**PF**

**PG**

**PH**

**PK**

**PL**

**PM**

**PN**

**PO**

**PT**

**PU**

**PV**

**PY**

**QA**

**RE**

**RO**

**RU**

**SA**

**SB**

**SC**

**SD**

**SE**

**SI**

- Acest material și recipientul său trebuie eliminate ca deșeuri periculoase.

Închideți întotdeauna capacul imediat după utilizare.

**FORMĂ DE PREZENTARE**

Flacon conținând 10 g de pastă.

***Pentru utilizare profesionistă în medicina stomatologică.***

**SL**

**SQ**

**TR**

**UK**

**US**

**VN**

**ZH**

**BALEŇI**

**BE**

**BG**

**BR**

**BU**

**CA**

**CH**

**CL**

**CO**

**CZ**

**DA**

**DE**

**EL**

**EN**

**ES**

**ET**

**FR**

**GR**

**HE**

**HR**

**HU**

**IE**

**IL**

**IN**

**IS**

**IT**

**JA**

**JV**

**KA**

**KR**

**LT**

**LV**

**MA**

**MC**

**MD**

**ME**

**MI**

**ML**

**MO**

**MP**

**MR**

**MS**

**MT**

**MU**

**MY**

**NA**

**NC**

**NE**

**NL**

**NO**

**NU**

**NY**

**ON**

**OR**

**OS**

**PA**

**PE**

**PF**

**PG**

**PH**

**PK**

**PL**

**PM**

**PN**

**PO**

**PT**

**PU**

**PV**

**PY**

**QA**

**CZ**

**DE**

**EN**

**ES**

**ET**

**FR**

**GR**

**HE**

**HR**

**HU**

**IE**

**IL**

**IN**

**IS**

**IT**

**JA**

**JV**