


waterpik®

CZ
SK
PL
HU

Waterpik® Sonic-Fusion®
Sonický kartáček
a ústní sprcha 2 v 1
SF-02



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE.

Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti. Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba důsledně dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- Po použití přístroj vždy vypojte z elektriny.
- Nemanipulujte se zástrčkou v případě, že máte mokré ruce.
- Neponořujte spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Nepoužívejte přístroj při koupání.
- Nepokládejte na místa, odkud by spotřebič mohl spadnout do umyvadla či vany.
- Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte z napájení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda napájecí kabel není poškozen.

VAROVÁNÍ:

- Výrobek nezapojte do elektrické sítě, je-li napětí se liší od napětí uvedeného pro daný výrobek nebo nabíječku. Použitím nesprávného napětí se může výrobek poškodit a záruka poskytnutá na

výrobek se stane **NEPLATNOU**.

- Pokud zařízení z **JAKÉHOKOLI** důvodu jeví známky otevření či rozebrání, záruka poskytnutá na výrobek tímto **ZANIKÁ**.
- Výrobek nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí kabel či zástrčku, pokud nepracuje správně, pokud došlo k jeho poškození pádem na zem nebo pokud spadl do vody. Kontaktujte svého prodejce či lokálního distributora PROFIMED.
- Proud vody z ústní sprchy nikdy nesměřujte pod jazyk, do ucha, nosu do žádných jiných citlivých oblastí těla. Přístroj dokáže vyvinout tlak, který může způsobit vážné poškození.
- **POZOR!** V nedostatečně ošetřené vodě, a to i kohoutkové, mohou přežívat nežádoucí bakterie nebo životu nebezpeční prvoci (např. *Naegleria fowleri*). Proto doporučujeme zbývajíc vodu z nádržky po každém použití vylít.
- Výrobek používejte pouze v souladu s jeho určením dle pokynů výrobce a zubního lékaře.
- Používejte pouze trysky/nástavce a příslušenství doporučené společností Water Pik, Inc.
- Nevkládejte ani nezavádějte žádný cizí předmět do žádného otvoru ani do hadičky přístroje.
- Nabíjecí jednotku a kabel udržujte mimo horké povrchy.

- Výrobek nepoužívejte ve volné přírodě. Dále jej nepoužívejte v prostředí, ve kterém se používají aerosoly (spreje), ani v prostorách s řízenou kyslíkovou atmosférou.
- Do nádrže nepoužívejte jódový roztok, fyziologický roztok a ani ve vodě nerozpustné, koncentrované esenciální oleje. Jejich použití může snížit výkonnost výrobku a zkrátit jeho životnost. Použití těchto látek není v souladu se záručními podmínkami a může být příčinou neplatnosti záruky.
- Nádržku přístroje přilepte pouze vlažnou vodou nebo roztoky doporučenými k profesionálnímu dentálnímu užití.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte v ústech piercing.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte na jazyku nebo v ústech otevřenou ránu.
- Pokud Vám ošetřující lékař, Váš zubní lékař či kardiolog doporučil užívání antibiotik, konzultujte s ním i použití irrigátoru či jiných pomůcek pro dentální hygienu.
- Věnujte zvýšenou pozornost dětem či handicapovaným, pokud se výrobek používá v jejich blízkosti.
- Pokud je tryska mechanicky poškozená, například pokud se hrot odděluje od zbytku trysky, přestaňte poškozenou trysku používat a vyměňte ji za novou.
- Ústní sprchu nepoužívejte častěji a více než 5 minut za každé dvě hodiny.
- Děti by měly být při užívání výrobku pod dohledem, aby si s elektrospotřebičem nehrály.
- Zařízení splňuje veškeré nároky a odpovídá všem normám pro elektrická a elektromagnetická zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení obsahující magnety nebo elektroniku, obraťte se na svého lékaře nebo výrobce zařízení dříve, než orální sprchu Waterpik použijete.
- Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které by mohl sám uživatel opravit. Nepokoušejte se žádnou ze součástí rozestat.
- Použití zubní pasty s obsahem peroxidu a použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků může způsobit poškození plastového krytu výrobku.


TENTO MANUÁL USCHOVEJTE.

OBSAH






Popis produktu	5
Začínáme	6
Sonické čištění a irigace	7
Údržba a péče	9
Dvouletá omezená záruka	12
Záruční list	12

POPIS PRODUKTU

1. Hlavice kartáčku
2. Tryska
3. Víko nádržky
4. Nádržka
5. Hadička pro přívod vody
6. Nastavení tlaku vody otočným regulátorem
7. Odpojení kartáčku od hadičky
8. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí sonického kartáčku
9. LED podsvícení spínače
10. Tlačítko zapnutí / vypnutí trysky
11. Rukojeť
12. Indikátor baterie kartáčku
13. Napájecí kabel
14. Nabíjecí základna
15. Světelný indikátor základny



ZAČÍNÁME S ÚSTNÍ SPRCHOU



Napájení jednotky

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Pokud je zásuvka zapínána vypínačem, ujistěte se, že je zapnutá.

Přípevnění hlavice kartáčku k rukojeti

Umístěte hlavici kartáčku na rukojeť dle obrázku. Jemně zatlačte, dokud nezaklapne na místo. Chcete-li ji sejmut, silou zatáhněte za hlavici kartáčku a oddělte ji tak od rukojeti.

Připojení rukojeti k vodní hadičce

Na spodní straně rukojeti je otvor, do kterého nasadíte hadičku ukončenou nástavcem. Pak zatlačíte, dokud nástavec nezaklapne na místo. Pro vyjmutí jednoduše stisknete kulaté tlačítko na zadní straně rukojeti.

Nabíjení Sonic-Fusion®



Před prvním použitím nabijte sonický kartáček na nabíjecí základně alespoň 20 minut. Pro úplné nabití ponechte rukojeť na nabíjecí základně alespoň 4 hodiny. Plné nabití by mělo vydržet 14 použití (po 2 minutách). Pokud by měl být sonický kartáček nepoužíván déle než 6 měsíců, nezapomeňte jej před uskladněním plně nabít (alespoň 4 hodiny).

Indikátor nabíjení

Světelné diody zobrazují úroveň nabití baterie po dobu přibližně 10 sekund po vyjmutí z nabíjecí základny a po ukončení čištění, poté se vypnou. Pokud svítí pouze jedna spodní dioda, doporučujeme přístroj dobít.

Indikátor bezdrátového spojení sonického kartáčku a ústní sprchy

Modrá dioda bliká, když základna ústní sprchy bezdrátově komunikuje se sonickým kartáčkem a je „připravena“ na spuštění funkce „floss“ tlačítkem na těle kartáčku.






Naplnění nádržky

Nádržku sejměte ze základny, odklopte víko a naplňte ji vlažnou vodou. Pak víko zavřete a vložte nádržku zpět na základnu sprchy. Lehkým tlakem zkontrolujte, že nádržka řádně dosedla.

Příprava přístroje před prvním použitím

Namiřte hlavici kartáčku do umyvadla. Nastavte regulaci tlaku na nejvyšší stupeň tlaku vody (10) a stiskněte tlačítko „FLOSS“ (zapnutí / vypnutí vodní trysky). Jakmile začne proudit paprsek vody z hlavičky, vypněte stisknutím tlačítka FLOSS.

SONICKÉ ČIŠTĚNÍ A IRIGACE



Čištění sonickým kartáčkem

Vložte kartáčkovou hlavici hlavičky do úst a stiskněte tlačítko BRUSH.



Doporučená technika čištění

Pro dosažení nejlepších výsledků přiložte hlavici kartáčku podél linie dásní pod úhlem 45 stupňů. Zapněte sonický kartáček tlačítkem BRUSH a velmi jemným tlakem pohybujte hlavičkou ze zubu na zub, tak aby sonická technologie mohla všechny jednotlivé zuby vyčistit. Kartáček lze dle potřeby snadno odpojit od hadičky (viz strana 6 – „Přípevnění hlavičky kartáčku k rukojeti“).

Quad Timer časovač

Sonický kartáček Sonic-Fusion® se každých 30 sekund krátce zastaví, aby vám připomněl, že se máte přesunout do další sekce v ústech. 30 sekund si budete čistit zuby ze strany tváře a pak 30 sekund ze strany jazyka, poté budete pokračovat na druhém oblouku až do té doby, než si za 2 minuty vyčistíte všechny zuby.

SONICKÉ ČIŠTĚNÍ A IRIGACE



Dvouminutový časovač

Sonický kartáček se automaticky vypne po 2 minutách.

IRIGACE (ústní sprcha)

Před stisknutím tlačítka FLOSS (zapnutí/vypnutí) vodní trysky si nejprve vložte kartáčkovou hlavici do úst. Nakloňte se nad umyvadlo a lehce sevřete rty tak, abyste zabránili vystříknutí vody z úst, ale zároveň mohla přebytečná tekutina odtékat do umyvadla.

Nastavení tlaku vody

Při prvním použití nastavte otočným regulátorem nejnižší tlak vody (stupeň 1). Postupně hodnotu zvyšujte při každém čištění, až si nastavíte nejpříjemnější úroveň nebo dle doporučení vašeho zubaře a hygienistky.

Doporučená technika




Pro nejlepší výsledek začněte u zadních zubů a postupujte směrem k předním. Nastavte kartáčkovou hlavici tak, aby vodní paprsek mířil pod úhlem k linii dásně. Plynulým pohybem pohybujte hlavicí podél linie dásně. Krátce se vždy zastavte u každého prostoru mezi zuby. Pokračujte až do momentu, kdy budete mít vyčištěný vnější i vnitřní oblouk zubů v horní a dolní čelisti. Čištění zakončete vypotřebovaným veškeré tekutiny z nádržky nebo ji vylejte.

POZNÁMKA: Pokud používáte ústní výplach nebo jakýkoliv jiný roztok kromě čisté vody, prostudujte si odstavec „Používání ústní vody a jiných roztoků“

Sonické čištění + irigace paprskem vody

Chcete-li sonický kartáček i vodní trysku používat současně, vložte kartáčkovou hlavici do úst. Stiskněte tlačítko BRUSH pro zapnutí / vypnutí zubního kartáčku a poté stiskněte tlačítko pro FLOSS pro zapnutí / vypnutí vodní trysky.

PÉČE A ÚDRŽBA



Čištění na cestách

Sonický kartáček lze odpojit od základny a používat na na cestách nebo jen pro samotné sonické čištění bez vodního paprsku. Umístěte rukojeť a kartáčkovou hlavici do cestovního pouzdra, které je součástí příslušenství.

POZNÁMKA: Pro odpojení zubního kartáčku od hadice stiskněte kulaté tlačítko na zadní straně rukojeti.

Používání ústní vody a jiných roztoků

Váš Waterpik® Sonic-Fusion® může být používán v kombinaci s ústními vodami a antiseptickými roztoky. Po použití jakéhokoli speciálního roztoku přístroj vypláchněte, aby nedošlo k jeho zanesení – nádržku naplňte teplou vodou, rukojeť s hlavicí nasměrujte do umyvadla, zapněte a vyprázdněte celou nádržku.

Péče a údržba


Před čištěním vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Po každém použití

1. Ujistěte se, že všechny funkce jsou vypnuté. Po každém použití sundejte hlavici kartáčku z těla kartáčku a opláchněte obojí pod tekoucí vodou.
2. Kartáček otřete do sucha.
3. Tělo kartáčku vraťte na základnu, kterou ponecháte připojenou do el. sítě.

Čištění / odstraňování vodního kamene

Před čištěním vypojte přístroj z elektrické zásuvky. Povrch přístroje očistěte měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. V závislosti na složení používané vody a obsahu minerálů se může v přístroji usazovat vodní kámen, proto přístroj každé 1–3 měsíce odvápnujte. Přidejte 1 lžici bílého octa do plné nádržky s teplou vodou. Namiřte trysku do umyvadla. Zapněte jednotku a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, dokud se nádrž zcela nevyprázdní. Následně proces zopakujte s plnou nádržkou pouze čisté teplé vody.



Blokace při nízké kapacitě baterie

Světelné indikátory nabití zubního kartáčku se rozsvítí, pokud je kapacita baterie příliš nízká. To může způsobit, že se zubní kartáček vypne. V tom případě je potřeba umístit zubní kartáček do dobíjecí základny.

Poškozená hadička

Pokud z přístroje uniká během použití tekutina z důvodu poškozené hadičky, je možné náhradní rukojeť s přívodní hadičkou pořídit u distributora – společnosti Profimed, nebo kontaktováním výrobce na www.waterpik.com.

Wi-Fi pro více přístrojů



Pokud máte doma více přístrojů Waterpik® Sonic-Fusion® může dojít k vzájemnému rušení bezdrátové komunikace základny a sonického kartáčku. Řešení naleznete na waterpik.com/MUP, kde získáte pokyny ke změně ID základny a zubního kartáčku.

NiMH baterie a její likvidace

Přístroj obsahuje Nickel Metal Hydride baterii. Jakmile se baterie definitivně vybijí a nelze ji tedy znovu nabít, baterii ekologicky zlikvidujte dle zákonných požadavků.

Baterie nejsou vyměnitelné, vyjměte tedy baterii až po ukončení její životnosti. Pokud tak učiníte dříve, produkt se může zničit. Dodržujte základní bezpečnostní opatření k ochraně očí, rukou, i pracovního povrchu. Vyjměte baterie dle obrázku a vše ekologicky zlikvidujte dle zákonných požadavků.

1. Baterii nejdříve zcela vybijte.
2. Připravte si nástroje – kladivo, šroubovák a nůžky na kov.
3. Sejměte a zlikvidujte hlavici kartáčku.
4. Rukojeť zakryjte ručníkem nebo látkou.



5. Jednou rukou držte sonický kartáček na pracovní ploše a pak kladivem udeřte do krytu rukojeti.
6. Otočte rukojeť vzhůru nohama a demontujte vnitřní součásti.
7. Pokud nedojde k vysunutí vnitřních částí, opakujte kroky 5 a 6, dokud se komponenty neuvolní.
8. Odstraňte koncovku z vnitřní sestavy.
9. Vysuňte baterii z vnitřní sestavy.
10. Pomocí nůžek na kov přestříhněte dráty baterie.
11. Baterii řádně recyklujte a zlikvidujte.
12. Ekologicky zlikvidujte zbývající části kartáčku.

DVOULETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Servisní údržba

Waterpik® Sonic-Fusion® neobsahuje elektrické součástky, které si sami můžete opravit a také nevyžaduje rutinní servisní údržbu (tato poznámka se nevztahuje na pravidelné čištění od vodního kamene). Ke zjištění podrobných informací o dostupných náhradních dílech a příslušenství vás odkazujeme na webové stránky www.profimed.cz či www.waterpik.com. V případě potřeby uvádějte identifikační čísla modelu výrobku. Tato čísla jsou uvedena na spodní straně výrobku.

Stále jsme nezodpověděli vaše otázky? Kontaktujte nás nebo navštivte www.profimed.cz nebo www.waterpik.com.

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku. Záruka platí 2 roky od data prodeje.

Spotřebitel je povinen předložit originál dokladu o nákupu jako doklad o datu nákupu a na požádání i celý produkt. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředeepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma Water Pik, Inc. si vymíní právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Tato záruka vylučuje příslušenství nebo spotřební díly, jako jsou hlavice kartáčků.

Zkontrolujte si, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

ZÁRUČNÍ LIST

PRODUKT	RAZÍTKO	DATUM
Waterpik® Sonic-Fusion® SF-02		


Reklamační oddělení: PROFIMED s.r.o.,

Business Park Prague Chrástany, Za Tratí 236, budova D, 252 19 Chrástany,
e-mail: reklamace@profimed.cz, tel.: + 420 235 002 329, www.profimed.cz

waterpik®

SK

**Waterpik® Sonic-Fusion®
sonická kefka
a ústna sprcha 2 v 1
SF-02**



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE

Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti. Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, je potrebné dôsledne dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom:

- Po použití vždy vypojte z elektriny.
- Nemanipulujte so zástrčkou v prípade, že máte mokré ruky.
- Neponárajte spotrebič do vody, ani do inej kvapaliny.
- Nepoužívajte prístroj pri kúpaní.
- Nekladte na miesta, odkiaľ by spotrebič mohol spadnúť do umývadla či vane.
- Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte z napájania.
- Pred každým použitím skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený.

VAROVANIE:

- Výrobok nezapájajte do elektrickej siete, ktorej napätie sa líši od napätia uvedeného pre daný výrobok alebo nabíjačku. Použitím nesprávneho napätia sa môže výrobok poškodiť a záruka poskytnutá na vý-

robok sa stane **NEPLATNÁ**.

- Ak zariadenie z **AKÉHOKOLVEK** dôvodu javí známky otvorenia či rozobratia, záruka poskytnutá na výrobok týmto **ZANIKÁ**.
- Výrobok nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel či zástrčku, ak nefunguje správne, ak došlo k jeho poškodeniu pri páde na zem alebo ak spadol do vody. Kontaktujte svojho predajcu či lokálneho distribútora PROFIMEDu.
- Prúd vody z ústnej sprchy nikdy nesmerujte pod jazyk, do ucha, nosa, ani do žiadnych iných citlivých oblastí tela. Prístroj dokáže vyvinúť tlak, ktorý môže spôsobiť vážne poškodenia.
- **POZOR!** V nedostatočne ošetrenej vode, a to aj v kohútiku, môžu prežívať nežiadúce baktérie alebo životu nebezpečné prvoky (napr. *Naegleria fowleri*). Preto odporúčame zvýšnú vodu z nádržky po každom použití vyliť.
- Výrobok používajte iba v súlade s jeho určením podľa pokynov výrobcu a zubného lekára.
- Používajte iba trysky/nadstavce a príslušenstvo odporúčané spoločnosťou WaterPik, Inc.
- Nevkladajte ani nezavádzajte žiadny cudzí predmet do žiadneho otvoru ani do hadičky prístroja.
- Nabíjací jednotku a kábel udržiajte mimo horúcich povrchov.
- Výrobok nepoužívajte vo voľnej prírode.

Ďalej ho nepoužívajte v prostredí, v ktorom sa používajú aerosóly (spreje), ani v priestoroch s riadenou kyslíkovou atmosférou.

- Do nádržky nepoužívajte jódomý roztok, fyziologický roztok a ani vo vode nerozpustné, koncentrované esenciálne oleje. Ich použitie môže znížiť výkonnosť výrobku a skrátiť jeho životnosť. Použitie týchto látok nie je v súlade so záručnými podmienkami a môže byť príčinou neplatnosti záruky.
- Nádržku prístroja plňte len vlažnou vodou alebo roztokmi odporúčanými na profesionálne dentálne použitie.
- Nepoužívajte výrobok, ak máte v ústach piercing.
- Nepoužívajte výrobok, ak máte na jazyku alebo v ústach otvorenú ranu.
- Ak vám ošetrojúci lekár, váš zubný lekár či kardiológ odporučil užívanie antibiotík, konzultujte s ním aj použitie irigátora či iných pomôcok na dentálnu hygienu.
- Venujte zvýšenú pozornosť deťom či hendikepovaným, ak sa výrobok používa v ich blízkosti.
- Ak je tryska mechanicky poškodená, napríklad ak sa hrot oddeľuje od zvyšku trysky, prestaňte poškodenú trysku používať a vymeňte ju za novú.
- Ústnu sprchu nepoužívajte častejšie a viac ako 5 minút za každé dve hodiny.
- Deti by mali byť pri používaní výrobku pod dohľadom, aby sa s elektrospotrebi-

čom nehrali.

- Zariadenie spĺňa všetky nároky a zodpovedá všetkým normám pre elektrické a elektromagnetické zariadenia. Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenia obsahujúce magnety alebo elektroniku, obráťte sa na svojho lekára alebo výrobcu zariadenia skôr, než orálnu sprchu Waterpik použijete.
- Tento výrobok neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol sám užívateľ opraviť. Nepokúšajte sa žiadnu zo súčastí rozobrať.
- Použitie zubnej pasty s obsahom peroxidu a použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov môže spôsobiť poškodenie plastového krytu výrobku.


TENTO MANUÁL USCHOVAJTE.

OBSAH






Popis produktu	17
Začíname	18
Sonické čistenie a irigácia	19
Údržba a starostlivosť	21
Dvojročná obmedzená záruka	24
Záručný list	24

POPIS PRODUKTU

1. Hlavica kefy
2. Tryska
3. Veko nádržky
4. Nádržka
5. Hadička pre prívod vody
6. Nastavenie tlaku vody otočným regulátorom
7. Odpojenie kefy od hadičky
8. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie sonickej kefy
9. LED podsvietenie spínača
10. Tlačidlo zapnutia / vypnutia trysky
11. Rukoväť
12. Indikátor batérie kefy
13. Napájací kábel
14. Nabíjacia základňa
15. Svetelný indikátor základne



ZAČÍNAME S ÚSTNOU SPRCHOU



Napájanie jednotky

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Ak sa zásuvka zapína vypínačom, uistite sa, že je zapnutá.

Pripevnenie hlavice kefy k rukoväti

Umiestnite hlavicu kefy na rukoväť podľa obrázka. Jemne zatlačte, kým nezapadne na miesto. Ak ju chcete oddeliť, hlavicu kefy potiahnite silou a oddelte ju tak od rukoväti.

Pripojenie rukoväti k vodnej hadičke

Na spodnej strane rukoväti je otvor, do ktorého nasadíte hadičku ukončenú nastavcom. Potom zatlačíte, kým nastaviec nezapadne na miesto. Pre vybratie jednoducho stlačte okrúhle tlačidlo na zadnej strane rukoväti.

Nabíjanie Sonic-Fusion®



Pred prvým použitím nabíjajte sonickú kefku na nabíjacej základni aspoň 20 minút. Pre úplné nabitie nechajte rukoväť v nabíjacej základni aspoň 4 hodiny. Plné nabitie by malo vydržať 14 použití (po 2 minútach). Ak by sa sonická kefka nemala používať dlhšie ako 6 mesiacov, nezabudnite ju pred uskladnením úplne nabiť (aspoň 4 hodiny).

Indikátor nabíjania

Svetelné diódy zobrazujú úroveň nabitia batérie po dobu približne 10 sekúnd po vybratí z nabíjacej základne a po ukončení čistenia, potom sa vypnú. Ak svieti iba jedna spodná dióda, odporúčame prístroj dobiť.

Indikátor bezdrôtového spojenia sonickej kefy a ústnej sprchy

Modrá dióda bliká, keď základňa ústnej sprchy bezdrôtovo komunikuje so sonickou kefkou a je „pripravená“ na spustenie funkcie „floss“ tlačidlom na tele kefy.





Naplnenie nádrčky

Nádržku zložte zo základne, odklopte veko a naplňte ju vlažnou vodou. Potom veko zatvorte a vložte nádržku späť na základňu sprchy. Lhkým tlakom skontrolujte, že nádržka riadne zapadla.

Príprava prístroja pred prvým použitím

Namierte hlavicu kefy do umývadla. Nastavte reguláciu tlaku na najvyšší stupeň tlaku vody (10) a stlačte tlačidlo „FLOSS“ (zapnutie / vypnutie vodnej trysky). Keď začne tiecť prúd vody z hlavice, vypnite stlačením tlačidla FLOSS.

SONICKÉ ČISTENIE A IRIGÁCIA



Čistenie sonickou kefkou

Vložte kefkovú hlavicu do úst a stlačte tlačidlo BRUSH.




Odporúčaná technika čistenia

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov priložte hlavicu kefy pozdĺž línie dasien pod uhlom 45 stupňov. Zapnite sonickú kefkou tlačidlom BRUSH a veľmi jemným tlakom pohybujte hlavice od zuba k zubu tak, aby sonická technológia mohla vyčistiť všetky jednotlivé zuby. Kefka sa dá podľa potreby ľahko odpojiť od hadičky (pozri strana 6 - „Pripevnenie hlavice kefy k rukoväti“).

Quad Timer časovač

Sonická kefka Sonic-Fusion® sa každých 30 sekúnd krátko zastaví, čím vám pripomenie, že sa máte presunúť do ďalšej sekcie v ústach. 30 sekúnd si budete čistiť zuby zo strany líc, potom 30 sekúnd zo strany jazyka a ďalej budete pokračovať na druhom oblúku až dovtedy, kým si za 2 minúty nevyčistíte všetky zuby.

SONICKÉ ČISTENIE A IRIGÁCIA



Dvojinútový časovač

Sonická kefka sa automaticky vypne po 2 minútach.

Irigácia (ústna sprcha)

Pred stlačením tlačidla FLOSS (zapnutie / vypnutie) vodnej trysky si najprv vložte čistiacu hlavicu do úst. Nakloňte sa nad umývadlo a zľahka zovrite pery tak, aby ste zabránili vystreknutiu vody z úst, ale zároveň aby mohla prebytočná tekutina odtekať do umývadla.

Nastavenie tlaku vody

Pri prvom použití nastavte otočným regulátorom najnižší tlak vody (stupeň 1). Postupne hodnotu zvyšujte pri každom čistení, až si nastavíte najpríjemnejšiu úroveň alebo podľa odporúčaní vášho zubára alebo hygienika.

Odporúčaná technika




Pre najlepší výsledok začnite pri zadných zuboch a postupujte smerom k predným. Nastavte kefkovú hlavicu tak, aby prúd vody smeroval pod uhlom k línii ďasien. Plynulým pohybom pohybujte hlavicom pozdĺž línie ďasien. Krátko sa vždy zastavte v každom priestore medzi zubami. Pokračujte až do momentu, kedy budete mať vyčistený vonkajší aj vnútorný oblúk zubov v hornej a dolnej čelusti. Čistenie zakončíte po spotrebovaní všetkej tekutiny z nádrčky alebo ju vylejte.

POZNÁMKA: Ak používate ústny výplach alebo akýkoľvek iný roztok okrem čistej vody, preštudujte si odstavec „Používanie ústnej vody a iných roztokov“

Sonické čistenie + irigácia prúdom vody

Ak chcete sonickú kefku aj vodnú trysku používať súčasne, vložte kefkovú hlavicu do úst. Stlačte tlačidlo BRUSH pre zapnutie / vypnutie zubnej kefky a potom stlačte tlačidlo FLOSS pre zapnutie / vypnutie vodnej trysky.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA



Čistenie na cestách

Sonickú kefku môžete odpojiť od základne a používať ju na cestách alebo len na samotné sonické čistenie bez prúdu vody. Umiestnite rukoväť a kefkovú hlavicu do cestovného puzdra, ktoré je súčasťou príslušenstva.

POZNÁMKA: Pre odpojenie zubnej kefky od hadice stlačte okrúhle tlačidlo na zadnej strane rukoväti.

Používanie ústnej vody a iných roztokov

Váš Waterpik® Sonic-Fusion® sa môže používať v kombinácii s ústnymi vodami a antiseptickými roztokmi. Po použití akéhokoľvek špeciálneho roztoku prístroj vypláchnite, aby nedošlo k jeho zaneseniu – nádržku naplňte teplou vodou, rukoväť s hlavnicou nasmerujte do umývadla, zapnite a vyprázdňte celú nádržku.

Starostlivosť a údržba

Pred čistením vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.


Po každom použití

1. Uistite sa, že všetky funkcie sú vypnuté. Po každom použití oddelte hlavicu kefy z tela kefy a opláchnite obe je pod tečúcou vodou.
2. Kefku utrite dosucha.
3. Telo kefy vráťte na základňu, ktorú ponecháte pripojenú do el. siete.

Čistenie / odstraňovanie vodného kameňa

Pred čistením vypojte prístroj z elektrickej zásuvky. Povrch prístroja očistite mäkkou handričkou a jemným neabrazívnym čistiacim prostriedkom. V závislosti na zložení používanej vody a obsahu minerálov sa môže v prístroji usadzovať vodný kameň, preto prístroj každé 1-3 mesiace odvápnujte. Pridajte 1 lyžicu bieleho octu do plnej nádržky s teplou vodou. Namierte trysku do umývadla. Zapnite jednotku a nechajte pretekať vodu tryskou tak dlho, kým sa nádrž úplne nevyprázdni. Následne proces zopakujte s plnou nádržkou iba čistej teplej vody.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA



Blokácia pri nízkej kapacite batérie

Svetelné indikátory nabitia zubnej kefy sa rozsvietia, ak je kapacita batérie príliš nízka. To môže spôsobiť, že sa zubná kefka vypne. V tom prípade je potrebné umiestniť zubnú kefku do nabíjacej základne.

Poškodená hadička

Ak z prístroja uniká počas použitia tekutina z dôvodu poškodenej hadičky, náhradná rukoväť s prírodnou hadičkou sa dá zaobstarať u distribútora – spoločnosti Profimed, alebo kontaktovaním výrobcu na www.waterpik.com.



Wi-Fi pre viac prístrojov

Ak máte doma viac prístrojov Waterpik® Sonic-Fusion®, môže dôjsť k vzájomnému rušeniu bezdrôtovej komunikácie základne a sonickej kefy. Riešenie nájdete na waterpik.com/MUP, kde získate pokyny na zmenu ID základne a zubnej kefy.

NiMH batéria a jej likvidácia

Prístroj obsahuje Nickel Metal Hydride batériu. Ak sa batéria definitívne vybije a nemožno ju teda znova nabiť, batériu ekologicky zlikvidujte podľa zákonných požiadaviek. Batérie nie sú vymeniteľné, vyberte teda batériu až po ukončení jej životnosti. Ak tak urobíte skôr, produkt sa môže zničiť. Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia ochrany očí, rúk aj pracovného povrchu. Vyberte batériu podľa obrázka a všetko ekologicky zlikvidujte podľa zákonných požiadaviek.

1. Batériu najskôr úplne vybite.
2. Pripravte si nástroje – kladivo, skrutkovač a nožnice na kov.
3. Odstráňte a zlikvidujte hlavicu kefy.
4. Rukoväť zakryte uterákom alebo látkou.



5. Jednou rukou držte sonickú kefku na pracovnej ploche a potom kladivom buchnite do krytu rukoväti.

6. Otočte rukoväť hore nohami a demontujte vnútorné súčasti.

7. Ak nedôjde k vysunutiu vnútorných častí, zopakujte kroky 5 a 6, kým sa komponenty neuvolnia.

8. Odstráňte koncovku z vnútornej zostavy.

9. Vysuňte batériu z vnútornej zostavy.

10. Pomocou nožníc na kov prestrihnite drôty batérie.

11. Batériu riadne recyklujte a zlikvidujte.

12. Ekologicky zlikvidujte zostávajúce časti kefkы.

DVOJROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Servisná údržba

Waterpik® Sonic-Fusion® neobsahuje elektrické súčiastky, ktoré si sami môžete opraviť a tiež nevyžaduje rutinnú servisnú údržbu (táto poznámka sa nevzťahuje na pravidelné čistenie od vodného kameňa). Na zistenie podrobných informácií o dostupných náhradných dieloch a príslušenstve vás odkazujeme na webové stránky www.profimed.eu alebo www.waterpik.com. V prípade potreby uvádzajte identifikačné čísla modelu výrobku. Tieto čísla sú uvedené na spodnej strane výrobku. Stále sme neodpovedali na vaše otázky? Kontaktujte nás alebo navštívte www.profimed.eu alebo www.waterpik.com.

Záručná doba

Záručný list platí len pre priameho kupujúceho tohto výrobku. Záruka platí 2 roky od dátumu predaja. Spotrebiteľ je povinný predložiť originál dokladu o nákupe ako doklad o dátume nákupu a na požiadanie aj celý produkt. Ak sa počas doby platnosti záručnej lehoty poškodí funkcia (okrem zjavného poškodenia zlým zaobchádzaním alebo použitím nepredpísaného zdroja napätia či transformátora), firma Water Pik, Inc. si vyhradzuje právo výrobok posúdiť a podľa svojho uváženia opraviť alebo vymeniť chybné časť výrobku. Táto záruka vylučuje príslušenstvo alebo spotrebné diely, ako sú hlavice kefiiek. Skontrolujte si, či vám predajca doplnil pečiatku a dátum predaja na zadnej strane tohto návodu. Uložte si účtenku ako doklad o kúpe. Táto záruka zahŕňa všetky ostatné, či už písomné alebo vyslovené, vrátane všetkých na trhu bežných či svojmu účelu prispôsobených záruk.

ZÁRUČNÝ LIST

PRODUKT	PEČIATKA	DÁTUM
Waterpik® Sonic-Fusion® SF-02		


Distribúcia pre SR: PROFIMED International s. r. o.

Letisko M. R. Štefánika 5285; Bratislava, 820 01, www.profimed.eu

waterpik®

PL

Waterpik® Sonic-Fusion® Modele SF-02



WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy ściśle przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka po użyciu.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
- Nie stawiaj urządzenia w miejscach, w których mogłoby spaść do zlewu lub wanny.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody. Natychmiast odłącz go.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.

OSTRZEŻENIE:

- Jeżeli urządzenie nosi ślady otwierania lub demontażu z **JAKIEKOLWIEK** przyczyny, gwarancja udzielona na produkt wygaśnie.

- Nie używaj produktu, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został uszkodzony w wyniku upadku na ziemię lub wpadł do wody. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dystrybutorem (adres podany jest na końcu niniejszej instrukcji).
- Nie kieruj strumienia wody pod język, ucho, nos lub inne wrażliwe części ciała. Produkt może wywierać nacisk, który może spowodować poważne uszkodzenia tych obszarów.
- Nie kieruj wody do nosa lub ucha. Niepożądane bakterie lub zagrażające życiu pierwotniaki (np. *Naegleria fowleri*) mogą przetrwać w źle uzdatnionej wodzie, nawet w wodzie wodociągowej. Ich skutki mogą mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z podanymi instrukcjami lub zgodnie z zaleceniami dentysty.
- Używaj tylko dysz / nasadek i akcesoriów zalecanych przez Water Pik, Inc.
- Nie wlewać do produktu jodu, soli fizjologicznej ani stężonych olejków eterycznych nierozpuszczalnych w wodzie. Korzystanie z nich może zmniejszyć wydajność produktu i skrócić jego żywotność. Stosowanie tych substancji nie jest zgodne z warunkami gwarancji i może spowodować utratę ważności gwarancji udzielonej na produkt.

- Zbiornik urządzenia należy napełniać wyłącznie letnią wodą lub zalecanymi roztworami do użytku profesjonalnego w stomatologii.
- Przed użyciem produktu wyjmij biżuterię z ust.
- Nie używaj produktu, jeśli masz otwartą ranę na języku lub ustach.
- Jeśli lekarz lub kardiolog zalecił premedykację antybiotykową przed zabiegami dentystycznymi, przed zastosowaniem tego produktu lub innego środka do higieny jamy ustnej należy skonsultować się z dentystą i / lub lekarzem.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, w których produkt jest używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne lub gdy produkt jest używany w ich pobliżu.
- Jeżeli używana dysza wykazuje oznaki uszkodzenia mechanicznego, np. Odrywanie końcówki od reszty dyszy, należy natychmiast zaprzestać używania uszkodzonej dyszy i wymienić ją na nową.
- Nie używaj doustnego irygatora częściej i dłużej niż 5 minut co dwie godziny.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem podczas korzystania z niego.
- Urządzenie spełnia wszystkie wymagania i jest zgodne ze wszystkimi normami dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektromagnetycznego. Jeśli masz rozrusznik

serca lub inne wszczepione urządzenie zawierające magnesy lub elektronikę, przed użyciem irygatora Waterpik skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia.

- Ten produkt nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie próbuj rozmontowywać żadnego z elementów.
- Stosowanie pasty do zębów zawierającej nadtlenek oraz stosowanie ściernych lub chemicznych środków czyszczących może uszkodzić plastikową osłonę produktu.


ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

SPIS TREŚCI





Opis produktu	29
Przygotowanie urządzenia	30
Czyszczenie i nawadnianie	31
Konserwacja i pielęgnacja	33
Dwuletnia ograniczona gwarancja	36
Karta gwarancyjna	36

OPIS PRODUKTU

1. Główka szczoteczki
2. Dysza
3. Pokrywa zbiornika
4. Zbiornik
5. Wężę wodne
6. Kontrola ciśnienia wody
7. Przycisk zwalniania węża z dopływem wody
8. Przycisk włączania / wyłączania szczoteczki do zębów
9. Świetlne potwierdzenie wyboru programu
10. Przycisk włączania / wyłączania strumienia wody
11. Uchwyt
12. Wskaźnik stanu baterii szczotki
13. Przewód zasilający
14. Baza ładująca
15. Kontrolka podstawy



PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO UŻYCIA



Zasilanie urządzenia

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Jeśli gniazdko jest włączone za pomocą wyłącznika zasilania, upewnij się, że jest włączone.

Mocowanie główki szczoteczki do rączki

Umieść główkę szczoteczki na uchwycie, jak pokazano na rysunku. Delikatnie pchnij, aż wskoczy na swoje miejsce. Aby ją zdjąć, mocno pociągnij główkę szczoteczki i oddziel ją od rączki.

Przymocuj uchwyt do podstawy i węża wodnego

Umieść uchwyt na podstawie ładującej. Mocno dociśnij końcówkę węża, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby zdjąć, wystarczy nacisnąć okrągły przycisk z tyłu rączki.

Ładowanie Sonic-Fusion®


Przed pierwszym użyciem naładuj, umieszczając uchwyt na podstawie ładującej przez co najmniej 20 minut. Pozostaw uchwyt na podstawie ładującej przez co najmniej 4 godziny, aby w pełni naładować. Pełne naładowanie powinno wystarczyć na 14 użyć (po 2 minutach). Jeśli szczoteczka ma być przechowywana przez dłuższy czas (sześć miesięcy lub dłużej), przed przechowywaniem należy ją w pełni naładować (co najmniej 4 godziny).

Wskaźnik ładowania

Diody LED pokazują poziom naładowania akumulatora. W czasie około 10 sekund po wyjęciu z bazy ładującej i po czyszczeniu, gasną. Jeśli tylko świeci się jedna dolna dioda, zalecamy podłączenie urządzenia do ładowania.

Wskaźnik sieci bezprzewodowej

Szczoteczka soniczna i irygator do jamy ustnej. Niebieska dioda LED miga, gdy podstawa irygatora jest podłączona bezprzewodowo. Następnie paruje się ze szczoteczką soniczną i jest „gotowa”, aby uruchomić funkcję „nici dentystrycznej” przyciskiem na korpusie szczoteczki.




Napełnianie zbiornika

Wymij zbiornik i otwórz pokrywę na zawiasach. Napełnij zbiornik ciepłą wodą. Zamknij pokrywę i umieść zbiornik na podstawie i mocno dociśnij.

Jednostka zalewowa (tylko pierwsze użycie)

Skieruj końcówkę główki szczoteczki do zlewu. Naciśnij przycisk nici dentystycznej i kilkakrotnie obracaj pokrętkę regulacji ciśnienia między niskim a wysokim, aż woda zacznie płynąć.

CZYSZCZENIE I NAWADNIANIE



Szczoteczka do zębów

Przed naciśnięciem przycisku włączania / wyłączenia szczoteczki włóż główkę do ust.



Zalecana technika

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw szczoteczkę wzdłuż linii dziąseł pod kątem 45 stopni. Naciśnij przycisk BRUSH, aby WŁĄCZYĆ szczotkę. Użyj lekkiego nacisku i powoli przesuwaj szczoteczkę, pozwalając, aby działanie soniczne wyczyściło każdy ząb z osobna. W razie potrzeby szczotkę można łatwo odłączyć od węża (patrz schemat na stronie opisu produktu).

Czasomierz

Sonic-Fusion® utworzy krótką przerwę co 30 sekund, aby przypomnieć Ci o przejściu do następnej części ust. Będziesz mył zęby z zewnątrz przez 30 sekund, a następnie od wewnątrz przez 30 sekund. Będzie to powtarzane na drugim łuku łącznie przez 2 minuty, aby oczyścić wszystkie zęby

CZYSZCZENIE I NAWADNIANIE



2-minutowy czasomierz

Szczoteczka wyłączy się automatycznie po 2 minutach pracy.

FLOSS

Przed naciśnięciem przycisku FLOSS zawsze umieszczaj główkę szczoteczki w ustach. Pochyl się nad zlewem i lekko zamknij usta na tyle, aby zapobiec rozpryskiwaniu, jednocześnie pozwalając wodzie przepływać z ust do zlewu.

Regulacja ustawienia ciśnienia




Obróć pokrętkę regulacji ciśnienia wody w podstawie urządzenia na najniższe ustawienie (ustawienie ciśnienia nr 1) do pierwszego użycia. Stopniowo zwiększaj ciśnienie w miarę upływu czasu do preferowanego ustawienia – lub zgodnie z instrukcją dentysty.

Zalecana technika

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zacznij od zębów tylnych i kieruj się w stronę zębów przednich. Skieruj główkę szczoteczki tak, aby dysza utrwalacza wody była lekko nachylona w kierunku linii dziąseł. Poruszaj główką szczoteczki wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę między zębami, aby woda mogła przepłynąć zębami. Kontynuuj, aż oczyścisz wewnętrzną i zewnętrzną stronę górnych i dolnych zębów. Po zakończeniu opróżnij zbiornik z płynu. **UWAGA:** Jeśli użyłeś płynu do płukania ust lub innego roztworu oprócz wody, zapoznaj się z częścią „Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej i innych roztworów”.

Szczotkowanie i nitkowanie

Aby jednocześnie szczotkować i nitkować, umieść główkę szczoteczki w ustach. Naciśnij przycisk pędzla, a następnie przycisk floss.



Podróżne szczotkowanie i bez węża

Szczoteczkę można odłączyć od Sonic-Fusion® w celu podróżowania lub szczotkowania bez użycia węża. Umieść rączkę i główkę szczoteczki w dostarczonym pokrowcu w celu ochrony podczas podróży.

UWAGA: Aby odłączyć szczoteczkę od węża wodnego, naciśnij okrągły przycisk z tyłu uchwytu zasilającego.

Używanie płynu do płukania jamy ustnej i innych rozwiązań

Twój Waterpik® Sonic-Fusion® może być używany do dostarczania płynów do płukania ust i środków przeciwbakteryjnych. Po zastosowaniu dowolnego specjalnego roztworu wypłucz urządzenie, aby zapobiec zatykaniu, częściowo napełniając zbiornik ciepłą wodą i uruchom urządzenie z główką szczoteczki skierowaną do zlewu.

Opieka i utrzymanie


Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Po każdym użyciu

1. Po każdym użyciu, gdy wszystkie funkcje są wyłączone, zdejmij główkę szczoteczki z rączki i wypłucz główkę i rączkę pod bieżącą wodą.
2. Wytrzyj uchwyt do sucha po każdym użyciu.
3. Przechowuj uchwyt na ładowarce i trzymaj urządzenie podłączone. Urządzenie nie będzie się przeładowywać.

Ogólne czyszczenie / usuwanie osadów z twardej wody

- W razie potrzeby wyczyść produkt miękką szmatką i łagodnym nieściernym środkiem czyszczącym.
- W urządzeniu mogą gromadzić się osady z twardej wody, w zależności od zawartości minerałów w wodzie, bez odpowiedniego czyszczenia, może utrudnić to działanie urządzenia.



Czyszczenie części wewnętrznych: dodaj 2 łyżki białego octu do pełnego zbiornika ciepłej wody. Skieruj rączkę i główkę szczoteczki do zlewu. Włącz irygator wodny i pracuj do opróżnienia zbiornika. Wypłucz, powtarzając przy pełnym zbiorniku czystej, ciepłej wody. Aby zapewnić optymalną wydajność, proces ten należy wykonywać co 1-3 miesiące.

Blokada niskiego naładowania szczoteczki do zębów

Kontrolki ładowania szczoteczki do zębów migają, jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby można było szczotkować. Może to spowodować przejście szczoteczki do zębów w tryb blokady. Aby zwolnić blokadę, umieść uchwyt zasilający na podstawie ładowającej.

Wyciek



W przypadku wycieku z węża z powodu uszkodzenia, węże zamienne można kupić na stronie www.waterpik.com lub skontaktować się z działem obsługi klienta WaterPik Inc. w celu uzyskania zestawu naprawczego do samodzielnej naprawy.

Bliskość wielu jednostek

Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, gdy więcej niż jedno urządzenie WaterPik® Sonic-Fusion® jest używane blisko siebie, przejdź do (waterpik.com/MUP), aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany identyfikatora podstawy i uchwytu.

Konserwacja i utylizacja baterii

Urządzenie zawiera akumulator niklo-wodorkowy. Gdy akumulator osiągnie koniec swojej żywotności, skorzystaj z najbliższego miejsca zbiórki i zutylizuj baterię w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z wymogami prawnymi. Baterii nie można wymieniać, więc nie wyjmuj baterii, dopóki nie osiągnie końca jej żywotności. Jeśli zrobisz to wcześniej, produkt może ulec zniszczeniu.



Przestrzegaj podstawowych środków ostrożności, aby chronić oczy, ręce i powierzchnię roboczą. Wyjmij baterie w sposób pokazany na rysunku i zutylizuj wszystko w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z wymogami prawnymi.

1. Rozładuj akumulator, naciskając przycisk szczotki, aż silnik się zatrzyma.
2. Weź ręcznik lub szmatkę, młotek, śrubokręt z grubą końcówką i przecinak do drutu.
3. Wyjmij i wyrzuć główkę szczoteczki.
4. Całkowicie przykryj uchwyt ręcznikiem lub szmatką.
5. Zaciśnij górną część uchwytu na powierzchni roboczej jedną ręką i uderz obudowę uchwytu wokół dolnego obwodu ze wszystkich stron, aby zwolnić zatrzask zaślepki. Kontynuuj uderzanie i obracanie rękojeści do momentu zwolnienia zaślepki.
6. Zdejmij elementy wewnętrzne, obracając uchwyt do góry nogami i trzymając za obudowę uchwytu, mocno dociśnij trzonek do twardej powierzchni.
7. Elementy wewnętrzne powinny wysunąć się, gdy uchwyt jest odwrócony do góry nogami. Jeśli tak się nie stanie, powtórz kroki 5 i 6, aż komponenty zostaną zwolnione.
8. Zdjąć zaślepkę z zespołu wewnętrznego.
9. Wsuń baterię z zespołu wewnętrznego.
10. Przecinaj przewody akumulatora pojedynczo za pomocą przecinaków do drutu.
11. Poddaj recyklingowi i zutylizuj baterię w odpowiedni sposób.
12. Pozostałe części produktu należy odpowiednio wyrzucić.

DWULETANIA OGRANICZONA GWARANCJA

Konserwacja serwisowa

Waterpik® Sonic-Fusion® nie zawiera części nadających się do naprawy przez konsumenta i nie wymaga rutynowej konserwacji serwisowej (ta uwaga nie dotyczy regularnego czyszczenia). Szczegółowe informacje na temat dostępnych części zamiennych i akcesoriów można znaleźć na stronach internetowych www.profigmed.com lub www.waterpik.com. W razie potrzeby podaj numery identyfikacyjne modelu produktu. Numery te są podane na spodzie produktu.

Nadal nie odpowiedziałeś na twoje pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź www.profigmed.com lub www.waterpik.com.

Okres gwarancyjny

Karta gwarancyjna jest ważna tylko dla bezpośredniego nabywcy tego produktu. Gwarancja obowiązuje przez 3 lata od daty sprzedaży. Konsument zobowiązany jest do przedłożenia oryginału dowodu zakupu jako dowodu daty zakupu oraz całego zamówienia. Jeśli funkcja zostanie uszkodzona w okresie gwarancyjnym (z wyjątkiem oczywistych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą lub użyciem nieokreślonego zasilacza lub transformatora), firma Water Pik, Inc. zastrzega sobie prawo do oceny produktu, i według własnego uznania, do naprawy lub wymiany wadliwych części produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje akcesoriów ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak główki szczoteczki.

Zachowaj paragon jako dowód zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie inne gwarancje, pisemne lub rozumiane, w tym wszelkie gwarancje zwyczajowe lub spersonalizowane na rynku.

KARTA GWARANCYJNA

PRODUKT	ZNACZEK	DATA
Waterpik® Sonic-Fusion® SF-02		


Dystrybucja: Profimed Sp. z o.o.

Al. Korfanego 125 A, 40-156 Katowice, Tel: +48 797 750 425, www.profigmed.com

waterpik®

HU

**Waterpik® Sonic-Fusion®
szájzuhany és
szónikus fogkefe
SF-02**



FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT.

Ez a termék otthoni használatra készült. Az elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, szigorúan be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében:

- Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne érjen a dugóhoz, ha nedves a keze.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket fürdés közben.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a mosogatóba, mosdókagylóba vagy a fürdőkádba eshet.
- Ne nyúljon a készülékhez, ha vízbe esett. Azonnal válassza le a tápegységről.
- Minden használat előtt ellenőrizze a tápkábel esetleges sérüléseit.

FIGYELEM:

- Ne csatlakoztassa a terméket olyan tápegységhez, amelynek feszültsége eltér a termékhez vagy a töltőhöz megadott feszültségtől. A nem megfelelő fe-

szültség használata károsíthatja a terméket, és a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti.

- Ha a készülék bármilyen okból felnyitás vagy szétszerelés jeleit mutatja, a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti.
- Ne használja a terméket, ha sérült a tápkábel vagy a dugó, ha nem működik megfelelően, ha a földre esés miatt megsérült, vagy ha vízbe esett. Forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi forgalmazóhoz (a cím a kézikönyv végén található).
- Ne irányítsa a szájuhanyból kiáramló víz-sugarat a nyelv alá, a fülbe, az orrba vagy más érzékeny testrészbe. A termék képes olyan nyomást kifejteni, amely komoly károkat okozhat ezeken a területeken.
- Ne juttasson vizet az orrba vagy a fülbe. Nemkívánatos baktériumok vagy életveszélyes protozoonok (pl. *Naegleria fowleri*) túlélhetnek a nem megfelelően kezelt vízben, akár a csapvízben is. Az expozíciójuk káros hatással lehet az emberi szervezetre.
- A terméket csak rendeltetésszerűen, a megadott utasításoknak megfelelően vagy a fogorvos által javasolt módon használja.
- Csak a WaterPik, Inc. által ajánlott fúvókákat/felszereléseket és tartozékokat használja.
- Ne helyezzen vagy illesszen be semmilyen idegen tárgyat a műszer bármelyik furatába vagy csővébe.

- Tartsa a töltőegységet és a kábelt forró felületektől távol.
- Ne használja a terméket kültéren. Ezenkívül ne használja a következő környezetekben: aeroszolok (spray-k), vagy ellenőrzött oxigén atmoszférájú helyiségekben.
- Ne öntsön jódot, sóoldatot (sós folyadékot) vagy vízben nem oldódó koncentrált illóolajokat a termékbe. Használatuk csökkentheti a termék teljesítményét és lerövidítheti a termék élettartamát. Ezen anyagok használata nem felel meg a jótállási feltételeknek, és érvénytelenítheti a termék jótállását.
- A készülék tartályát csak langyos vízzel vagy a készülék által ajánlott oldatokkal töltsse fel. Professzionális fogászati használatra.
- A termék használata előtt távolítsa el minden ékszert és bízson a szájából.
- Ne használja a terméket, ha nyílt seb van a nyelvén vagy a szájában.
- Ha orvosa vagy kardiológusa antibiotikumok szedését tanácsolta Önnek, pl. egy tervezett fogászati beavatkozás előtt, konzultáljon vele a termék vagy más fogápolási segédesszközök használatáról.
- Fokozott óvatossággal kell eljárni olyan helyzetekben, amikor a terméket gyermekek vagy fogyatékkal élők használják, vagy ha a terméket a közelükben használják.
- Ha a használatban lévő fúvóka mechanikai sérülés jeleit mutatja, például, ha a fúvó-

ka csúcsa elválik a fúvóka többi részétől, azonnal hagyja abba a sérült fúvóka használatát, és cserélje ki egy újra.

- Ne használja a szájuhanyt gyakrabban, mint két óránként és alkalmanként 5 percnél hosszabb ideig.
- A gyermekeket felügyelni kell a termék használatakor, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék megfelel minden követelménynek, és megfelel az elektromos és elektromágneses berendezésekre vonatkozó szabványoknak. Ha Ön pacemakerrel vagy más, mágneset vagy elektronikát tartalmazó beültetett eszközzel rendelkezik, a Waterpik szájuhany használata előtt konzultáljon orvosával vagy az eszköz gyártójával.
- Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne próbálja meg szétszerelni az alkatrészeket.
- A peroxidot tartalmazó fogkrémek, valamint a csiszoló vagy vegyi tisztítószer használata károsíthatja a termék műanyag borítását.


ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET.

TARTALOM




A termék leírása	41
A készülék beüzemelése	42
Tisztítás és irrigálás	43
Karbantartás és gondozás	45
Két év korlátozott garancia	48
Jótállási jegy	48

TERMÉKLEÍRÁS

1. Kefefej
2. Fúvóka
3. Tartályfedél
4. Tartály
5. Víztömlő
6. Víznyomás-szabályozás
7. Vízellátó tömlő kioldó gomb
8. Fogkefe be/ki gomb
9. A kiválasztott program fényjel történő megerősítése
10. Gomb a fúvóka be/ki kapcsolásához
11. Fogantyú
12. A fogkefe akkumulátorának kijelzője
13. Hálózati kábel
14. Töltőbázis
15. Bázisfényjelző



A SZÁJZHUANY ELSŐ HASZNÁLATA



A készülék bekapcsolása

Csatlakoztassa a tápkábel egy konnektorba. Ha a konnektort kapcsolóval kell áram alá helyezni, győződjön meg róla, hogy be van-e kapcsolva.

A kefefej rögzítése a fogantyúhoz

Helyezze a kefefejet a fogantyúra a képen látható módon. Óvatosan nyomja, amíg be nem kattant a helyére. Eltávolításához húzza meg erőteljesen a kefefejet, és válassza le a fogantyúról.

A nyél csatlakoztatása az alaphoz és a vízcsőhöz

Helyezze a nyelet a töltőalapra. Nyomja erősen a tömlő-csatlakozót, amíg az a helyére nem kattant. Az eltávolításhoz egyszerűen nyomja meg a nyél hátulján lévő kerek gombot.

Sonic-Fusion® töltés

Az első használat előtt töltse fel úgy, hogy a nyelet legalább 20 percre a töltőalapra helyezi. A teljes feltöltéshez hagyja a fogantyút legalább 4 órán át a töltőalapon. Egy teljes töltés 14 használatra elegendő (egyenként 2 perc). Ha a fogkefét hosszabb ideig (hat hónapig vagy tovább) kell tárolni, akkor a tárolás előtt feltétlenül töltse fel teljesen (legalább 4 órán keresztül).



Fényjelzők

A fogkefe töltésjelző lámpái a töltőalapról való levétel követően körülbelül 10 másodpercig jelzik az akkumulátor töltöttségi szintjét, majd kialszanak. Ha csak az egyik alsó lámpa világít, a folyamatos használat biztosítása érdekében ajánlott az újratöltés.

Jelzőlámpa az alapon

A kék fény villog, amikor:

- A készülék be van dugva egy konnektorba
- A nyél helyesen van felhelyezve a töltőalapra
- A nyelet eltávolítják a töltőalapról
- A vezeték nélküli ingerületet a kefe küldi a bázisra





A tartály feltöltése

Fordítsa le a tartály fedelét, vegye ki a tartályt az alapból, és tölts fel langyos vízzel. Csukja le a fedelet, és helyezze vissza a zuhanyalapra. Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően ül-e a talpazatra.

Prime Unit (csak első használatra)

Tartsa a kefefejet a mosdókagyló fölé. Nyomja meg a „vízfúvóka be/ki gombot” és forgassa el a nyomásszabályozó gombot többször az alacsony és a magas értékek között, amíg a víz el nem fogy. Ezután kapcsolja ki a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS IRRIGÁLÁS



Fogkefe

Mielőtt megnyomná a fogkefe be-/kikapcsoló gombját, helyezze a fejet a szájába.



Ajánlott technika

A legjobb eredmény elérése érdekében a kefefejet 45 fokos szögben helyezze be a fogínyvonal mentén. Kapcsolja be a készüléket. Alkalmazzon enyhe nyomást, és lassan mozgassa a fogkefét, hogy a szónikus technológia minden fogat alaposan megtisztíthasson. A fogkefe szükség szerint könnyen leválasztható a tömlőről (lásd az ábrát a termékleíró oldalon).

Quad Timer időzítő

A Sonic-Fusion® 30 másodpercenként rövid szünetet tart, hogy emlékeztesse Önt, hogy a száj következő részére (kvadránsra) térjen át. A fogak minden egyes kvadránsára 30 másodperc áll rendelkezésre, és 2 perc elteltével a teljes fogsor megtisztult.

TISZTÍTÁS ÉS IRRIGÁLÁS



2 perces időzítő

A fogkefe 2 perc után automatikusan kikapcsol.

Fúvóka

Mindig helyezze a fejet a szájába, mielőtt megnyomná a vízfúvóka be/ki gombját. Hajoljon a mosdókagyló fölé, és enyhén szorítsa össze az ajkait, hogy a víz ne fröccsenjen ki a száján, de a felesleges folyadék mégis a mosdóba folyjon. Irányítsa a fúvókából kiáramló vízsugarat merőlegesen az íny vonalára.

Nyomás beállítása

Első használatához fordítsa a nyomásszabályozó gombot a legalacsonyabb fokozatra (1. nyomásfokozat). Az idő múlásával, szükség szerint vagy fogorvosa utasításai szerint fokozatosan növelheti a nyomást.

Ajánlott technika




Kezdje a hátsó fogakkal, és haladjon az első fogak felé. A víznek a fogíny felé 90 fokos szögben kell áramlania. A fúvókát egyenletesen mozgassa végig az íny vonalán, mindig megállva egy rövid időre minden fogköznel. Folytassa a mozgatót, amíg a felső és az alsó állkapocs fogainak elejét és hátulját meg nem tisztította. Használat után kapcsolja ki a szájuhanyt. Öntse ki a maradék folyadékot, és ürítse ki teljesen a tartályt.

MEGJEGYZÉS: Ha a fúvókával történő tisztítás során a sima vízen kívül szájvizet vagy bármilyen más terméket használt, lásd „Szájöblítők és egyéb oldatok használata”.

Fogkefe + fúvóka

A fogkefe és a vízfúvóka egyidejű használatához helyezze a kefefefejet a szájába. Nyomja meg a gombot a fogkefe be/ki kapcsolásához, majd nyomja meg a gombot a vízfúvóka be/ki kapcsolásához.

KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS



Takarítás útközben

A fogkefe leválasztható az alapról, így könnyen használható például utazáskor is. Helyezze a nyelet és a kívánt kefefejet a speciális zárt tokba, hogy utazás közben védve legyen.

MEGJEGYZÉS: A fogkefe tömlőről való leválasztásához nyomja meg a nyél hátulján lévő kerek gombot.

Szájvíz és egyéb készítmények használata

A Waterpik® Sonic-Fusion® szájuhany használható néhány szájvíz és egyéb antibakteriális oldat alkalmazásával (konzultáljon a megfelelő választékról; lásd FONTOS BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK - FIGYELMEZTETÉSEK). Bármilyen speciális termék használata után öblítse ki a készüléket, hogy megakadályozza a dugulást - töltsse fel a tartályt meleg vízzel, a nyelet és a pótféjet a mosdókagylóba irányítsa, kapcsolja be a készüléket és üritse ki a teljes tartályt.

Gondozás és karbantartás

Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.


Minden használat után

1. Győződjön meg róla, hogy minden funkció ki van kapcsolva. Minden használat után vegye le a kefefejet a nyélről, és folyó víz alatt öblítse le mindkettőt.
2. Minden használat után törölje szárazra a nyelet.
3. Helyezze a nyelet a töltőre, és hagyja a készüléket bedugva. A készülék nem fog túlterhelődni.

Tisztítás / vízkőmentesítés

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról. Szükség esetén tisztítsa meg a termék külső felületét puha ruhával és enyhe, nem súroló tisztítószerekkel.
- A használt víz összetételétől és ásványi anyag tartalmától függően a készülékben vízkő képződhet. Ha nem figyel oda a vízkőlerakódásokra, a készülék egy idő után nem működik megfelelően. Ezért 1-3 havonta rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket.


KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS



Adjon 1 evőkanál fehér ecetet egy teli tartály meleg vízhez. A fúvókát irányítsa a mosdókagylóba. Kapcsolja be a készüléket, és hagyja, hogy a víz a fúvókán keresztül áramoljon, amíg a tartály teljesen ki nem ürül. Ismételje meg a folyamatot csak tiszta meleg vízzel teli tartállyal.

Alacsony töltöttségű akkumulátor zárása

A fogkefe töltöttségjelzői világítanak, ha az akkumulátor kapacitása túl alacsony. Ennek hatására a fogkefe záró üzemmódba kapcsolhat. A zár feloldásához helyezze a hálózati fogantyút a töltőalapra.




Folyadék szivárgás

Ha a készülékből használat közben a tömlő sérülése miatt folyadék szivárog vegye fel a kapcsolatot a szaküzlettel, a forgalmazóval - Profimed - vagy a gyártóval a www.waterpik.com címen a megfelelő szervizelés érdekében.





Több egység együtt

A vezeték nélküli kommunikáció zavarainak elkerülése érdekében, amikor egyenél több Waterpik® Sonic-Fusion® készüléket használnak egymás közelében, keresse fel a (waterpik.com/MUP) webhelyet, ahol útmutatást kaphat a bázis és a nyél azonosítójának megváltoztatásához.



Az akkumulátorok gondozása és ártalmatlanítása

A készülék nikkell-fémhidrid akkumulátort tartalmaz. Amikor az akkumulátor eléri hasznos élettartama végét, a legközelebbi gyűjtődudvarban a törvényi előírásoknak megfelelően, környezetkímélő módon ártalmatlanítsa az akkumulátort. Az akkumulátorok nem cserélhetők, ezért csak akkor vegye ki az akkumulátort, ha az elérte élettartama végét. Ha ezt korábban megteszi, a termék megsemmisülhet. Tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a szem, a kéz és a munkafelület védelme érdekében.



Vegye ki az elemeket a képen látható módon, és mindent a törvényi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítson.

1. Amennyiben a kefe elvesztette élettartamát teljesen ürítse ki az akkumulátort.
2. Készítsen elő egy törülközőt vagy ruhát, kalapácsot, csavarhúzó és fémollót.
3. Vegye le és dobja el a kefefejét.
4. Takarja le teljesen a nyelet egy törülközővel vagy ruhával.
5. Egyik kezével nyomja a nyél tetejét a munkafelülethez, és kalapáccsal üsse a fogantyúfedele az alsó kerület körül minden oldalon, amíg a zárófedél reteszelve ki nem oldódik.
6. Fordítsa a nyelet fejjel lefelé, és vegye ki a belső alkatrészeket.
7. Ha a belső alkatrészek nem nyílnak ki, ismételje meg az 5. és 6. lépést, amíg az alkatrészek ki nem nyílnak.
8. Távolítsa el a zárókupakot a belső szerelvényről.
9. Csúsztassa ki az akkumulátort a belső egységből.
10. Vágja el az akkumulátor vezetékeit egyesével fémvágó késsel.
11. Az akkumulátort megfelelően hasznosítsa újra és ártalmatlanítsa.
12. Környezetvédelmi szempontból ártalmatlanítsa a termék megmaradt darabjait.

KÉT ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

Szervizkarbantartás

A Waterpik® Sonic-Fusion® nem tartalmaz a felhasználók által javítható elektromos alkatrészeket, és nem igényel rendszeres szervizkarbantartást (ez a megjegyzés nem vonatkozik az időszakos tisztításra). A rendelkezésre álló pótalkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos részletes információkért a www.profimed.hu vagy a www.waterpik.com weboldalakat ajánljuk figyelmébe. Adott esetben kérjük, adja meg a termék típusazonosító számát. Ezek a számok a termék alján találhatók. Nem talál választ a kérdésére a készülékkel kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot az info@profimed.hu címen, vagy látogasson el a www.profimed.hu vagy a www.waterpik.com weboldalra.

Jótállási időszak

A garancia csak a termék közvetlen vásárlójára érvényes. A garancia az eladástól számított 2 évig érvényes. A felhasználónak kérésre be kell mutatnia a vásárlás dátumát és a teljes terméket igazoló eredeti blokkot. Ha a jótállási időszak alatt a készülék megsérül (kivéve a helytelen kezelésből vagy nem előírt feszültségforrás vagy transzformátor használatából eredő nyilvánvaló sérüléseket), a Water Pik, Inc. fenn tartja a jogot a termék bevizsgálására és saját belátása szerint a hibás alkatrészek javítására vagy cseréjére. Ez a garancia nem vonatkozik a tartozékokra vagy a fogyó alkatrészekre, például a kefefejekre. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az eladó a kézikönyv hátoldalán elhelyezte a vásárlás dátumát és a bélyegzőt. A vásárlást igazoló bizonylatot őrizze meg. Ez a garancia magában foglal minden egyéb, akár írott, akár szóbeli garanciát, beleértve minden olyan garanciát, amely a piacon szokásos vagy a célnak megfelelő.

JÓTÁLLÁSI JEGY

TERMÉK	BÉLYEG	DÁTUM
Waterpik® Sonic-Fusion® SF-02		

Értékesítés és szerviz

Magyar Profimed Kft.,

Reitter Ferenc utca 132/E, Budapest, 1131, e-shop: www.profimed.hu