

# PHILIPS

## sonicare

Sonický elektrický  
zubní kartáček 2 těla

EasyClean

1 režim

2 kartáčkové hlavice

HX6511/35



## Lepší odstranění plaku

### dokonalý zubní kartáček pro bělejší zuby

Jedinečný dynamický čistící účinek sonického zubního kartáčku Philips Sonicare HX6511/50 šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

#### **Pomáhá následovat doporučení odborníků**

- 2minutový časovač hlídá doporučenou délku čištění
- Funkce Quadpacer napomáhá důkladnému vyčištění

#### **Zaručuje výjimečnou čistotu**

- Dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor
- Šikmý krček kartáčkové hlavice pro lepší přístup k zadní straně zubů
- Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček\*
- Dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor

#### **Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní**

- Bezpečný a šetrný – klinicky ověřeno
- Zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá zesvětlovat zuby

#### **Nabízí čištění podle vašich potřeb**

- Program snadného začátku pro snazší přivyknutí na kartáček Philips Sonicare



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Přednosti

## Bezpečný a šetrný



Philips Sonicare je jemný elektrický kartáček na rovnátka (hlavice kartáčku se na rovnátkách dříve opotřebuje) a lze jej bezpečně používat i na zubní náhrady (výplně, korunky, fazety) a obnažené krčky.

## Sonická technologie




Jedinečný dynamický účinek kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

## Funkce Smartimer




2minutový časovač tohoto sonického zubního kartáčku Philips Sonicare pomáhá dodržet dobu čištění doporučenou odborníky

## Šikmý krček kartáčkové hlavice




Jedinečně nakloněný krček hlavice tohoto zubního kartáčku usnadňuje přístup k zadní straně zubů a odstranění plaku i z těchto obtížně přístupných oblastí.

## Program Easy-start




Během prvních 14 použití zlehka zvyšuje intenzitu čištění, abyste si na čištění s elektrickým zubním kartáčkem Philips Sonicare lépe zvykli

## Funkce Quadpacer




30vteřinový časovač vás upozorní na uplynutí čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každému kvadrantu svých zubů věnovat přiměřenou dobu a čištění si tak lépe rozvrhnout.

## Pomáhá zesvětlovat zuby



Tento elektrický zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá odstranit a redukovat skvrny na zubech tak, abyste měli zářivější úsměv.

## Odstraňuje až 2x více plaku



Unikátní sonická technologie odstraňuje až 2x více plaku než manuální kartáček.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub>. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

# Specifikace

## Režimy

**Clean:** Pro výjimečné každodenní čištění

## Balení obsahuje

**Těla kartáčku:** 2 EasyClean

**Kartáčkové hlavice:** 2 ks ProResults, standardní velikost

**Nabíječka:** 1

## Design a provedení

**Barva:** Ledovcově zelená

## Výkon čištění

**Frekvence:** Až 62 000 pohybů za minutu

**Výkon:** Odstraňuje až 2x více plaku\*

**Přínos pro zdraví:** Pomáhá zlepšit zdravotní

stav dásní

**Bělící účinky:** Bělejší zuby až o 2 odstíny

**Časovač:** Quadpacer a SmartTimer

## Snadné použití

**Systém kartáčkových hlavic:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Výdrž baterie:** Až 2 týdny

**Indikátor baterie:** Kontrolka zobrazuje stav baterie

**Rukojeť:** Tenký ergonomický design

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** Až 2 týdny

## Spotřeba

**Napětí:** 110–220 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

