



Philips Sonicare  
AirFloss Ultra – mezizubní  
hygiena

S 1 tryskou



HX8331/01

## Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno\*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj Philips Sonicare AirFloss Ultra je pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezi zuby. AirFloss Ultra lze používat s ústní či obyčejnou vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.\*\*

### Zlepšuje zdraví zubů a dásní

- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku\*\*\*
- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti\*\*
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

### Jedinečná technologie

- Směs vzduchu a mikro-kapiček vody rozruší a odstraní plak z mezizubního prostoru
- Vysoce výkonná tryska
- Vyberte jeden, dvojí nebo trojí prostržik

### Nejjednodušší cesta k efektivnímu čištění mezizubních prostor

- Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk
- 60 vteřin stačí: namířit, stisknout, hotovo!
- Svěžest a čistota s ústní vodou

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Přednosti

### Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku




Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čišťených míst.\*\*\*

### Technologie mikrokapiček




Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs mikrokapiček vody a vzduchu k účinnému a zároveň jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

### Snadno získáte zdravý návyk



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

### Pro zdravější dásně



Philips Sonicare AirFloss Ultra podle klinických studií zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.\*\* Stav dásnílepší za pouhé dva týdny.

### Vyčistí za pouhých 60 vteřin



S přístrojem AirFloss Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržetím aktivačního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.

### Svěžest a čistota s ústní vodou



Používejte s ústní vodou a získejte tak pocit dokonalé svěžesti bez bakterií.

### Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu




Jemným odstraňováním plaku, který čištění neodstranilo, pomáhá přístroj Philips Sonicare AirFloss Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

### Vysoce výkonná tryska



Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

### Volitelné nastavení počtu prostřiků



Směs vzduchu a mikrokapiček vody přístroje AirFloss Ultra můžete upravit podle svých potřeb na jednoduchou, dvojitou nebo trojitou dávku, která se spustí aktivačním tlačítkem.

# Specifikace

## Balení obsahuje

- Tělo AirFloss Ultra: 1
- Trysky: 1
- Nabíječka: 1

## Design a provedení

- Barva: Bílá s nádechem šedé

## Výkon čištění

- Klinicky prokázané výsledky: Stejně účinný jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro snížení krvácení dásní, pro odstranění zubního plaku
- Výkon: Odstraňuje až 99,9 % plaku
- Přínos pro zdraví: Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů
- Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostříkávání, Vyberte jeden, dvojí nebo trojí prostřík
- Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých

6 měsíců

## Snadné použití

- Tělo AirFloss Ultra: Tenký ergonomický design
- Indikátor baterie: Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití
- Výdrž baterie: Až 2 týdny
- Systém trysky: Snadné nasazení a sejmutí

## Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

## Spotřeba

- Napětí: Nabíječka pro více napětí

## Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka



Datum vydání 2017-11-09

Verze: 6.0.1

EAN: 08 71010 37129 16

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss Ultra pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Blíže informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.  
\*\*\* v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit.  
\* nebo vám vrátíme peníze